

ARTEMIS

BLUSH EDITION

USER MANUAL

Model: E100B-1



RENPHO
REJUVEN

Thank you for your purchase.
Please read this manual carefully before use
and follow all instructions. As we continually
improve our products, specifications may
change – always refer to your actual device if
features differ from this manual. Retain this
guide for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING.

1. The provided eye cups enhance safety by blocking infrared light and other light sources. If using the device without the eye cups installed, avoid looking directly at the light source, limit prolonged exposure, and keep your eyes closed during use.
2. When using for the first time, please fully charge the controller.
3. The mask contains circuits and LED modules—avoid squeezing, folding, or placing heavy objects on it.
4. Use only a power supply with $\leq 15\text{W}$ output.
5. Discontinue use if discomfort occurs.
6. For better absorption, use with disposable facial masks containing natural ingredients or skincare products like acne/whitening treatments to help enhance the effects.
7. The mask contains silicone and may have a slight odor when first opened—this is normal and will disappear quickly.

WARNINGS

- Do not leave the device unattended when turned on to avoid the risk of fire or burns.
- This device is not designed for use by persons with limited physical, sensory, or mental abilities, or lack of experience and knowledge, unless they are trained, supervised, or used together to avoid fire hazards or burns.
- This device is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device to avoid the risk of fire and burns.
- Do NOT wash electrical parts with water or other liquids.
- Water and electricity are a dangerous combination, and in order to avoid the danger of the exit point:
 - Do not use the device in a humid environment (e.g., in a bathroom or shower or pool attachment).
 - Do not allow water to enter the device.
- Do not use the device if it appears to be operating incorrectly, and contact customer support.
- Do not use the device in combination with any medications which may result in damage to skin tissue.
- Do not expose any parts of the device to chemical solvents or harsh cleaning fluids.
- The device contains silicon and plastics that come into contact with the skin during use. Do not use the device if you have a known allergic reaction to contact with silicone or plastics.
- Avoid fluids on the light panel and controller. Discontinue use if there is water in the device.
- Opening or altering the device may damage the

operating circuits and will result in voiding the warranty.

- Please keep the unit out of reach of children, since the strap can cause strangulation.

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in HAZARDOUS radiation exposure.

- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- This appliance must only be supplied at SELV.

- Protection of eyes against exposure to visible and infrared radiation.

- Adequate precautions must be taken to safeguard the user against the dangers of excessive exposure.

- Appliances are not to be used by:

- persons suffering from sunburn;
- persons under medical care for diseases that involve photosensitivity;
- persons receiving photosensitising medications.

- If unexpected side effects, such as itching, occur within 48 h of the first session of using an appliance, medical advice should be sought prior to further exposure.

This device is for cosmetic purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. It is not a medical-grade LED therapy device and has no therapeutic or clinical effects.

About the Battery

1. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short-circuited by metal objects.
3. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).


Battery Producer Labelling

Manufacturer: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.
Address: Room 205, No. 8 Shangheng Road, Chang'an Town,
Dongguan City, Guangdong Province
Mail: 2933498368@qq.com
Website: www.hdbattery.cn

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTAINS


① LED silicone mask




② Eye cup



③ USB charging cable



④ Controller



⑤ Adjustable head strap




PREPARATION

Fully charge the device before first use (about 2.5 hrs) - indicators flash during charging and stay solid when fully charged (Note: Cannot be used while charging).



Please follow the steps in order



Step 1

Clean and dry your face.



Step 2

Properly install eye cups and head straps.




Step 3

Connect the controller.



Step 4

Wear the mask, adjust the straps for a secure fit.



OPERATION

Light Sensitivity Skin Test

Before first use, perform the following test:

Step 1

Place the device on your arm and turn it on for 10 minutes. If redness or itchiness occurs, you may have photosensitive skin. Discontinue use or consult a dermatologist.

Step 2

Clean and dry your face (remove all makeup) to avoid interference from light-sensitive cosmetic ingredients. Apply the mask to your face.

Step 3

Check for any adverse reaction after use, mild redness is normal and should fade within 1–2 hours. If burning or discomfort occurs, stop immediately and seek medical advice.

1. Power On/Off


Turn On: Press and hold the Power button.

Default mode: Red + NIR Light (Intensity Level 1) with a 10-minute timer.

Turn Off: Press and hold the Power button again

2. Adjust Intensity

Press the Power button to cycle through 5 intensity levels.



3. Switch Light Modes

Press the Mode button to toggle between Red (R), Blue (B), Green (G), and Infrared Light (NIR) combinations:



R + NIR Mode (630nm + 850nm)



B + NIR Mode (415nm + 850nm)



G + NIR Mode (520nm + 850nm)



R + B + G + NIR Mode (630nm+ 415nm+ 520nm + 850nm)

4. Set Timer

Press the Time button to switch between 10, 20, or 30-minute sessions.

Frequency

Initial Phase: 3–4 sessions/week (10 minutes each).

Maintenance Phase: 1–2 sessions/week after visible results.

SPECIFICATION

Product Name: LED Light Soft Mask

Model: E100B-1

Input: 5V $\equiv$ 1A

Battery Voltage: DC 3.7V

Battery Capacity: 2000mAh 7.4Wh

Timer: 10/20/30 min (10 min recommended)

Charging Time: 2.5H

Operating Time: >45 min

Recommended Ambient Temperature: 50°F – 104°F (10°C – 40°C)

CLEANING

1. Do not soak the mask in water. Gently wipe the surface with a damp cloth.
2. Remove head straps for separate washing.
3. Never use corrosive solvents (alcohol, bleach, etc.) to clean the mask.

STORAGE

1. After your session, store the mask in its box (or a cool, dry place).
2. Avoid direct sunlight or high temperatures to prevent material degradation.

TROUBLESHOOTING

Q: Why does the device shut off during use?

- Automatic shutdown occurs when session time ends.
- Check battery level.

Q: Why is the light blinking during use?

- Ensure the mask is securely connected to the controller.

Q: Which intensity level should I choose?

- Start at Level 1 (lowest) and gradually increase based on skin comfort.

Q: Can I use it daily for faster results?

- No. Follow the recommended schedule. Overuse may irritate skin without improving efficacy.

Q: Why am I not seeing the same results as others?

- Results vary due to individual skin thickness and consistency of use.

WARRANTY (1-YEAR-PERIOD)

The manufacturer's warranty is void under the following circumstances but not limited to:

- Improper or inadequate maintenance or modification.
- Accident, misuse, abuse, contamination, or other external causes.
- The use of unspecified adapter and accessories.
- Loss or damage in transit.
- Damages that occur as a result of one's failure to follow the instructions.

- This warranty does not apply to expendable or consumable parts and does not extend to any product from which the serial number has been removed.

CUSTOMER SERVICE

We have an award-winning warranty, exchange, and customer service team that guarantees hassle-free solutions to any issue you might have within business hours.

TEL: +1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 69 7367 (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

E-MAIL: support@renpho.com

* For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Vielen Dank für Ihren Kauf. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen. Da wir unsere Produkte kontinuierlich verbessern, können sich die Spezifikationen ändern. Wenn die Funktionen von diesem Handbuch abweichen, beziehen Sie sich immer auf Ihr tatsächliches Gerät. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**LESEN SIE SICH VOR DER ANWENDUNG
ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.**

1. Die mitgelieferten Augenmuscheln erhöhen die Sicherheit, indem sie Infrarotlicht und andere Lichtquellen blockieren. Wenn Sie das Gerät ohne Augenmuscheln verwenden, vermeiden Sie den direkten Blick in die Lichtquelle, begrenzen Sie längere Belichtungszeiten und halten Sie die Augen während der Verwendung geschlossen.
2. Laden Sie die Steuerung vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Die Maske enthält Schaltkreise und LED-Module. Vermeiden Sie es, sie zu quetschen, zu falten oder schwere Gegenstände darauf abzulegen.
4. Verwenden Sie nur ein Netzteil mit einer Leistung von ≤ 15 W.
5. Stellen Sie die Anwendung ein, wenn Beschwerden auftreten.
6. Verwenden Sie für eine bessere Absorption

Einweg-Gesichtsmasken mit natürlichen Inhaltsstoffen oder Hautpflegeprodukte wie Akne-/Bleaching-Behandlungen, um die Wirkung zu verstärken.

7. Die Maske enthält Silikon und kann beim ersten Öffnen einen leichten Geruch aufweisen – dies ist normal und verschwindet schnell.

WARNHINWEISE

● Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist, um Brand- oder Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

● Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden entsprechend geschult, beaufsichtigt oder gemeinsam verwendet, um Brand- oder Verbrennungsgefahren zu vermeiden.

● Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen und so Brand- oder Verbrennungsgefahr vermeiden.

● Elektrische Teile NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen.

● Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination. Um Gefahren an den Austrittspunkten zu vermeiden:

– Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z.B. im Badezimmer, in der Dusche oder am Pool).

– Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen.

● Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fehlerhaft zu funktionieren scheint, und wenden Sie sich an den

Kundendienst.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit Medikamenten, die zu Hautschäden führen können.
- Setzen Sie keine Geräteteile chemischen Lösungsmitteln oder aggressiven Reinigungsflüssigkeiten aus.
- Das Gerät enthält Silikon und Kunststoffe, die während der Anwendung mit der Haut in Kontakt kommen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie bekanntermaßen auf Silikon oder Kunststoffe allergisch reagieren.
- Vermeiden Sie Flüssigkeiten auf dem Lichtpanel und dem Controller. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Wasser im Gerät ist.
- Das Öffnen oder Verändern des Geräts kann die Betriebsschaltkreise beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, da das Band zu Strangulation führen kann.
- Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder Verfahren, die hier nicht angegeben sind, kann zu GEFÄHRLICHER Strahlung führen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nur mit SELV betrieben werden.
- Schutz der Augen vor sichtbarer und infraroter Strahlung.
- Es müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen

getroffen werden, um den Benutzer vor den Gefahren einer übermäßigen Exposition zu schützen.

● Das Gerät darf nicht verwendet werden von:

- Personen mit Sonnenbrand;
- Personen, die wegen Krankheiten behandelt werden, die mit Lichtempfindlichkeit einhergehen;
- Personen, die lichtsensibilisierende Medikamente einnehmen.

● Sollten innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Anwendung unerwartete Nebenwirkungen wie Juckreiz auftreten, ist vor einer weiteren Anwendung ein Arzt zu konsultieren.

Dieses Gerät dient ausschließlich kosmetischen Zwecken und ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Es handelt sich nicht um ein LED-Therapiegerät in medizinischer Qualität und hat keine therapeutischen oder klinischen Wirkungen.

Akku-Information

1. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
2. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
3. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
4. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
5. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.

6. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.
8. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
9. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
10. ACHTUNG – Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C (212 °F) erhitzen.

Kennzeichnung der Batteriehersteller

Hersteller: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 205, No. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province


Webseite: www.hdbattery.cn

E-Mail: 2933498368@qq.com

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

ENTHÄLT


① LED-Silikonm




② Augenmuschel



③ USB-C-Ladekabel



④ Steuerung



⑤ Verstellbarer Kopfbänder



VORBEREITUNG

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf (ca. 2,5 Stunden) – die Anzeigen blinken während des Ladevorgangs und leuchten durchgehend, wenn es vollständig geladen ist (Hinweis: Kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden).



Bitte befolgen Sie zur Verwendung die Schritte



Schritt 1

Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht.r face.



Schritt 3

Verbinden Sie die Steuerung.




Schritt 2

Installieren Sie beide Augenmuscheln und Kopfbänder.



Schritt 4

Tragen Sie die Maske und passen Sie die Bänder für einen sicheren Sitz an.



BETRIEB

Lichtempfindlichkeitshauttest

Führen Sie vor der ersten Verwendung den folgenden Test durch:

Schritt 1

Legen Sie das Gerät auf Ihren Arm und schalten Sie es für 10 Minuten ein. Wenn Rötungen oder Juckreiz auftreten, haben Sie möglicherweise lichtempfindliche Haut. Beenden Sie die Anwendung oder konsultieren Sie einen Dermatologen.

Schritt 2

Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht (entfernen Sie sämtliches Make-up), um Störungen durch lichtempfindliche kosmetische Inhaltsstoffe zu vermeiden. Tragen Sie die Maske auf Ihr Gesicht auf.

Schritt 3

Achten Sie nach der Anwendung auf etwaige Nebenwirkungen. Eine leichte Rötung ist normal und sollte innerhalb von 1 bis 2 Stunden abklingen. Wenn Brennen oder Beschwerden auftreten, hören Sie sofort auf und suchen Sie einen Arzt auf.

1. Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Standardmodus: Rot + NIR-Licht (Intensitätsstufe 1) mit einem 10-Minuten-Timer.

Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt.

2. Intensität anpassen

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um durch die 5 Intensitätsstufen zu blättern.

3. Lichtmodi wechseln

Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen den Kombinationen aus Rot (R), Blau (B), Grün (G) und Infrarotlicht (NIR) zu wechseln:



R + NIR-Modus (630 nm + 850 nm)




B + NIR-Modus (415 nm + 850 nm)



G + NIR-Modus (520 nm + 850 nm)



R + B + G + NIR Modus (630nm + 415nm + 520nm + 850nm)



4. Timer einstellen

Drücken Sie die Zeittaste, um zwischen 10-, 20- oder 30-minütigen Sitzungen zu wechseln.

Häufigkeit

Anfangsphase: 3 bis 4 Sitzungen/Woche (je 10 Minuten).

Erhaltungsphase: 1 bis 2 Sitzungen/Woche nach sichtbaren Ergebnissen.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname: LED-Licht Soft-Maske

Modell: E100B-1

Eingang: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Batteriespannung: Gleichstrom 3,7 V

Akkukapazität: 2.000 mAh 7,4 Wh

Timer: 10/20/30 Min.

Aufladezeit: 2,5 Stunden

Betriebsdauer: > 45 Min.

Empfohlene Umgebungstemperatur: 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)

REINIGUNG

1. Weichen Sie die Maske nicht in Wasser ein. Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.
2. Nehmen Sie die Kopfbänder zum separaten Waschen ab.
3. Verwenden Sie zum Reinigen der Maske niemals ätzende Lösungsmittel (Alkohol, Bleichmittel usw.).

AUFBEWAHRUNG

1. Bewahren Sie die Maske nach der Behandlung in ihrer Verpackung (oder an einem kühlen, trockenen Ort) auf.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder hohe Temperaturen, um Materialzersetzung zu verhindern.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Warum schaltet sich das Gerät während der Verwendung ab?

- Die automatische Abschaltung erfolgt nach Ablauf der Behandlungszeit.
- Überprüfen Sie den Akkustand.

F: Warum blinkt das Licht während der Verwendung?

- Stellen Sie sicher, dass die Maske sicher mit der Steuerung verbunden ist.

F: Welche Intensitätsstufe sollte ich wählen?

- Beginnen Sie mit Stufe 1 (niedrigste) und steigern Sie diese schrittweise, je nach Hautverträglichkeit.

F: Kann ich es täglich verwenden, um schnellere Ergebnisse zu erzielen?

- Nein. Halten Sie sich an den empfohlenen Zeitplan. Übermäßiger Gebrauch kann zu Hautreizungen führen, ohne die Wirksamkeit zu verbessern.

F: Warum sehe ich nicht dieselben Ergebnisse wie andere?

- Die Ergebnisse variieren je nach individueller Hautdicke und Anwendungskonsistenz.

GARANTIE (2 JAHR)

Die Herstellergarantie erlischt unter folgenden Umständen, ist jedoch nicht darauf beschränkt:

- Unsachgemäße oder unzureichende Wartung oder Modifikation.
- Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Verunreinigung oder andere externe Ursachen.
- Verwendung nicht spezifizierter Adapter und Zubehörteile.
- Verlust oder Beschädigung während des Transports.
- Schäden, die durch Nichtbefolgen der Anweisungen entstehen.
- Diese Garantie gilt nicht für Verschleißteile und erstreckt sich nicht auf Produkte, von denen die Seriennummer entfernt wurde.

KUNDENDIENST

Wir verfügen über ein preisgekröntes Garantie-, Umtausch- und Kundendienstteam, das Ihnen innerhalb unserer Geschäftszeiten eine problemlose Lösung aller Ihrer Probleme garantiert.

TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

E-MAIL: support@renpho.com

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte innerhalb der angegebenen Garantiezeit mit Ihrer Bestellnummer. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Merci pour votre achat. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil et suivre toutes les instructions. Alors que nous améliorons continuellement nos produits, les spécifications peuvent changer.

Vérifiez toujours votre appareil si les caractéristiques diffèrent de celles de ce mode d'emploi. Conservez ce guide pour le consulter ultérieurement.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

**LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.**

1. Les œillères fournies améliorent la sécurité en bloquant la lumière infrarouge et d'autres sources de lumière. Si vous utilisez l'appareil sans les lunettes de protection, évitez de regarder directement la source lumineuse, limitez l'exposition prolongée et gardez les yeux fermés pendant l'utilisation.
2. Lors de la première utilisation, rechargez complètement le contrôleur.
3. Le masque contient des circuits et des modules LED. Évitez de le serrer, de le plier et de placer des objets lourds dessus.
4. Utilisez uniquement un bloc d'alimentation d'une puissance ≤ 15 W.
5. Cessez l'utilisation en cas d'inconfort.
6. Pour une meilleure absorption, utilisez-le avec des masques jetables contenant des ingrédients naturels ou des produits de soins de la peau tels que des traitements contre l'acné ou des traitements blanchissants pour aider à renforcer les effets.
7. Ce masque contient du silicone et peut dégager une légère odeur lorsque vous ouvrez l'emballage. Cette odeur est normale et disparaît rapidement.

AVERTISSEMENTS

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont formées, supervisées ou accompagnées afin d'éviter les risques d'incendie ou de brûlure.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et ainsi éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.
- NE PAS laver les parties électriques avec de l'eau ou d'autres liquides.
- L'eau et l'électricité sont une combinaison dangereuse. Afin d'éviter tout risque au niveau du point de sortie :
 - N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides (par exemple, dans une salle de bains, une douche ou à proximité d'une piscine).
 - Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble mal fonctionner et contactez le service client.
- N'utilisez pas l'appareil en combinaison avec des médicaments pouvant provoquer des lésions cutanées.
- N'exposez aucune partie de l'appareil à des solvants chimiques ou à des liquides de nettoyage.
- L'appareil contient du silicone et des plastiques qui entrent en contact avec la peau lors de l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes allergique au silicone ou aux plastiques.
- Évitez tout liquide sur le panneau lumineux et la commande. Cessez l'utilisation s'il y a de l'eau à l'intérieur de l'appareil.
- L'ouverture ou la modification de l'appareil peut

endommager les circuits et entraîner l'annulation de la garantie.

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants, car la sangle peut provoquer une strangulation.

- L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés ici peut entraîner une exposition à des radiations DANGEREUSES.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus.

- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Cet appareil doit être alimenté uniquement en SELV.

- Protéger les yeux contre l'exposition à la lumière visible et au rayonnement infrarouge.

- Des précautions adéquates doivent être prises pour protéger l'utilisateur contre les dangers d'une exposition excessive.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par :

- les personnes souffrant de coups de soleil ;

- les personnes sous traitement médical pour des maladies impliquant une photosensibilité ;

- les personnes prenant des médicaments photosensibilisants.

- En cas d'effets secondaires inattendus, tels que des démangeaisons, dans les 48 heures suivant la première utilisation de l'appareil, un avis médical doit être demandé avant toute nouvelle exposition.

Cet appareil est destiné uniquement à des fins esthétiques et n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Il ne s'agit pas d'un appareil de luminothérapie LED de qualité médicale et il n'a aucun effet thérapeutique ou clinique.

À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
2. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec des objets métalliques.
3. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.
4. Ne pas démonter, ni ouvrir ni déchiqueter la batterie.
5. Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
6. En cas de fuite de la batterie, il ne faut pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
7. Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Il faut toujours utiliser le chargeur approprié et se reporter aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de charge appropriées.
8. Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
9. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
10. ATTENTION – La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F).


Étiquetage des fabricants de batteries

Fabricant: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd. Adresse: Room 205, No. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province Site web: www.hdbattery.cn E-mail: 2933498368@qq.com

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU


- ① Masque silicone à LED




- ② Œillères



- ③ câble de charge USB-C



- ④ Contrôleur



- ⑤ Sangle de tête réglable



PRÉPARATION

Rechargez complètement l'appareil avant la première utilisation (environ 2 h 30). Les témoins lumineux clignotent pendant la charge et restent allumés lorsque l'appareil est complètement chargé (remarque : il n'est pas possible d'utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge).



Veillez respecter les étapes suivantes pour utiliser l'appareil



Étape 1

Nettoyez et séchez votre visage.



Étape 3

Branchez le contrôleur.




Étape 2

Mettez en place les œillères sur les yeux et la sangle derrière la tête.



Étape 4

Portez le masque et ajustez les sangles pour un bon maintien.



FONCTIONNEMENT

Test cutané de sensibilité à la lumière

Avant la première utilisation, effectuez le test suivant :

Étape 1

Placez l'appareil sur votre bras et mettez-le en marche pendant 10 minutes. Si des rougeurs ou des démangeaisons apparaissent, il se peut que votre peau soit photosensible. Cessez l'utilisation et consultez un dermatologue.

Étape 2

Nettoyez et séchez votre visage (démaquillez-vous) pour éviter toute interférence avec les ingrédients cosmétiques sensibles à la lumière. Appliquez le masque sur votre visage.

Étape 3

Vérifiez l'absence de réaction indésirable après l'utilisation. Une légère rougeur est normale et devrait s'estomper en 1 à 2 heures. En cas de brûlure ou de gêne, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

1. Mise en marche / arrêt


Mise en marche : appuyez longuement sur le bouton de mise en marche.

Mode par défaut : rouge + infrarouge (niveau d'intensité 1) avec minuterie de 10 minutes.

Extinction : appuyez à nouveau longuement sur le bouton de mise en marche.

2. Modifier l'intensité

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour passer d'un niveau d'intensité à un autre.



3. Changer de mode lumineux

Appuyez sur le bouton Mode pour basculer entre les combinaisons de lumière rouge (R), bleue (B), verte (G) et infrarouge (NIR) :



Mode R + IR (630 nm + 850 nm)



Mode B + IR (415 nm + 850 nm)



Mode G + IR (520 nm + 850 nm)



Mode R + B + G + NIR (630nm + 415nm + 520nm + 850nm)

4. Paramétrer la minuterie

Appuyez sur le bouton « Time » pour basculer entre des sessions de 10, 20 et 30 minutes.

Fréquence

Phase initiale : 3 à 4 séances par semaine (10 minutes chacune).

Phase d'entretien : 1 à 2 séances par semaine après l'obtention de résultats visibles.

CARACTÉRISTIQUES

Nom de l'appareil : Masque LED lumière souple

Modèle : E100B-1

Alimentation : 5 V $\equiv$ 1 A

Tension de la batterie : 3,7 V DC

Capacité de la batterie : 2000 mAh, 7,4 Wh

Durée de la minuterie : 10/20/30 min

Durée de la recharge : 2 h 30

Durée de fonctionnement : >45 min

Température ambiante recommandée :

10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)

NETTOYAGE

1. Ne trempez pas le masque dans l'eau. Essuyez délicatement sa surface avec un chiffon humide.
2. Retirez les sangles de tête pour les laver séparément.
3. N'utilisez jamais de solvants corrosifs (alcool, eau de Javel, etc.) pour nettoyer le masque.

RANGEMENT

1. Une fois le traitement terminé, rangez le masque dans sa boîte (ou dans un endroit frais et sec).
2. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil ou des températures élevées pour éviter la dégradation des matériaux.

FOIRE AUX QUESTIONS

Q: Pourquoi l'appareil s'éteint-il en cours d'utilisation ?

- L'extinction automatique est déclenchée une fois la durée du traitement écoulée.
- Vérifiez la charge de la batterie.

Q: Pourquoi le témoin lumineux clignote-t-il pendant l'utilisation ?

- Vérifiez que le masque est bien connecté au contrôleur.

Q: Quel niveau d'intensité dois-je sélectionner ?

- Commencez par le niveau 1 (le plus bas) et augmentez progressivement tant que vous ne ressentez rien d'inconfortable.

Q: Puis-je utiliser quotidiennement ce masque pour obtenir des résultats plus rapides ?

- Non. Suivez les recommandations de fréquences d'utilisation. Une utilisation excessive peut irriter la peau sans améliorer l'efficacité.

Q: Pourquoi n'ai-je pas les mêmes résultats que les autres utilisateurs ?

- Les résultats varient en fonction de l'épaisseur de la peau et de la régularité de l'utilisation.

GARANTIE (2 AN)

La garantie du fabricant est annulée dans les circonstances suivantes, sans toutefois s'y limiter :

- Entretien ou modification inappropriés ou inadéquats.
- Accident, mauvaise utilisation, abus, contamination ou autres causes externes.

- L'utilisation d'adaptateurs et d'accessoires non spécifiés.
- Perte ou dommage en cours de transport.
- Les dommages qui résultent du non-respect des instructions.
- Cette garantie ne s'applique pas aux éléments jetables ou consommables et ne s'étend pas aux produits dont le numéro de série a été effacé.

SERVICE CLIENT

Nous disposons d'une équipe de service client gérant les demandes de garantie et d'échange qui fournit des solutions à tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Vous pouvez la contacter durant les horaires d'ouverture du service.

E-MAIL: support@renpho.com

* Pour les produits défectueux ou le retour d'articles, veuillez nous contacter en précisant votre numéro de commande pendant la période de garantie spécifiée. NE jetez PAS les éléments du produit, car ils peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation. para su inspección o reparación.

1. Signification du logo de la poubelle barrée



Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.

3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Grazie per l'acquisto. Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e di seguire tutte le istruzioni. Poiché miglioriamo costantemente i nostri prodotti, le specifiche potrebbero cambiare: fare sempre riferimento al dispositivo effettivo se le caratteristiche differiscono da quelle riportate nel presente manuale. Conservare questa guida per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Gli oculari in dotazione aumentano la sicurezza bloccando la luce infrarossa e altre fonti luminose. Se si utilizza il dispositivo senza gli oculari installati, evitare di guardare direttamente la fonte di luce, limitare l'esposizione prolungata e tenere gli occhi chiusi durante l'uso.
2. Al primo utilizzo, caricare completamente il controller.
3. La maschera contiene circuiti e moduli LED: evitare di schiacciarla, piegarla o appoggiarvi sopra oggetti pesanti.
4. Utilizzare solo un alimentatore con potenza in uscita ≤ 15 W.
5. Interrompere l'uso in caso di fastidio.
6. Per un migliore assorbimento, utilizzare con maschere facciali monouso contenenti ingredienti naturali o prodotti per la cura della pelle come trattamenti antiacne / sbiancanti per potenziarne gli effetti.
7. La maschera contiene silicone e potrebbe avere un leggero odore quando viene aperta per la prima volta: è normale e scomparirà rapidamente.

AVVERTENZE

- Non lasciare il dispositivo incustodito quando è acceso per evitare rischi di incendio o ustioni.
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano istruite, supervisionate o utilizzate insieme per evitare rischi di incendio o ustioni.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo ed evitare rischi di incendio e ustioni.
- NON lavare le parti elettriche con acqua o altri liquidi.
- Acqua ed elettricità sono una combinazione pericolosa. Per evitare pericoli al punto di uscita:
 - Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi (ad esempio, in bagno, doccia o in piscina).
 - Non lasciare che l'acqua entri nel dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se sembra funzionare in modo anomalo e contattare l'assistenza clienti.
- Non utilizzare il dispositivo in combinazione con farmaci che possono causare danni ai tessuti cutanei.
- Non esporre nessuna parte del dispositivo a solventi chimici o liquidi detergenti aggressivi.
- Il dispositivo contiene silicone e plastiche che entrano in contatto con la pelle durante l'uso. Non utilizzare il dispositivo se si è allergici al silicone o alle plastiche.
- Evitare liquidi sul pannello luminoso e sul controller. Smettere di usarlo se all'interno del dispositivo è presente acqua.
- L'apertura o la modifica del dispositivo può danneggiare i circuiti operativi e annulla la garanzia.

- Tenere l'unità fuori dalla portata dei bambini, poiché la cinghia può provocare strangolamento.
- L'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale può comportare l'esposizione a radiazioni PERICOLOSE.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state istruite o supervisionate riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio deve essere alimentato solo con SELV.
- Proteggere gli occhi dall'esposizione a radiazioni visibili e infrarosse.
- Devono essere prese adeguate precauzioni per proteggere l'utente dai pericoli di un'esposizione eccessiva.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da:
 - persone con scottature solari;
 - persone sotto trattamento medico per malattie che comportano fotosensibilità;
 - persone che assumono farmaci fotosensibilizzanti.
- In caso di effetti collaterali inaspettati, come prurito, entro 48 ore dalla prima sessione di utilizzo dell'apparecchio, consultare un medico prima di ulteriori esposizioni.

Questo dispositivo è solo per uso cosmetico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Non è un dispositivo di fototerapia LED di livello medico e non ha effetti terapeutici o clinici.

Informazioni sulla batteria

1. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.
2. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa con oggetti metallici.
3. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente.
4. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
5. Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
6. In caso di perdite dalla cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
7. Le batterie e le celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per istruzioni corrette sulla ricarica.
8. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non viene utilizzata.
9. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
10. ATTENZIONE: la batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se usata male. Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperatura superiore a 100 °C (212 °F).


Etichettatura del produttore della batteria

Produttore: Dongguan Leijie Energy Technology Co.,
Ltd.Indirizzo: Room 205, No. 8 Shangheng Road, Chang'an
Town, Dongguan City, Guangdong ProvinceSito
web: www.hdbattery.cn
E-mail: 2933498368@qq.com

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONTIENE


① Maschera in




② Oculare



③ Cavo di ricarica USB-C



④ Controller



⑤ Cinghia regolabile per la testa



PREPARAZIONE

Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo (circa 2,5 ore): le spie lampeggiano durante la ricarica e rimangono fisse quando la carica è completa. (Nota: il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica).



Seguire i passaggi per utilizzarlo



Passaggio 1

Pulire e asciugarsi il viso.



Passaggio 2

Installare sia gli oculari che le cinghie per la testa.




Passaggio 3

Collegare il controller.



Passaggio 4

Indossare la mascherina e regolare le cinghie per una vestibilità sicura.



FUNZIONAMENTO

Test cutaneo di sensibilità alla luce

Prima del primo utilizzo, eseguire il seguente test:

Passaggio 1

Posizionare il dispositivo sul braccio e accenderlo per 10 minuti. Se si manifestano rossore o prurito, è possibile che la pelle sia fotosensibile. Interrompere l'uso o consultare un dermatologo.

Passaggio 2

Pulire e asciugarsi il viso (rimuovere ogni traccia di trucco) per evitare interferenze con ingredienti cosmetici sensibili alla luce. Applicare la maschera sul viso.

Passaggio 3


Controllare eventuali reazioni avverse dopo l'uso: un leggero rossore è normale e dovrebbe scomparire entro 1-2 ore. In caso di bruciore o fastidio, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

1. Accensione/Spegnimento

Accensione: tenere premuto il pulsante di Accensione.

Modalità predefinita: luce rossa + NIR (livello di intensità 1) con timer da 10 minuti.

Spegnimento: tenere premuto nuovamente il pulsante di Accensione.



2. Regolare l'intensità

Premere il pulsante di Accensione per scorrere da uno dei 5 livelli di intensità all'altro.

3. Cambiare le modalità della luce

Premere il tasto Modalità per alternare tra le combinazioni di luce rossa (R), blu (B), verde (G) e infrarossa (NIR):



Modalità R + NIR (630 nm + 850 nm)



B + NIR Mode (415nm + 850nm)



G + NIR Mode (520nm + 850nm)



Modalità R + B + G + NIR (630nm + 415nm + 520nm + 850nm)

4. Impostare il timer

Premere il pulsante Timer per alternare tra una sessione di 10, 20 o 30 minuti.

Frequenza

Fase iniziale: 3-4 sessioni/settimana (10 minuti ciascuna).

Fase di mantenimento: 1-2 sedute/settimana dopo risultati visibili.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Maschera LED luce morbida

Modello: E100B-1

Alimentazione: 5 V $\overline{\overline{=}}$ 1 A

Voltaggio batteria: DC 3,7V

Capacità della batteria: 2.000 mAh a 7,4Wh

Timer: 10/20/30 min.

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Autonomia: > 45 min

Temperatura ambiente consigliata: 50 °F-104 °F
(10 °C-40 °C)

PULIZIA

1. Non immergere la maschera in acqua. Pulire delicatamente la superficie con un panno umido.
2. Rimuovere le cinghie per la testa e lavarle separatamente.
3. Non utilizzare mai solventi corrosivi (alcool, candeggina, ecc.) per pulire la maschera.

STORAGE

1. Dopo il trattamento, conservare la maschera nella sua confezione (o in un luogo fresco e asciutto).
2. Evitare la luce solare diretta o le alte temperature per prevenire il degrado del materiale.

DOMANDE FREQUENTI

D: Perché il dispositivo si spegne durante l'uso?

- Lo spegnimento automatico avviene al termine del tempo di trattamento.
- Controllare il livello della batteria.

D: Perché la luce lampeggia durante l'uso?

- Assicurarsi che la maschera sia saldamente collegata al controller.

D: Quale livello di intensità dovrei scegliere?

- Iniziare dal livello 1 (il più basso) e aumentare gradualmente in base al livello di comfort della pelle.

D: Posso usarlo quotidianamente per ottenere risultati più rapidi?

- No. Seguire il programma consigliato. L'uso eccessivo può irritare la pelle senza migliorarne l'efficacia.

D: Perché non vedo gli stessi risultati degli altri?

- I risultati variano a seconda dello spessore della pelle e della consistenza dell'uso.

GARANZIA (PERIODO DI 2 ANNO)

La garanzia del produttore è nulla nelle seguenti circostanze, ma non limitate a:

- manutenzione o modifica improprie o inadeguate;
- incidenti, uso improprio, abuso, contaminazione o altre cause esterne;
- utilizzo di adattatori e accessori non specificati;
- smarrimento o danneggiamento durante il trasporto;

- danni che si verificano a seguito della mancata osservanza delle istruzioni;
- la presente garanzia non si applica alle parti usurabili o consumabili e non si estende ai prodotti da cui sia stato rimosso il numero di serie.

ASSISTENZA CLIENTI

Disponiamo di un pluripremiato team di garanzia, sostituzione e assistenza clienti che garantisce soluzioni senza problemi a qualsiasi problema tu possa avere entro l'orario lavorativo.

E-MAIL: support@renpho.com

* Disponiamo di un pluripremiato team di garanzia, sostituzione e assistenza clienti che garantisce soluzioni senza problemi a qualsiasi problema tu possa avere entro l'orario lavorativo.

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccoglierli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Gracias por su compra. Lea este manual detenidamente antes de usar y siga todas las instrucciones. A medida que mejoramos continuamente nuestros productos, las especificaciones pueden cambiar. Consulte siempre su dispositivo si las características difieren de las de este manual. Conserve esta guía para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

1. Las copas oculares incluidas mejoran la seguridad al bloquear la luz infrarroja y otras fuentes de luz. Si utiliza el dispositivo sin las copas oculares instaladas, evite mirar directamente a la fuente de luz, limite la exposición prolongada y mantenga los ojos cerrados durante su uso.
2. Cuando lo utilice por primera vez, cárguelo completamente. el controlador.
3. La máscara contiene circuitos y módulos LED: evite apretarla, doblarla o colocar objetos pesados sobre ella.
4. Utilice únicamente una fuente de alimentación con una potencia de salida ≤ 15 W.
5. Suspenda su uso si se producen molestias .
6. Para una mejor absorción, úselo con mascarillas faciales desechables que contengan ingredientes naturales o productos para el cuidado de la piel como tratamientos para el acné o blanqueadores para ayudar a mejorar los efectos.
7. La mascarilla contiene silicona y puede tener un ligero olor cuando se abre por primera vez; esto es normal y desaparecerá rápidamente.

ADVERTENCIAS

- No deje el dispositivo desatendido cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban capacitación, sean supervisadas o se utilicen conjuntamente para evitar riesgos de incendio o quemaduras.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo y así evitar el riesgo de incendio y quemaduras.
- NO lave las piezas eléctricas con agua ni otros líquidos.
- El agua y la electricidad son una combinación peligrosa y, para evitar el peligro de la salida:
 - No utilice el dispositivo en un entorno húmedo (por ejemplo, en un baño, una ducha o un accesorio de piscina).
 - No permita que entre agua en el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si parece funcionar incorrectamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- No utilice el dispositivo junto con ningún medicamento que pueda dañar el tejido cutáneo.
- No exponga ninguna pieza del dispositivo a disolventes químicos ni líquidos de limpieza agresivos.
- El dispositivo contiene silicona y plásticos que entran en contacto con la piel durante su uso. No utilice el dispositivo si tiene una reacción alérgica conocida al contacto con silicona o plásticos.
- Evite el contacto con líquidos en el panel de luz y el controlador. Suspenda su uso si hay agua en el dispositivo.
- Abrir o alterar el dispositivo puede dañar los circuitos

operativos y anular la garantía.

● Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños, ya que la correa puede causar estrangulación.

● El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados en este documento puede resultar en una exposición a radiación PELIGROSA.

● Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva.

● La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por menores sin supervisión.

● Este aparato solo se puede adquirir en SELV.

● Protéjase los ojos de la exposición a la radiación visible e infrarroja.

● Deben tomarse las precauciones necesarias para proteger al usuario de los peligros de una exposición excesiva.

● Este aparato no debe ser utilizado por:

- personas con quemaduras solares;
- personas bajo tratamiento médico por enfermedades que cursan con fotosensibilidad;
- personas que reciben medicamentos fotosensibilizantes.

● Si se presentan efectos secundarios inesperados, como picazón, dentro de las 48 horas posteriores al primer uso del aparato, consulte a un médico antes de continuar su uso.

Questo dispositivo è solo per uso cosmetico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Non è un dispositivo di fototerapia LED di livello medico e non ha effetti terapeutici o clinici.

Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.
2. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito en los terminales del dispositivo o de la batería debido a objetos metálicos.
3. Este dispositivo contiene baterías no reemplazables. Cuando la batería esté al final de su vida útil, deséchelo de forma adecuada.
4. No desmonte, abra ni triture la batería.
5. No someta las celdas ni las baterías a golpes mecánicos.
6. En caso de fuga de una celda, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y consulte a un médico.
7. Las celdas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
8. No deje la batería cargándose durante un tiempo prolongado cuando no esté en uso.
9. Tras largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
10. PRECAUCIÓN: La batería de este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se utiliza correctamente. No la recargue, desmonte ni la caliente a más de 100 °C (212 °F).

Etiquetado del productor de baterías

Fabricante: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Dirección: Room 205, No. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province


Sitio web: www.hdbattery.cn

Correo electrónico: 2933498368@qq.com

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Máscara de silicona LED


① Pantalla




② Copa ocular



③ USB -C cargando cable



④ Controlador



⑤ Ajustable trampa para la



PREPARACIÓN

Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso (aproximadamente 2,5 horas): los indicadores parpadean durante la carga y permanecen fijos cuando está completamente cargado (Nota: No se puede utilizar mientras se carga).



Por favor seguir el pasos en orden a usar



Paso 1

Limpio y seco su rostro.



Paso 2

Instalar ambos copas oculares y cabeza correas.




Paso 3

Conecte el controlador.



Paso 4

Ponte la mascarilla, ajústala. Correas para un ajuste seguro.



OPERACIÓN

Sensibilidad a la luz Prueba de la piel

Antes del primer uso, realice la siguiente prueba:

Paso 1

Coloque el dispositivo en su brazo y enciéndalo durante 10 minutos. Si aparece enrojecimiento o picazón, es posible que tenga piel fotosensible. Suspenda su uso o consulte con un dermatólogo.

Paso 2

Limpia y seca tu rostro (retira todo el maquillaje) para evitar interferencias. Ingredientes cosméticos sensibles a la luz. Aplica la mascarilla en tu rostro.

Paso 3

Verifique si hay alguna reacción adversa después del uso, un enrojecimiento leve es normal y debería desaparecer en 1 a 2 horas. Si se produce ardor o malestar, deténgase inmediatamente y busque atención médica.

1. Encendido/Apagado

Encender: Mantenga presionado el botón de encendido.

Modo predeterminado: luz roja + NIR (nivel de intensidad 1) con un temporizador de 10 minutos .

Apagar: Mantenga presionado el botón de Encendido nuevamente.

2. Ajustar la intensidad

Presione el botón de encendido para recorrer 5 intensidades niveles.

3. Cambiar los modos de luz

Presione el botón de Modo para alternar entre las combinaciones de luz roja (R), azul (B), verde (G) e infrarroja (NIR):



Modo R + NIR (630 nm + 850 nm)




Modo B + NIR (415 nm + 850 nm)



Modo G + NIR (520 nm + 850 nm)



Modo R + B + G + NIR (630nm + 415nm + 520nm + 850nm)



4. Establecer temporizador

Presione el botón Tiempo para cambiar entre sesiones de 10, 20 o 30 minutos.

Frecuencia

Fase Inicial: 3–4 sesiones/semana (10 minutos cada una).

Fase de mantenimiento: 1–2 sesiones/semana después de obtener resultados visibles.

ESPECIFICACIÓN

Nombre del producto: Mascarilla LED de luz suave

Modelo: EI00B-1

Entrada: 5 V $\equiv$ 1 A

Voltaje de la batería: CC 3,7 V

Capacidad de la batería: 2000 mAh 7,4 Wh

Temporizador: 10/20/30 min

Tiempo de carga: 2,5 h

Tiempo de funcionamiento: >45 min

Temperatura ambiente recomendada : 50 ° F – 104 ° F (10 °C – 40 °C)

LIMPIEZA

1. No sumerja la mascarilla en agua. Limpie suavemente la superficie con un paño húmedo.
2. Retire las correas de la cabeza para lavarlas por separado.
3. Nunca utilice disolventes corrosivos (alcohol, lejía, etc.) para limpiar la mascarilla.

ALMACENAMIENTO

1. Después del tratamiento, guarde la mascarilla en su caja (o en un lugar fresco y seco).
2. Evite la luz solar directa o las altas temperaturas para evitar la degradación del material.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué el dispositivo se apaga durante el uso?

- El apagado automático se produce cuando finaliza el tiempo de tratamiento.
- Verifique el nivel de batería.

P: ¿Por qué la luz parpadea durante el uso?

- Asegúrese de que la máscara esté conectada de forma segura al controlador.

P: ¿Qué nivel de intensidad debo elegir?

- Comience en el nivel 1 (el más bajo) y aumente gradualmente según la comodidad de la piel.

P: ¿Puedo usarlo diariamente para obtener resultados más rápidos?

- No. Siga el horario recomendado . El uso excesivo puede irritar la piel sin mejorar la eficacia.

P: ¿Por qué no veo los mismos resultados que otros?

- Los resultados varían según el grosor de la piel de cada individuo y la consistencia de uso.

GARANTÍA (PERIODO DE 3 AÑO)

La garantía del fabricante queda anulada en las siguientes circunstancias, entre otras:

- Mantenimiento o modificación inadecuada o incorrecta.
- Accidente, mal uso, abuso, contaminación u otras causas externas.
- El uso de adaptadores y accesorios no especificados.
- Pérdida o daño durante el transporte.

- Los daños que se produzcan como consecuencia del incumplimiento de las instrucciones.
- Esta garantía no se aplica a piezas fungibles o consumibles y no se extiende a cualquier producto del cual se haya eliminado el número de serie.

SERVICIO AL CLIENTE

Contamos con un galardonado equipo de garantía, cambio y servicio al cliente que Garantiza soluciones sin complicaciones a cualquier problema que pueda tener dentro del horario comercial.

CORREO ELECTRÓNICO: support@renpho.com

* Para productos defectuosos o devoluciones, contáctenos con su número de pedido dentro del período de garantía especificado. NO deseche ninguna pieza del producto, ya que podría ser necesaria para su inspección o reparación.

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.

2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.

3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.

4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RĒNPHO
REJUVEN