




Elis 1C

Model: R-A033

RENPHO is committed to our environment. To reduce paper usage, please scan the QR Code or enter the following URL to download the full version of the electronic User Manual:



<https://renpho.com/pages/product-manual-body-fat-scale>

Contents

English..... EN-01~EN-10

Deutsch..... DE-11~DE-20

Français..... FR-21~FR-29

Italiano..... IT-30~IT-38

Español..... ES-39~ES-47

Thank you for choosing RENPHO Elis 1C. This scale offers you detailed insights into your 13 health metrics to help achieve a healthier lifestyle. We wish you a pleasant experience and success on your health and fitness journey!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes.
2. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
3. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
4. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 440lb / 200kg)
5. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
6. In case of any malfunction, check the battery power first. If necessary, replace the batteries.
7. Keep the batteries out of reach of children. In case of ingestion of batteries, seek medical assistance promptly.
8. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
9. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
10. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
11. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
12. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
13. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.

14. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.
15. Exhausted batteries should be immediately removed from the scale and properly disposed of. Do not dispose of batteries in fire. When discharged batteries are kept in the scale for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the scale and/or personal injury.
16. Do not heat, short-circuit, force discharge, encapsulate and/or modify the batteries. Do not deform or dismantle the batteries.
17. Do not weld or solder directly to batteries.
18. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
19. Remove batteries from the scale if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


WHAT'S IN THE BOX

Elis 1C x1
AAA Battery x3 (preinstalled)
User Manual x1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Body Fat Scale
Model: R-A033
Unit: lb / kg / st
Capacity: 0.4-440lb / 0.2-200kg
Division: 0.2lb / 0.05kg
Dimension: 280 x 280 x 25mm / 11 x 11 x 1inch
Battery: 3 x 1.5V AAA (included)

ABOUT YOUR ELIS 1C




Icons

	Calibrating Calibrate the scale before each use.
	Overloaded Maximum capacity: 440lb / 200kg.
	Low Battery Replace the batteries.
	Measuring Body Fat
	Bluetooth Connectivity ✱ Bluetooth is connecting. ✱ Bluetooth is connected.
st lb kg	Units Switched via the app.

* To preserve power, the scale will automatically shut off after 10 seconds of inactivity.

BEFORE USE

Remove the insulation strip from the battery compartment before initial use.



INSTALLING THE APP & PAIRING

1. Download the Renpho Health App

Scan the QR code below or search for “Renpho Health” from the App Store or Google Play to download the Renpho Health App.



Note: Due to continuous updates and improvements, the “Renpho Health” App may appear slightly different.

2. Pair the Scale via Bluetooth

Before pairing, enable Bluetooth on your smartphone.



- iOS devices (version: 12.0 or later) require Bluetooth permission.
- Android devices (version: 7.0 or later) additionally need location permission.

Method 1

- Open the Renpho Health App and step onto the scale's electrodes with bare, dry feet.






- Tap "Connect" to pair when a window pops up on the app.



Method 2


- Open the Renpho Health App and step onto the scale's electrodes with bare, dry feet.
- Tap "+" in the upper-right corner of the "Device" page to connect manually.
- Tap the icon of the Body Fat Scale R-A033 once it pops up.



CALIBRATING YOUR ELIS 1C

Calibrate the scale before each use to ensure accuracy.

1. Place the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting.
2. Step on the scale with a single foot to activate it and then step off.
3. The display will show "CAL" and then "0.0" or "0.00" to indicate calibrating is complete.




CAL → 00

or

CAL → 0.00


USING YOUR ELIS 1C

1. Make sure the scale is placed on a flat, hard surface.
2. After calibrating the scale, step on the scale's electrodes with bare, dry feet, keep still and wait for the final measurement to be shown on the scale's display.
3. After measuring, the scale will transmit the data to the app via Bluetooth. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.



REPLACING THE BATTERIES

Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.



Note:

- Clean the battery contacts and also those of the scale prior to battery installation.
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Do not mix new and used batteries or batteries of different types or brands.
- Replace all batteries of a set at the same time.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. The scale cannot detect body fat and/or other data.

- a. Ensure your feet are dry and bare.
- b. Stand and keep still until the final measurement appears on the scale's display.

If still not available, try applying moisturizer to your feet and measure again or ask another person to try the 2 steps mentioned above.

2. I registered an account on the RENPHO website but failed to use it to log in to the Renpho Health App.

The RENPHO website and Renpho Health App are two separate systems. Please create an account for the Renpho Health App.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.

If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

✉ **Email: ventas@360mobile.es**

☎ **TELF: +34 910 254 378**

* For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC REGULATORY COMPLIANCE POLICY

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Regulatory compliance

This device contains licence-exempt transmitters that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Vielen Dank, dass Sie sich für RENPHO Elis 1C entschieden haben. Diese Waage bietet Ihnen detaillierte Einblicke in Ihre 13 Gesundheitskennzahlen, um Ihnen zu einer gesünderen Lebensweise zu verhelfen. Mögen Sie auf Ihrem Weg zu Gesundheit und Fitness gute Erfahrungen sammeln und sehr erfolgreich sein!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG DURCH.

1. Die Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt.
2. Kinder unter 8 Jahren oder Personen, die schwanger sind, Osteoporose, einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke, ein tragbares EKG oder andere Metallimplantate haben, sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und darauf achten, dass sie beim Betreten der Waage Schuhe tragen, um elektrischen Strom zu vermeiden.
3. Alle bereitgestellten Körperzusammensetzungsdaten dienen nur zur Referenz und sollten nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen lizenzierten medizinischen Fachmann verwendet werden.
4. Überlasten Sie die Waage nicht. (Maximale Kapazität: 440 lb / 200 kg)
5. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf Schäden. Benutzen Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten oder Verletzungen zu vermeiden.
6. Im Falle einer Fehlfunktion überprüfen Sie zunächst die Batterieleistung. Falls nötig, ersetzen Sie die Batterien.
7. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Im Falle des Verschluckens von Batterien ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.
8. Um Genauigkeit zu gewährleisten, verwenden Sie die Waage auf einer harten, ebenen und trockenen Oberfläche.
9. Um Störungen oder Gefahren zu vermeiden, benutzen Sie die Waage nicht in einer Umgebung in der Nähe von Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern.
10. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen oder treten Sie nicht darauf.
11. Die Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät. Gehen Sie sorgfältig damit um, um Bruch zu vermeiden.

12. Die Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser unter. Zur Reinigung der Oberfläche verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder Glasreiniger. Verwenden Sie keine Seife oder chemischen Reinigungsmittel.
13. Setzen Sie die Waage nicht direktem Sonnenlicht aus und benutzen Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder extremer Feuchtigkeit. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
14. Versuchen Sie nicht aus irgendeinem Grund, die Waage auseinander-zubauen, da dies zu Schäden führen oder die Garantie ungültig machen kann.
15. Erschöpfte Batterien sollten sofort aus der Waage entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn entladene Batterien lange Zeit in der Waage belassen werden, kann es zu Elektrolytleckagen kommen, die Schäden an der Waage und/oder Personenschäden verursachen können.
16. Heizen Sie Batterien nicht auf, zerlegen, umhüllen und/oder modifizieren Sie sie nicht.
17. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
18. Lagern Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung fern von Metallgegenständen. Sind sie bereits ausgepackt, vermischen oder schütteln Sie die Batterien nicht durcheinander.
19. Entfernen Sie die Batterien aus der Waage, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

LIEFERUMFANG

Elis 1C x 1

AAA-Batterie x 3 (vorinstalliert)

Benutzerhandbuch x 1

TECHNISCHE DATEN

Produktname: Körperanalysewaage

Modell: R-A033

Einheit: lb/kg/st


Kapazität: 0,4–440 lb / 0,2–200 kg

Einteilung: 0,2 lb / 0,05 kg

Abmessung: 280 x 280 x 25 mm / 11 x 11 x 1 Zoll

Batterien: 3 x 1,5 V AAA (enthalten)

ÜBER IHRE ELIS 1C




Symbole

CAL	Kalibriert Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch.
Err	Überladung Maximale Kapazität: 440 lb / 200 kg
Lo	Niedriger Batteriestand Tauschen Sie die Batterien aus.
0000	Messung von Körperfett
Bluetooth-Symbol	BLUETOOTH-VERBINDUNG ✱ Bluetooth-Verbindung wird hergestellt. ✱ Bluetooth-Verbindung ist hergestellt.
st lb kg	Einheiten Über die App umgeschaltet.

* Um Strom zu sparen, schaltet sich die Waage nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

VOR DEM GEBRAUCH

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen vom Batteriefach.



INSTALLATION DER APP UND KOPPLUNG

1. Laden Sie die „Renpho Health App“ herunter

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, oder suchen Sie im „Apple App-Store“ oder bei „Google Play“ nach „Renpho Health“, um die App herunterzuladen.



Hinweis: Aufgrund laufender Aktualisierungen und technischer Verbesserungen kann sich die „Renpho Health“-App möglicherweise ein wenig anders präsentieren.

2. Die Koppelung der Waage über Bluetooth

Aktivieren Sie vor der Koppelung die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone.


- iOS-Geräte (Version: 12.0 oder höher) benötigen Ihre Zustimmung zur Verwendung von Bluetooth.
- Android-Geräte (Version: 7.0 oder höher) benötigen zusätzlich Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihres Standortes.

Methode 1

- a. Öffnen Sie die „Renpho Health App“ und steigen Sie mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage.





- b. Tippen Sie auf „Verbinden“, wenn ein Fenster in der App erscheint, um die Geräte miteinander zu koppeln.



Methode 2


- Öffnen Sie die „Renpho Health App“ und steigen Sie mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage.
- Tippen Sie auf der Seite „Gerät“ in der oberen rechten Ecke auf „+“, um es manuell zu koppeln.
- Tippen Sie auf das Symbol der Körperfettwaage R-A033, sobald es angezeigt wird.



DIE KALIBRIERUNG

Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch neu, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

1. Stellen Sie die Waage auf eine flache, feste Oberfläche. Vermeiden Sie Teppichböden.
2. Steigen Sie auf die Waage, um sie zu aktivieren. Steigen Sie dann wieder auf den Fussboden herab.
3. Auf der Anzeige erscheint „CAL“ und dann „0,0“ oder „0,00“, womit angezeigt wird, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.




CAL → 00

oder

CAL → 000


DIE MESSUNG

1. Achten Sie darauf, dass die Waage auf einer flachen, harten Oberfläche steht.
2. Nachdem Sie die Waage kalibriert haben, stellen Sie sich mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage. Halten Sie still und warten Sie ab, bis der endgültige Messwert auf der Anzeige der Waage angezeigt wird.
3. Nach der Messung überträgt die Waage die Daten über Bluetooth an die App. Öffnen Sie die App, um Ihre detaillierten Messungen zu synchronisieren und anzuzeigen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und auf zusätzliche Funktionen und Erkenntnisse zuzugreifen.



AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).



Note:

- Reinigen Sie vor dem Einsetzen der Batterien die Batteriekontakte sowie die Kontakte der Waage.
- Wählen Sie bei der Batterie immer die für die vorgesehene Nutzungsart passende Größe und den korrekten Typ aus. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien verschiedener Typen oder Marken.
- Tauschen Sie stets alle Batterien eines Satzes gleichzeitig aus.

ANLEITUNGEN ZUR PROBLEMBEHEBUNG

1. The scale cannot detect body fat and/or other data.

- a. Achten Sie darauf, dass Sie barfuß und Ihre Füße trocken sind.
- b. Stellen Sie sich auf die Waage und stehen Sie bis zum Ende des Wiegens still (circa 10 Sekunden).

Falls Sie noch immer kein Ergebnis haben, tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme auf Ihre Füße auf und wiegen Sie sich erneut oder bitten Sie eine andere Person, die 2 genannten Schritte nachzuvollziehen.

2. Ich habe eine Kontoregistrierung auf der RENPHO-Website durchgeführt, aber ich konnte mich damit anschließend nicht bei der „Renpho Health“-App anmelden.

Die RENPHO-Website und die „Renpho Health“-App sind zwei separate Systeme. Bitte erstellen Sie ein neues Konto in der „Renpho Health“-App.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

✉ **Email: ventas@360mobile.es**

☎ **TELF: +34 910 254 378**

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Merci d'avoir choisi RENPHO Elis 1C. Ce pèse-personne vous donne un aperçu détaillé de vos 13 paramètres de santé pour vous aider à adopter un style de vie plus sain. Nous vous souhaitons une expérience agréable et du succès dans votre parcours de santé et de remise en forme !

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. La balance est destinée uniquement à un usage domestique et non pour des fins médicales ou commerciales.
2. Les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'ostéoporose, les porteurs de stimulateurs cardiaques, d'articulations artificielles, d'électrocardiogrammes portables ou d'autres implants métalliques doivent utiliser la balance uniquement à des fins de pesage et veiller à porter des chaussures pour éviter tout courant électrique lorsqu'ils montent sur la balance.
3. Toutes les données de composition corporelle fournies sont à titre de référence et ne doivent pas être utilisées comme substitut aux conseils d'un professionnel de la santé agréé.
4. Ne surchargez pas la balance. (Capacité maximale : 440lb / 200kg)
5. Inspectez la balance pour détecter tout dommage avant chaque utilisation. N'utilisez pas une balance endommagée pour éviter les imprécisions ou les blessures.
6. En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord l'alimentation de la pile. Si nécessaire, remplacez les piles.
7. Tenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de piles, consulter rapidement un médecin.
8. Pour assurer la précision, utilisez la balance sur une surface dure, plate et sèche.
9. Pour éviter les interférences ou les dangers, n'utilisez pas la balance dans un environnement proche d'appareils à champs électromagnétiques puissants.
10. Pour prévenir les blessures, ne vous tenez pas sur les bords de la balance, ne sautez pas dessus ou ne la piétinez pas.
11. La balance est un appareil de mesure délicat et précis. Manipulez-la avec soin pour éviter tout dommage.
12. La balance n'est pas étanche. Gardez-la au sec et ne la plongez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de savon ou d'agents

nettoyants chimiques.

13. N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil ni ne l'utilisez dans des températures élevées ou des zones extrêmement humides. Rangez la balance dans un endroit frais et sec.
14. Ne tentez pas de démonter la balance pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait causer des dommages ou annuler la garantie.
15. Les piles usées doivent être retirées immédiatement de la balance et éliminées correctement. Si les piles déchargées sont laissées trop longtemps dans la balance, une fuite d'électrolyte peut survenir, causant des dommages à la balance et/ou des blessures personnelles.
16. Ne chauffez pas, ne démontez pas, n'encapsulez pas et/ou ne modifiez pas les piles.
17. Ne soudez pas ou ne brasez pas directement sur les piles. Ne jetez pas les piles au feu.
18. Stockez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, loin des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne mélangez pas ou ne secouez pas les piles.
19. Retirez les piles de la balance si elle ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU

Elis 1C x1

3 piles AAA (préinstallée)

1 mode d'emploi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Pèse-personne de la masse grasse

Modèle : R-A033

Unité : lb / kg / st


Capacité : 0,4 - 440 lb / 0,2 - 200 kg

Division : 0,2 lb / 0,05 kg

Dimensions : 280 x 280 x 25 mm/11 x 11 x 1 pouce

Pile : 3 x 1,5 V AAA (incluses)

À PROPOS DE VOTRE ELIS 1C




Icônes

	Calibrée Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation pour garantir une précision optimale
	Surchargé (Capacité maximale : 440 lb / 200 kg)
	Batterie faible Remplacez les piles.
	Mesure de la masse grasse
	Connexion Bluetooth Bluetooth est en cours de connexion. Bluetooth connecté
st lb kg	Unités Changement via l'application.

* Pour économiser l'énergie, la balance s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité.

AVANT UTILISATION

Retirez la bande isolante du compartiment des piles avant la première utilisation.



INSTALLATION DE L'APPLI ET APPAIRAGE

1. Télécharger l'application Renpho Health

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « Renpho Health » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



Remarque : en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle présentée ici.

2. Appairer le pèse-personne en Bluetooth

Avant de procéder à l'appairage, activez le Bluetooth sur votre smartphone.


- Les appareils iOS (version : 12.0 ou ultérieure) nécessitent votre autorisation pour utiliser le Bluetooth.
- Les appareils Android (version : 7.0 ou ultérieure) doivent en outre disposer de l'autorisation d'accès aux données de localisation.

Méthode 1

- a. Ouvrez l'application Renpho Health App et montez sur le pèse-personne avec des pieds nus et secs.






- b. Appuyez sur « Connecter » pour associer l'appareil lorsque l'écran correspondant apparaît sur l'application.



Méthode 2


- Ouvrez l'application Renpho Health App et montez sur le pèse-personne pieds nus et secs.
- Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page « Appareil » pour vous connecter manuellement.
- Appuyez sur l'icône du pèse-personne - graisse corporelle R-A033 une fois qu'elle apparaît.



ÉTALONNAGE

Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation pour garantir une précision optimale.

1. Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure. Évitez de la placer sur un tapis ou de la moquette.
2. Montez sur le pèse-personne d'un seul pied pour l'activer, puis descendez.
3. L'écran affiche « CAL » puis « 0.0 » ou « 0.00 » pour indiquer que l'étalonnage est terminé.




CAL → 00

ou

CAL → 000


PESÉE

1. Assurez-vous que le pèse-personne est placée sur une surface plane et dure.
2. Après avoir étalonné le pèse-personne, montez dessus avec les pieds nus et secs, restez immobile et attendez que la mesure finale s'affiche sur l'écran du pèse-personne.
3. Une fois la pesée terminée, le pèse-personne transmet les données à l'application en Bluetooth. Ouvrez l'application pour synchroniser et afficher vos mesures détaillées, suivre vos progrès et accéder à des fonctions et des informations supplémentaires.



REEMPLACEMENT DES PILES

Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur les piles et le pèse-personne.



Remarque :

- Nettoyez les bornes de la pile ainsi que celles du pèse-personne avant de mettre les piles en place.
- Choisissez toujours la taille et le type de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de marques ou de types différents.
- Remplacez toutes les piles en même temps.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Le pèse-personne ne peut pas détecter la masse grasse et/ou d'autres données.

- a. Veillez à ce que vos pieds soient secs et nus.
- b. Restez debout et immobile sur le pèse-personne pendant environ 10 secondes pour terminer le processus de mesure.

Si la mesure n'est toujours pas disponible, essayez d'appliquer une crème hydratante sur vos pieds et mesurez à nouveau ou demandez à une autre personne d'essayer les deux étapes mentionnées ci-dessus.

2. J'ai créé un compte sur le site web de RENPHO, mais je n'ai pas réussi à l'utiliser pour me connecter à l'application Renpho Health.

Le site web RENPHO et l'application Renpho Health sont deux systèmes distincts. Créez un compte pour l'application Renpho Health.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez :
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email: ventas@360mobile.es**

☎ **TELF: +34 910 254 378**

* En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

Avertissement:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

Grazie per aver scelto RENPHO Elis 1C. Questa bilancia offre informazioni dettagliate su 13 parametri di salute per aiutare l'utente a raggiungere uno stile di vita più sano. Le auguriamo una piacevole esperienza e successo nel suo percorso di salute e fitness!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. La bilancia è destinata esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici o commerciali.
2. I bambini sotto gli 8 anni o le persone in gravidanza, affette da osteoporosi, pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri impianti metallici devono usare la bilancia solo per pesare e assicurarsi di indossare scarpe per evitare la corrente elettrica quando salgono sulla bilancia.
3. Tutti i dati sulla composizione corporea forniti sono solo di riferimento e non devono essere usati come sostituti dei consigli di un professionista sanitario autorizzato.
4. Non sovraccaricare la bilancia. (Capacità massima: 440lb / 200kg)
5. Ispezionare la bilancia per eventuali danni prima di ogni uso. Non utilizzare una bilancia danneggiata per evitare inesattezze o infortuni.
6. In caso di malfunzionamento, controllare prima l'alimentazione della batteria. Se necessario, sostituire le batterie.
7. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione delle batterie, rivolgersi tempestivamente a un medico.
8. Per garantire la precisione, utilizzare la bilancia su una superficie dura, piatta e asciutta.
9. Per evitare interferenze o pericoli, non utilizzare la bilancia in un ambiente vicino a apparecchiature con forti campi elettromagnetici.
10. Per prevenire infortuni, non stare sui bordi della bilancia, non saltare o calpestarla.
11. La bilancia è uno strumento di misura delicato e preciso. Maneggiare con cura per evitare danni.
12. La bilancia non è impermeabile. Mantenerla asciutta e non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o detergente per vetri. Non utilizzare sapone o agenti chimici per la pulizia.
13. Non esporre la bilancia alla luce diretta del sole o utilizzarla in ambienti ad alte temperature o estremamente umidi. Conservare la

bilancia in un luogo fresco e asciutto.

14. Non tentare di smontare la bilancia per nessuna ragione, poiché ciò potrebbe causare danni o rendere nulla la garanzia.
15. Le batterie esauste devono essere rimosse immediatamente dalla bilancia e smaltite correttamente. Se le batterie scariche vengono lasciate nella bilancia per lungo tempo, può verificarsi una perdita di elettrolito che può causare danni alla bilancia e/o lesioni personali.
16. Non riscaldare, smontare, incapsulare e/o modificare le batterie.
17. Non saldare o fare saldature direttamente sulle batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.
18. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale lontano da oggetti metallici. Se già estratte dalla confezione, non mescolare né confondere le batterie.
19. Rimuovere le batterie dalla bilancia se non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, a meno che non si tratti di un'emergenza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Elis 1C
3 batterie AAA (preinstallate)
1 manuale d'uso

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Bilancia con indicazione del grasso corporeo

Modello: R-A033

Unità: lb/kg/st


Capacità: 0,4-440 lb/0,2-200 kg

Incrementi: 0,2 lb/0,05 kg

Dimensioni: 280 x 280 x 25 mm/11 x 11 x 1 pollici

Batterie: 3 di tipo AAA da 1,5 V (incluse)

INFORMAZIONI SU ELIS 1C




Icone

CAL	Calibrata Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo.
Err	Sovraccarica Capacità massima: 440 lb/200 kg.
Lo	Batteria scarica Sostituire le batterie.
0000	Misurazione del grasso corporeo
Bluetooth icon	Connettività Bluetooth ✱ Il Bluetooth si sta connettendo. ✱ Il Bluetooth è connesso.
st lb kg	Unità Commutate tramite l'app.

* Per risparmiare energia, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi di inattività.

PRIMA DELL'USO

Rimuovere la striscia di isolamento dal vano delle batterie prima del primo utilizzo.



INSTALLAZIONE DELL'APP E ACCOPPIAMENTO

1. Scaricare l'app Renpho Health

Scansionare il codice QR qui sotto o cercare "Renpho Health" su App Store o Google Play per scaricare l'app.



Nota bene: a causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Accoppiare la bilancia tramite Bluetooth

Prima dell'accoppiamento, attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.



- I dispositivi iOS (versione: 12.0 o successiva) necessitano dell'autorizzazione Bluetooth.
- I dispositivi Android (versione: 7.0 o successiva) necessitano inoltre dell'autorizzazione alla localizzazione.

Metodo 1

- a. Aprire l'app Renpho Health e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.






- b. Toccare "Connesso" per effettuare l'accoppiamento quando una finestra appare sull'app.



Metodo 2


- Aprire l'app Renpho Health e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.
- Toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Dispositivo" per connettersi manualmente.
- Toccare l'icona della bilancia R-A033, quando viene visualizzata.



CALIBRAZIONE

Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo per garantirne la precisione di misurazione

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. Evitare di posizionarla sui tappeti.
2. Salire sulla bilancia con un solo piede per attivarla e poi scendere.
3. Il display mostrerà "CAL" e poi "0.0" o "0.00", per indicare che la ricalibrazione è completa.




CAL → 00

or

CAL → 000



MISURAZIONE

1. Assicurarsi che la bilancia sia posizionata su una superficie piana e solida.
2. Dopo aver calibrato la bilancia, salire su di essa a piedi nudi e asciutti, restare fermi e attendere che sul display della bilancia venga visualizzata la misurazione finale.
3. Dopo la misurazione, la bilancia trasmetterà i dati all'app tramite Bluetooth. Aprire l'app per sincronizzare e visualizzare le misurazioni dettagliate, monitorare i progressi e accedere a funzionalità e informazioni aggiuntive.



SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.



Note:

- Prima dell'installazione della batteria, pulire i contatti della batteria e quelli della bilancia.
- Selezionare sempre il formato e il tipo di batteria corretti in base all'uso previsto. Non mischiare batterie nuove e usate o batterie di marche o tipi differenti.
- Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. La bilancia non è in grado di rilevare il grasso corporeo e/o altri dati.

- a. Assicurarsi che i piedi siano nudi e asciutti.
- b. Rimanere fermi sulla bilancia per circa 10 secondi per completare il processo di misurazione.

Se ancora non è disponibile, provare ad applicare la crema idratante sui piedi e misurare di nuovo o chiedere a un'altra persona di provare i 2 passaggi sopra menzionati.

2. Ho creato un account sul sito web RENPHO ma non ho potuto accedere all'app "Renpho Health".

Il sito RENPHO e l'app Renpho Health App sono due sistemi separati. Creare un account sull'app RENPHO Health.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email: ventas@360mobile.es**

☎ **TELF: +34 910 254 378**

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Gracias por elegir RENPHO Elis 1C. Esta escala le ofrece información detallada sobre sus 13 métricas de salud para ayudarlo a lograr un estilo de vida más saludable. ¡Le deseamos una experiencia agradable y éxito en su viaje de salud y fitness!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

1. La báscula es solo para uso doméstico y no para propósitos médicos o comerciales.
2. Los niños menores de 8 años o personas embarazadas, con osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátiles u otros implantes metálicos deben usar la báscula únicamente para pesar y asegurarse de usar zapatos para evitar cualquier corriente eléctrica al subirse a la báscula.
3. Todos los datos de composición corporal proporcionados son solo para referencia y no deben usarse como sustitutos de los consejos de un profesional de la salud autorizado.
4. No sobrecargue la báscula. (Capacidad máxima: 440lb / 200kg)
5. Inspeccione la báscula en busca de daños antes de cada uso. No utilice una báscula dañada para evitar inexactitudes o lesiones.
6. En caso de cualquier mal funcionamiento, verifique primero la energía de las baterías. Si es necesario, reemplace las baterías.
7. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de pilas, solicite asistencia médica rápidamente.
8. Para asegurar la precisión, use la báscula en una superficie dura, plana y seca.
9. Para evitar interferencias o peligro, no utilice la báscula en un ambiente cerca de equipos con campos electromagnéticos fuertes.
10. Para prevenir lesiones, no se pare en los bordes de la báscula, no salte sobre ella o la pise fuertemente.
11. La báscula es un dispositivo de medición delicado y preciso. Manéjelo con cuidado para evitar roturas.
12. La báscula no es impermeable. Manténgala seca y nunca la sumerja en agua. Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o limpiador de cristales. No use jabón ni agentes de limpieza químicos.

13. No exponga la báscula a la luz solar directa ni la use en lugares de altas temperaturas o extremadamente húmedos. Almacene la báscula en un lugar fresco y seco.
14. No intente desmontar la báscula por ningún motivo, ya que esto puede causar daños o anular la garantía.
15. Las baterías agotadas deben retirarse inmediatamente de la báscula y desecharse adecuadamente. Si las baterías descargadas se dejan en la báscula durante mucho tiempo, puede ocurrir una fuga del electrolito causando daños a la báscula y/o lesiones personales.
16. No caliente, desmonte, encapsule y/o modifique las baterías.
17. No suelde ni suelde directamente a las baterías. No deseche las baterías en el fuego.
18. Almacene las baterías no utilizadas en su embalaje original lejos de objetos metálicos. Si ya están desempaquetadas, no mezcle ni confunda las baterías.
19. Retire las baterías de la báscula si no la va a utilizar durante un período prolongado, a menos que sea por motivos de emergencia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

QUÉ HAY EN LA CAJA

Elis 1C x1

Batería AAA x3 (preinstalada)

Manual de usuario x1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Báscula de grasa corporal

Modelo: R-A033

Unidad: lb / kg / st


Capacidad: 0,4-440 lb / 0,2-200 kg

División: 0,2 lb / 0,05 kg

Dimensión: 280 x 280 x 25 mm / 11 x 11 x 1 pulgada

Batería: 3 x 1,5 V AAA (incluidas)

ACERCA DE TU ELIS 1C




Iconos

	Calibrado Calibre la báscula antes de cada uso.
	Sobrecargado Capacidad máxima: 440 lb/200 kg.
	Batería baja Reemplace las baterías.
	Medir la grasa corporal
	Conectividad Bluetooth Bluetooth se está conectando. Bluetooth está conectado.
st lb kg	Units Cambiado a través de la aplicación.

*Para conservar energía, la báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos de inactividad.

ANTES DE USAR

Retire la tira aislante del compartimiento de la batería antes del uso inicial.



INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN y EMPAREJAMIENTO

1. Descargue la aplicación Renpho Health

Escanee el código QR a continuación o busque "Renpho Health" en App Store o Google Play para descarga la aplicación.



Nota: Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación "Renpho Health" puede parecer ligeramente diferente.

2. Emparejar la báscula mediante Bluetooth

Antes de realizar el emparejamiento, habilite Bluetooth en su teléfono inteligente.



- Los dispositivos iOS (versión: 12.0 o posterior) requieren permiso de Bluetooth.
- Los dispositivos Android (versión: 7.0 o posterior) también necesitan permiso de ubicación.

Método 1

- a. Abra la aplicación Renpho Health y súbase a los electrodos de la báscula con los pies descalzos y secos.






- b. Toque "Conectado" para emparejar cuando aparezca una ventana en la aplicación.



Método 2


- Abra la aplicación Renpho Health y súbbase a los electrodos de la báscula con los pies descalzos y secos.
- Toque "+" en la esquina superior derecha de la página "Dispositivo" para conectarse manualmente.
- Toque el ícono de Body Fat Scale R-A033 una vez que aparezca.



CALIBRANDO SU ELIS 1C

Calibre la báscula antes de cada uso para garantizar la precisión.

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura. Evite cualquier alfombra.
2. Súbete a la báscula con un solo pie para activarla y luego bájate.
3. La pantalla mostrará "CAL" y luego "0.0" o "0.00" para indicar que la calibración está completa.




CAL → 00

or

CAL → 0.00


USO DE SU ELIS 1C

1. Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre una superficie plana y dura.
2. Después de calibrar la báscula, súbase a ella con los pies descalzos y secos, quédese quieto y espere a que se muestre la medición final en la pantalla de la báscula.
3. Después de medir, la báscula transmitirá los datos a la aplicación a través de Bluetooth. Abra la aplicación para sincronizar y ver sus mediciones detalladas, realizar un seguimiento de su progreso y acceder a funciones e información adicionales.



REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Inserte siempre las baterías correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la batería y la escala.



Nota:

- Limpiar los contactos de la batería y también los de la báscula antes de la instalación de la batería.
- Seleccione siempre el tamaño correcto y el tipo de batería más adecuado para el uso previsto. No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos o marcas.
- Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

1. La báscula no puede detectar grasa corporal ni otros datos.

- a. Asegúrese de que sus pies estén secos y descalzos.
- b. Párese y manténgase quieto en la báscula durante unos 10 segundos para finalizar el proceso de medición.

Si aún no está disponible, intente aplicar crema hidratante en los pies y mida nuevamente o pídale a otra persona que pruebe los 2 pasos mencionados anteriormente.

2. Registré una cuenta en el sitio web de RENPHO pero no pude usarla para iniciar sesión en la aplicación Renpho Health.

El sitio web de RENPHO y la aplicación Renpho Health son dos sistemas separados. Cree una cuenta para la aplicación Renpho Health.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email:** ventas@360mobile.es

☎ **TELF:** **+34 910 254 378**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

RENPHO

Smart Health Simplified

UK Importer: EEON(UK)LIMITED

Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany
Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.

No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre,
No.18, West Free Trade Street, China Special Economic Zone, Qianhai
Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000 China

UK REP Richers & Vision Ltd.

Lion Court, Farnham Road, Bordon, England, GU35 0NF

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

*Please have your order number ready before contacting customer support.

尺寸：98*135mm

材质：128g铜版纸 双面印刷 折页

此页不印刷