




Model: R-A031

Elis Nova



RENPHO is committed to protecting the environment by reducing paper usage. Scan the QR Code or enter the URL to view or download the full version of the electronic user manual:

<https://renpho.com/pages/body-fat-scale-with-TFT-display>

CONTENTS

• ENGLISH	01-10
-----------	-------

• DEUTSCH	11-20
-----------	-------

• FRANÇAIS	21-30
------------	-------

• ITALIANO	31-40
------------	-------

• ESPAÑOL	41-50
-----------	-------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes.
2. Individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG, or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current or activate the pregnancy mode via the app while using the scale.
3. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
4. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 400lb / 180kg)
5. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
6. Only use the provided charging cable and charger (DC 5V 1A, not included) to charge the scale.
7. To ensure accuracy, use the scale on a hard and flat surface.
8. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
9. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
10. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
11. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
12. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store it in a cool, dry place.
13. Do not attempt to disassemble the battery or scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.
14. A lithium battery with a damaged container should not be exposed to water.
15. Do not heat the battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT YOUR ELIS NOVA

ITO Coated Platform

TFT-LCD




USB-C Charging Port (Cover)

Foot Pad

Reset Button



USB-C Charging Cable



User Manual

Icons


00:00					
Time	Pregnancy Mode	Baby Mode	Bluetooth Connectivity  Bluetooth is disconnected.  Bluetooth is connected.	Wi-Fi Connectivity  Wi-Fi is disconnected.  Wi-Fi is connected.  Wi-Fi is connected, but data sync to the app fails.	Low Battery Charge the scale.

kg lb st:lb	0.00/0.0		 Overloaded	
Units Switch the unit via the app.	Calibrated Calibrate the scale before each use.	User Identification Create a correct user profile in the app for user identification.	Overloaded Maximum Capacity: 400lb / 180kg.	Measuring Body Compositions Make sure to step on the scale with bare, dry feet.

* To preserve power, the scale will automatically shut off after 10 seconds of inactivity.

INITIALIZING/RESETTING YOUR ELIS NOVA

1. To initialize the scale, press and hold the Reset Button for 5 seconds or connect the scale to a power source using the provided charging cable and charger (not included).
2. To reset the scale, press and hold the Reset Button for 10 seconds.



RENPHO HEALTH APP SETUP

1. Download the Renpho Health App

Scan the QR code below or search for “Renpho Health” from the App Store or Google Play to download the app.

System requirement: iOS 12.0 or later, Android 7.0 or later



Note: Due to continuous updates and improvements, the “Renpho Health” App may appear slightly different.

2. Pair the Scale via Bluetooth

Before pairing, enable Bluetooth on your smartphone.

- a. Open the Renpho Health App, place the scale on a hard and flat surface, and step onto it with bare and dry feet.
- b. Tap “+” in the upper-right corner of the “Home” page and select your body fat scale from the device list.
- c. Follow the in-app instructions to complete Bluetooth pairing.

Note:

- Once you have successfully paired the scale with the app via Bluetooth, establish a Wi-Fi connection for automatic data synchronization, eliminating the need for a constant Bluetooth connection.
- After successful Bluetooth connection, you can customize the displayed information (up to 5 indicators) on the scale and choose your preferred avatar via the app.

3. Set up Wi-Fi Connectivity

Go to “Device” page, tap “  ” of the scale that has been connected via Bluetooth and follow the in-app instructions to complete Wi-Fi connection.

Note:

- Select the 2.4GHz Wi-Fi network and enter the correct Wi-Fi password. 5GHz Wi-Fi networks are not currently compatible with this scale.
- Once the Wi-Fi icon appears on the scale’s display, it indicates a successful connection.


For more app instructions, please scan the QR code or refer to the detailed user manual on our website.



CALIBRATING YOUR ELIS NOVA

Calibrate the scale before each use to ensure accuracy.



1. Place the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting.
2. Step on the scale with a single foot to activate it and then step off.
3. The display will show "0.0" or "0.00" to indicate calibrating is complete.



USING YOUR ELIS NOVA

* Create your correct user profile in the Renpho Health App before taking your first measurement. This ensures your measurements are precisely recorded and associated with your profile.


1. Make sure the scale is placed on a flat, hard surface.
2. After calibrating the scale, step on the scale with bare, dry feet, keep still and wait for the measurement(s) to be shown on the scale's display.
3. After measuring, the scale will transmit the data to the app via Bluetooth or Wi-Fi. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.



CHARGING YOUR ELIS NOVA

Charging Time: approx. 3 hours

DC 5V 1A Charger (Not Included)



Note: Do not use the scale while charging.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Display Issues

Display	Description/Cause
Weight, BMI, Body Fat, Weight Trend 	• User identification was detected by the scale. • This measurement was taken with bare feet.
Weight, BMI 	• User identification was detected by the scale. • This measurement was taken with socks or shoes.

Display	Description/Cause
Weight 	• User identification was not detected by the scale. • This measurement was taken with bare feet.
Weight 	• User identification was not detected by the scale. • This measurement was taken with socks or shoes.

2. Other Issues

Problem	Solution
I can get my data of weight, body fat, and BMI from the scale's display, but my family or friends failed.	Your family or friends must complete their profile information on your app using the "add a member" function or log in to the Renpho Health App with their own account.
I failed to set up Wi-Fi connectivity.	• Ensure the scale is paired with the Renpho Health App via Bluetooth before Wi-Fi connection. • Open the app and follow the on-screen instructions to reconnect the scale via Wi-Fi. Choose the 2.4GHz Wi-Fi network and enter the correct Wi-Fi passwords. • Prior to the Wi-Fi setup, relocate the scale near your router for better signal strength.

Problem	Solution
The scale cannot detect body fat and/or other data.	a. Ensure your feet are dry and bare. b. Stand and keep still until the final measurement(s) appear on the display. If still not available, try applying moisturizer to your feet and measure again, or ask another person to try the 2 steps mentioned above.
I registered an account on the RENPHO website but failed to use it to log in to the Renpho Health App.	The RENPHO website and Renpho Health App are two separate systems. Please create an account for the Renpho Health App.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Body Fat Scale
 Model: R-A031
 Unit: kg / lb / st / st:lb
 Capacity: 0.4-400lb / 0.2-180kg
 Division: 0.2lb / 0.05kg

Dimension: 11.7 x 11.7 x 1.2inch
 297 x 297 x 30mm
 Battery Capacity: 800mAh
 Input: 5V $\overline{=}$ 1A
 Rated Power: 5W

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one year limited manufacturer warranty from the date of delivery. For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG DURCH.

1. Die Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt.
2. Personen, die schwanger sind, Osteoporose haben, einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke, tragbare EKG-Geräte oder andere Metallimplantate haben sollten die Waage nur zum Wiegen benutzen und sicherstellen, dass sie Schuhe tragen, um elektrischen Strom zu vermeiden oder den Schwangerschaftsmodus über die App aktivieren, während sie die Waage benutzen.
3. Alle bereitgestellten Körperzusammensetzungsdaten dienen nur zur Referenz und sollten nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen lizenzierten medizinischen Fachmann verwendet werden.
4. Überlasten Sie die Waage nicht. (Maximale Kapazität: 400 lb / 180 kg)
5. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf Schäden. Benutzen Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten oder Verletzungen zu vermeiden.
6. Verwenden Sie zum Laden der Waage ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel und Ladegerät (DC 5V 1A, nicht im Lieferumfang enthalten).
7. Um Genauigkeit zu gewährleisten, verwenden Sie die Waage auf einer harten, ebenen und trockenen Oberfläche.
8. Um Störungen oder Gefahren zu vermeiden, benutzen Sie die Waage nicht in einer Umgebung in der Nähe von Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern.
9. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen oder treten Sie nicht darauf.
10. Die Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät. Gehen Sie sorgfältig damit um, um Bruch zu vermeiden.
11. Die Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser unter. Zur Reinigung der Oberfläche verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder Glasreiniger. Verwenden Sie keine Seife oder chemischen Reinigungsmittel.
12. Setzen Sie die Waage nicht direktem Sonnenlicht aus und benutzen Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder extremer Feuchtigkeit. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
13. Versuchen Sie nicht aus irgendeinem Grund, die Waage auseinanderzubauen, da dies zu Schäden führen oder die Garantie ungültig

machen kann.

14. Eine Lithiumbatterie mit beschädigtem Behälter sollte keinem Wasser ausgesetzt werden.
15. Erhitzen Sie die Batterie nicht.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ÜBER IHRE ELIS NOVA

ITO-beschichtete Plattform

TFT-LCD

USB-C-Ladeanschluss
(Abdeckung)




Fußpolster



USB-C-Ladekabel



Gebrauchsanweisung



Reset-Knopf

Symbole


00:00					
Zeit	Schwangerschaftsmodus	Baby-Modus	Bluetooth-Verbindung  Die Bluetooth-Verbindung ist unterbrochen.  Die Bluetooth-Verbindung ist angeschlossen.	WiFi-Konnektivität  WiFi ist unterbrochen.  WiFi ist angeschlossen.  WiFi ist angeschlossen, aber die Datensynchronisierung schlägt fehl.	Niedrigerer Batteriestand Waage aufladen.

kg lb st st:lb	0.00/0.0		 Overloaded	
Einheiten Um- schalten der Einheit über die App.	Kalibriert Waage vor jedem Gebrauch kalibrieren.	Nutzer Identifikation Korrektes Benutzerprofil in der App zur Benutzeriden- tifikation erstellen.	Überladen Maximale Kapazität: 400 lb / 180 kg	Messung der Körperzusammen- setzung Stellen Sie sicher, dass Sie mit nackten, trockenen Füßen auf die Waage treten.

* Um Strom zu sparen, schaltet sich die Waage nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

INITIALISIEREN/ZURÜCKSETZEN IHRER ELIS NOVA

1. Um die Waage zu initialisieren, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt oder schließen Sie die Waage mit dem mitgelieferten Ladekabel und Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an.
2. Um die Waage zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.



RENPHO HEALTH APP SETUP

1. Laden Sie die „Renpho Health App“ herunter

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, oder suchen Sie im „Apple App-Store“ oder bei „Google Play“ nach „Renpho Health“, um die App herunterzuladen.

Systemanforderungen: iOS 12.0 oder höher, Android 7.0 oder höher



Hinweis: Aufgrund laufender Aktualisierungen und technischer Verbesserungen kann sich die „Renpho Health“-App möglicherweise ein wenig anders präsentieren.

2. Waage über Bluetooth paaren

Vor der Gerätepaarung die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone aktivieren.

- Öffnen Sie die Renpho-Health-App, platzieren Sie die Waage auf einer harten und flachen Oberfläche und stellen Sie sich mit nackten, trockenen Füßen auf die Waage.
- Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Startseite und wählen Sie Ihre Körperfettwaage aus der Geräteliste aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Bluetooth-Paarung abzuschließen.

Hinweis:

- Wenn Sie die Waage erfolgreich über Bluetooth mit der App gepaart haben, stellen Sie eine WiFi-Verbindung für die automatische Datensynchronisierung her. Sie benötigen dann keine ständige Bluetooth-Verbindung.
- Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung können Sie die angezeigten Informationen (bis zu 5 Indikatoren) auf der Skala individuell einrichten und Ihren bevorzugten Avatar über die App auswählen.

3. Einrichten der WiFi-Konnektivität

Gehen Sie zur Seite „Gerät“, tippen Sie "  " auf der Waage, die über Bluetooth verbunden wurde, und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung zu vervollständigen.

Hinweis:

- Wählen Sie das 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk und geben Sie das richtige WiFi-Passwort ein. 5-GHz-WiFi-Netzwerke sind derzeit mit dieser Waage nicht kompatibel.
- Sobald das WiFi-Symbol auf dem Display der Waage erscheint, deutet dies auf eine erfolgreiche Verbindung hin.


Für weitere App-Anweisungen scannen Sie bitte den QR-Code oder lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung auf unserer Website nach.



KALIBRIERUNG IHRES ELIS NOVA

Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch neu, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.


1. Stellen Sie die Waage auf eine flache, feste Oberfläche. Vermeiden Sie Teppichböden.
2. Steigen Sie auf die Waage, um sie zu aktivieren. Steigen Sie dann wieder auf den Fussboden herab.
3. Das Display zeigt „0.0“ oder „0.00“ an, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.



VERWENDUNG IHRER ELIS NOVA

* Erstellen Sie Ihr korrektes Benutzerprofil in der Renpho-Health-App, bevor Sie Ihre erste Messung durchführen. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihre Messungen genau aufgezeichnet und Ihrem Profil zugeordnet werden.


1. Achten Sie darauf, dass die Waage auf einer flachen, harten Oberfläche steht.
2. Nachdem Sie die Waage kalibriert haben, stellen Sie sich mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage. Halten Sie still und warten Sie ab, bis der endgültige Messwert auf der Anzeige der Waage angezeigt wird.
3. Nach der Messung überträgt die Waage die Daten an die App über Bluetooth oder Wi-Fi. Öffnen Sie die App, um Ihre detaillierten Messungen zu synchronisieren und anzuzeigen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und auf Funktionen und Einblicke.



AUFLADEN IHRER ELIS NOVA

Ladezeit: ca.3 Stunden

DC 5V 1A Ladegerät (nicht enthalten)



Hinweis: Waage nicht während des Aufladens verwenden.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

1. Anzeigeproblem

Anzeige	Beschreibung/Ursache
Gewicht, BMI, Körperfett, Gewichtstrend	• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage erkannt. • Diese Messung wurde barfuß durchgeführt.
Gewicht, BMI	• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage erkannt. • Diese Messung wurde mit Socken oder Schuhen durchgeführt.

Anzeige	Beschreibung/Ursache
Weight 	• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage nicht erkannt. • Diese Messung wurde barfuß durchgeführt.
Weight 	• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage nicht erkannt. • Diese Messung wurde mit Socken oder Schuhen durchgeführt.

2. Andere Probleme

Problem	Lösung
Meine Daten zu Gewicht, Körperfett und BMI kann ich vom Display der Waage abrufen, aber meine Familie oder Freunde können das nicht.	Ihre Familie oder Freunde müssen ihre Profilinformationen in Ihrer App über die Funktion „Neues Mitglied“ vervollständigen oder sich mit einem eigenen Konto bei der Renpho-Health-App anmelden.
Ich konnte die WLAN-Verbindung nicht einrichten.	• Stellen Sie sicher, dass die Waage über Bluetooth mit der Renpho-Health-App verbunden ist, bevor Sie eine WLAN-Verbindung herstellen. • Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Waage erneut über WLAN zu verbinden. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und geben

Problem	Solution
	Sie die richtigen WLAN-Passwörter ein. • Stellen Sie die Waage vor der WLAN-Einrichtung zum Erreichen einer besseren Signalstärke in die Nähe Ihres Routers.
Die Waage kann Körperfett und/oder andere Daten nicht erkennen.	a. Achten Sie darauf, dass Sie barfuß und Ihre Füße trocken sind. b. Stellen Sie sich auf die Waage und stehen Sie bis zum Ende des Wiegens still (circa 10 Sekunden). Falls Sie noch immer kein Ergebnis haben, tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme auf Ihre Füße auf und wiegen Sie sich erneut oder bitten Sie eine andere Person, die 2 genannten Schritte nachzuvollziehen.
Ich habe eine Kontoregistrierung auf der RENPHO-Website durchgeführt, aber ich konnte mich damit anschließend nicht bei der „Renpho Health“-App anmelden.	Die RENPHO-Website und die „Renpho Health“-App sind zwei separate Systeme. Bitte erstellen Sie ein neues Konto in der „Renpho Health“-App.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: Körperfettwaage	Abmessung: 11,7 x 11,7 x 1,2 Zoll
Modell: R-A031	297 x 297 x 30 mm
Maßeinheit: kg / lb / st / st:lb	Batteriekapazität: 800 mAh
Kapazität: 0,4 - 400 lb / 0,2 - 180 kg	Eingang: 5 V $\equiv$ 1 A
Einteilung: 0,2 lb / 0,05 kg	Nennleistung: 5 W

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*** Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.**

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC SOIN AVANT UTILISATION.

1. La balance est destinée uniquement à un usage domestique et non pour des fins médicales ou commerciales.
2. Les personnes enceintes, souffrant d'ostéoporose, porteurs de pacemakers, de prothèses articulaires, d'un ECG portable ou d'autres implants métalliques devraient utiliser la balance uniquement pour peser et s'assurer de porter des chaussures pour empêcher tout courant électrique ou activer le mode grossesse via l'application lors de l'utilisation de la balance.
3. Toutes les données de composition corporelle fournies sont à titre de référence et ne doivent pas être utilisées comme substitut aux conseils d'un professionnel de la santé agréé.
4. Ne surchargez pas la balance. (Capacité maximale : 400 lb / 180 kg)
5. Inspectez la balance pour détecter tout dommage avant chaque utilisation. N'utilisez pas une balance endommagée pour éviter les imprécisions ou les blessures.
6. Utilisez uniquement le câble de charge et le chargeur fournis (DC 5 V 1 A, non inclus) pour charger la balance.
7. Pour assurer la précision, utilisez la balance sur une surface dure, plate et sèche.
8. Pour éviter les interférences ou les dangers, n'utilisez pas la balance dans un environnement proche d'appareils à champs électromagnétiques puissants.
9. Pour prévenir les blessures, ne vous tenez pas sur les bords de la balance, ne sautez pas dessus ou ne la piétinez pas.
10. La balance est un appareil de mesure délicat et précis. Manipulez-la avec soin pour éviter tout dommage.
11. La balance n'est pas étanche. Gardez-la au sec et ne la plongez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de savon ou d'agents nettoyants chimiques.
12. N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil ni ne l'utilisez dans des températures élevées ou des zones extrêmement humides. Rangez la balance dans un endroit frais et sec.
13. Ne tentez pas de démonter la balance pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait causer des dommages ou annuler la garantie.

14. Une batterie au lithium dont le conteneur est endommagé ne doit pas être exposée à l'eau.
15. Ne chauffez pas la batterie.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

À PROPOS DE VOTRE ELIS NOVA

Plate-forme revêtue d'ITO

TFT LCD

Port de charge
USB-C (cache)



Coussin pour pieds



Câble de recharge USB-C



Mode d'emploi



Bouton de
réinitialisation


Icônes

00:00					
Heure	Mode grossesse	Mode bébé	Connexion Bluetooth  Bluetooth déconnecté.  Bluetooth connecté.	Connexion Wi-Fi  Wi-Fi déconnecté.  Wi-Fi connecté.  Le Wi-Fi est connecté, mais la synchronisation des données a échoué.	Batterie faible Chargez le pèse-per-sonne.
kg lb st st:lb	0.00/0.0		 Overloaded		
Unités Changer d'unité via l'applica-tion.	Calibrée Étalonnez le pèse-per-sonne avant chaque utilisation.	Utilisateur Identification Créez un profil utilisateur correct dans l'application pour identifier l'utilisateur.	Surcharge Capacité maximale : 400 lb / 180 kg.	Mesurer la composition corporelle Veillez à monter sur le pèse-personne les pieds nus et secs.	

*** Pour économiser l'énergie, le pèse-personne s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité.**

INITIALISATION/RÉINITIALISATION DE VOTRE ELIS NOVA

1. Pour initialiser le pèse-personne, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes ou connectez le pèse-personne à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge et du chargeur fournis (non inclus).
2. Pour réinitialiser le pèse-personne, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.



CONFIGURATION DE L'APPLICATION RENPHO HEALTH

1. Télécharger l'application Renpho Health

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « Renpho Health » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

Configuration système requise : iOS 12.0 ou version ultérieure, Android 7.0 ou version ultérieure.



Remarque : en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle présentée ici.

2. Appairez le pèse-personne en mode Bluetooth

Avant de procéder à l'appairage, activez le Bluetooth sur votre smartphone.

- Ouvrez l'application Renpho Health, placez le pèse-personne sur une surface dure et plate, et montez dessus avec les pieds nus et secs.
- Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page « Accueil » et sélectionnez votre analyseur de graisse corporelle dans la liste des appareils.
- Suivez les instructions au sein de l'application pour effectuer le couplage Bluetooth.

Remarque :

- Une fois le pèse-personne appairé avec l'application via Bluetooth, connectez-vous en Wi-Fi pour synchroniser automatiquement les données, ce qui élimine le besoin d'une connexion Bluetooth permanente.
- Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez personnaliser les informations affichées (jusqu'à 5 paramètres) sur le pèse-personne et choisir votre avatar préféré via l'application.

3. Configurez la connexion Wi-Fi

Accédez à la page « Appareil », appuyez sur «  » sur le pèse-personne qui a été connectée via Bluetooth et suivez les instructions de l'application pour établir la connexion Wi-Fi.

Remarque :

- Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2.4GHz et entrez le mot de passe Wi-Fi correct. Les réseaux Wi-Fi 5 GHz ne sont actuellement pas compatibles avec ce pèse-personne.
- Une fois que l'icône Wi-Fi apparaît sur l'écran du pèse-personne, cela indique une connexion réussie.

Pour plus d'instructions sur l'application, scannez le code QR ou consultez le manuel d'utilisation détaillé sur notre site Web.



CALIBRER VOTRE ELIS NOVA


Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation pour garantir une précision optimale.

1. Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure. Évitez de la placer sur un tapis ou de la moquette.
2. Montez sur le pèse-personne d'un seul pied pour l'activer, puis descendez.
3. L'écran affichera « 0,0 » ou « 0,00 » pour indiquer que le calibrage est terminé.



UTILISATION DE VOTRE ELIS NOVA


- * Créez votre profil d'utilisateur correct dans l'application Renpho Health App avant de vous peser pour la première fois. Ainsi, vos mesures sont enregistrées avec précision et associées à votre profil.
1. Assurez-vous que le pèse-personne est placée sur une surface plane et dure.
 2. Après avoir étalonné le pèse-personne, montez dessus avec les pieds nus et secs, restez immobile et attendez que la mesure finale s'affiche sur l'écran du pèse-personne.
 3. Une fois la mesure effectuée, le pèse-personne transmet les données à l'application via Bluetooth ou Wi-Fi. Ouvrez l'application pour synchroniser et afficher vos mesures détaillées, suivre vos progrès et accéder à des fonctionnalités et des informations supplémentaires.



CHARGEMENT DE VOTRE ELIS NOVA

Temps de charge : environ 3 heures

Chargeur DC 5 V 1 A (non inclus)



Remarque : N'utilisez pas le pèse-personne lorsqu'il est en cours de chargement.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Problèmes d'affichage

Écran	Description/Cause
Poids, IMC, masse grasse, tendance de poids 	• L'identification de l'utilisateur a été détectée par le pèse-personne. • Cette mesure a été prise pieds nus.
Poids, IMC 	• L'identification de l'utilisateur a été détectée par le pèse-personne. • Cette mesure a été prise avec des chaussettes ou des chaussures.

Écran	Description/Cause
Poids 	• L'identification de l'utilisateur n'a pas été détectée par le pèse-personne. • Cette mesure a été prise pieds nus.
Poids 	• L'identification de l'utilisateur n'a pas été détectée par le pèse-personne. • Cette mesure a été prise avec des chaussettes ou des chaussures.

2. Autres problèmes

Problème	Solution
Je peux obtenir mes données de poids, de masse grasse et de IMC à partir de l'écran de la balance, mais ma famille ou mes amis n'y parviennent pas.	Votre famille ou vos amis doivent compléter les informations de leur profil sur votre application en utilisant la fonction « ajouter un membre » ou se connecter à l'application Renpho Health avec leur propre compte.
Je n'ai pas réussi à configurer la connexion Wi-Fi.	• Vérifiez que le pèse-personne est apparié à l'application Renpho Health App via Bluetooth avant la connexion Wi-Fi. • Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour reconnecter le pèse-personne via le Wi-Fi. Choisissez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez les mots de passe Wi-Fi corrects.

Problem	Solution
	• Avant de procéder à la configuration Wi-Fi, placez le pèse-personne à proximité de votre routeur afin d'améliorer la puissance du signal.
Le pèse-personne ne peut pas détecter la masse grasse et/ou d'autres données.	a. Veillez à ce que vos pieds soient secs et nus. b. Restez debout et immobile sur le pèse-personne pendant environ 10 secondes pour terminer le processus de mesure. Si la mesure n'est toujours pas disponible, essayez d'appliquer une crème hydratante sur vos pieds et mesurez à nouveau ou demandez à une autre personne d'essayer les deux étapes mentionnées ci-dessus.
J'ai créé un compte sur le site web de RENPHO, mais je n'ai pas réussi à l'utiliser pour me connecter à l'application Renpho Health.	Le site web RENPHO et l'application Renpho Health sont deux systèmes distincts. Créez un compte pour l'application Renpho Health.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Analyseur de masse grasse

Modèle : R-A031

Unité : kg / lb / st / st:lb

Capacité : 0,4 à 400 lb /
0,2 à 180kg

Incrément : 0,2 lb / 0,05 kg

Dimension : 11,7 x 11,7 x 1,2 po /
297 x 297 x 30 mm

Capacité de la batterie : 800 mAh

Alimentation : 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Puissance nominale : 5 W

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez :
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

Avertissement: Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. La bilancia è destinata esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici o commerciali.
2. Le persone che sono in gravidanza, con osteoporosi, portatori di pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri impianti metallici dovrebbero utilizzare la bilancia solamente per pesarsi e assicurarsi di indossare scarpe per impedire qualsiasi corrente elettrica o attivare la modalità gravidanza tramite l'app durante l'uso della bilancia.
3. Tutti i dati sulla composizione corporea forniti sono solo di riferimento e non devono essere usati come sostituti dei consigli di un professionista sanitario autorizzato.
4. Non sovraccaricare la bilancia. (Capacità massima: 400 lb / 180 kg)
5. Ispezionare la bilancia per eventuali danni prima di ogni uso. Non utilizzare una bilancia danneggiata per evitare inesattezze o infortuni.
6. Utilizzare solo il cavo di ricarica e il caricabatterie forniti (DC 5 V 1 A, non inclusi) per caricare la bilancia.
7. Per garantire la precisione, utilizzare la bilancia su una superficie dura, piatta e asciutta.
8. Per evitare interferenze o pericoli, non utilizzare la bilancia in un ambiente vicino a apparecchiature con forti campi elettromagnetici.
9. Per prevenire infortuni, non stare sui bordi della bilancia, non saltare o calpestarla.
10. La bilancia è uno strumento di misura delicato e preciso. Maneggiare con cura per evitare danni.
11. La bilancia non è impermeabile. Mantenerla asciutta e non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o detergente per vetri. Non utilizzare sapone o agenti chimici per la pulizia.
12. Non esporre la bilancia alla luce diretta del sole o utilizzarla in ambienti ad alte temperature o estremamente umidi. Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto.
13. Non tentare di smontare la bilancia per nessuna ragione, poiché ciò potrebbe causare danni o rendere nulla la garanzia.
14. Una batteria al litio con contenitore danneggiato non deve essere esposta all'acqua.
15. Non riscaldare la batteria.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI SU ELIS NOVA

Piattaforma rivestita ITO

TFT-LCD




Porta di ricarica
USB-C (coperchio)

Poggiapiedi

Cavo caricabatterie USB-C

Manuale d'uso

Pulsante di
ripristino



Icone


00:00					
Orario	Modalità gravidanza	Modalità bambino	Connettività Bluetooth  Il Bluetooth è disconnesso.  Il Bluetooth è connesso.	Connettività Wi-Fi  Il Wi-Fi è disconnesso.  Il Wi-Fi è connesso.  Il Wi-Fi è connesso, ma la sincronizzazione dei dati non va a buon fine.	Batteria scarica Caricare la bilancia.

kg lb st st:lb	0.00/0.0		 Overloaded	
Unità di misura Cambiare l'unità di misura tramite l'app.	Calibrata Calibrare la bilancia prima di ogni utilizzo.	Identificazione utente Creare un profilo utente corretto nell'app per l'identificazione dell'utente.	Sovraccarica Capacità massima: 400 lb/180 kg.	Misurazione delle composizioni corporee Assicurarsi di salire sulla bilancia a piedi nudi e asciutti.

*** Per risparmiare energia, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi di inattività.**

INIZIALIZZAZIONE/RIPRISTINO DI ELIS NOVA

1. Per inizializzare la bilancia, tenere premuto il Pulsante di ripristino per 5 secondi o collegare la bilancia a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica e il caricabatterie in dotazione (non inclusi).
2. Per ripristinare la bilancia, tenere premuto il Pulsante di ripristino per 10 secondi.



CONFIGURAZIONE DELL'APP RENPHO HEALTH

1. Scaricare l'app Renpho Health

Scansionare il codice QR qui sotto o cercare "Renpho Health" su App Store o Google Play per scaricare l'app.

Requisiti di sistema: iOS 12.0 o successivo, Android 7.0 o successivo



Nota bene: a causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Associare la bilancia tramite Bluetooth

Prima dell'associazione, attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.

- Aprire l'app Renpho Health e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.
- Toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Home" e selezionare la bilancia con indicazione del grasso corporeo dall'elenco dei dispositivi.
- Seguire le istruzioni all'interno dell'app per completare l'associazione Bluetooth.

Nota bene:

- dopo aver associato correttamente la bilancia con l'app tramite Bluetooth, stabilire una connessione Wi-Fi per la sincronizzazione automatica dei dati, eliminando la necessità di una connessione Bluetooth costante;
- dopo aver stabilito con successo la connessione Bluetooth, l'utente può personalizzare le informazioni visualizzate (fino a 5 indicatori) sulla bilancia e scegliere il proprio avatar preferito tramite l'app.

3. Configurare la connettività Wi-Fi

Andare alla pagina "Dispositivo", toccare "  " della bilancia che è stata connessa tramite Bluetooth e seguire le istruzioni incluse all'interno dell'app per completare la connessione Wi-Fi.

Nota bene:

- selezionare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire la password Wi-Fi corretta. Le reti Wi-Fi a 5 GHz non sono attualmente compatibili con questa bilancia;
- una volta visualizzata l'icona Wi-Fi sul display della bilancia, questo indicherà che la connessione è avvenuta.


Per ulteriori istruzioni sull'app, scansionare il codice QR o consultare il manuale utente dettagliato sul nostro sito web.



CALIBRAZIONE DEL TUO ELIS NOVA



Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo per garantirne la precisione di misurazione.

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. Evitare di posizionarla sui tappeti.
2. Salire sulla bilancia con un solo piede per attivarla e poi scendere.
3. Il display mostrerà "0.0" o "0.00" per indicare che la calibrazione è completa.



USARE ELIS NOVA


- * Creare il proprio profilo utente corretto nell'app Renpho Health prima di effettuare la prima misurazione. Ciò garantisce che le misurazioni siano registrate e associate con precisione al proprio profilo.
1. Assicurarsi che la bilancia sia posizionata su una superficie piana e solida.
 2. Dopo aver calibrato la bilancia, salire su di essa a piedi nudi e asciutti, restare fermi e attendere che sul display della bilancia venga visualizzata la misurazione finale.
 3. Dopo la misurazione, la bilancia trasmette i dati all'app tramite Bluetooth o Wi-Fi. Aprire l'app per sincronizzare e visualizzare le misurazioni dettagliate, tenere traccia dei progressi e accedere a ulteriori funzioni e approfondimenti.



RICARICARE ELIS NOVA

Tempo di ricarica: circa 3 ore

Caricatore DC 5V 1A (non incluso)



Nota: non utilizzare la bilancia durante la fase di ricarica.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Problemi di visualizzazione

Schermo	Descrizione/Causa
Peso, IMC, grasso corporeo, andamento del peso	• L'identificazione dell'utente è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata a piedi nudi.
Peso, IMC	• L'identificazione dell'utente è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata con calzini o scarpe.

Schermo	Descrizione/Causa
Peso 	• L'identificazione dell'utente non è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata a piedi nudi.
Peso 	• L'identificazione dell'utente non è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata con calzini o scarpe.

2. Altre questioni

Problema	Soluzione
Posso ottenere i dati relativi al peso, al grasso corporeo e all'IMC dal display della bilancia, ma la mia famiglia o i miei amici non ci riescono.	La sua famiglia o i suoi amici devono completare le informazioni del profilo sulla sua app utilizzando la funzione "aggiungi un membro" o accedere all'app Renpho Health con il proprio account.
Non sono riuscito a configurare la connettività Wi-Fi.	• Assicurarsi che la bilancia sia associata all'app Renpho Health tramite Bluetooth prima della connessione Wi-Fi. • Aprire l'app e seguire le istruzioni sullo schermo per ricollegare la bilancia tramite Wi-Fi. Scegliere la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire le password Wi-Fi corrette. • Prima di configurare il Wi-Fi, riposizionare la bilancia vicino al router per una migliore potenza del segnale.

Problem	Solution
La bilancia non è in grado di rilevare il grasso corporeo e/o altri dati.	a. Assicurarsi che i piedi siano nudi e asciutti. b. Rimanere fermi sulla bilancia per circa 10 secondi per completare il processo di misurazione. Se ancora non è disponibile, provare ad applicare la crema idratante sui piedi e misurare di nuovo o chiedere a un'altra persona di provare i 2 passaggi sopra menzionati.
Ho creato un account sul sito web RENPHO ma non ho potuto accedere all'app "Renpho Health".	Il sito RENPHO e l'app Renpho Health App sono due sistemi separati. Creare un account sull'app RENPHO Health.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Bilancia
Grasso Corporeo
Modello: R-A031
Unità: kg/lb/st/st:lb
Capacità: 0,4-400 lb/
0,2-180 kg

Incrementi: 0,2 lb/0,05 kg
Dimensioni: 11,7 x 11,7 x 1,2
pollici/297 x 297 x 30 mm
Capacità della batteria: 800 mAh
Alimentazione: 5 V $\equiv$ 1 A
Potenza nominale: 5 W

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR.

1. La báscula es únicamente para uso doméstico y no para fines médicos o comerciales.
2. Las personas embarazadas, con osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátiles u otros implantes metálicos deben usar la báscula únicamente para pesar y asegurarse de usar zapatos para evitar cualquier corriente eléctrica o activar el modo de embarazo a través de la aplicación. mientras usa la báscula.
3. Todos los datos de composición corporal proporcionados son de referencia y no deben utilizarse como sustituto del consejo de un profesional de la salud autorizado.
4. No sobrecargue la báscula. (Capacidad máxima: 400 lb/180 kg)
5. Inspeccione la báscula en busca de daños antes de cada uso. No utilice una báscula dañada para evitar imprecisiones o lesiones.
6. Utilice únicamente el cable de carga y el cargador suministrados (DC 5V 1A, no incluido) para cargar la báscula.
7. Para garantizar la precisión, utilice la báscula sobre una superficie dura y plana.
8. Para evitar interferencias o peligros, no utilice la báscula en un entorno cerca de equipos con campos electromagnéticos fuertes.
9. Para evitar lesiones, no se pare en los bordes de la báscula, no salte sobre ella ni la pisotee.
10. La báscula es un dispositivo de medición delicado y preciso. Manipular con cuidado para evitar roturas.
11. La báscula no es resistente al agua. Mantenlo seco y nunca lo sumerjas en agua. Para limpiar la superficie, utilice un paño húmedo o limpiacristales. No utilice jabón ni agentes de limpieza químicos.
12. No exponga la báscula a la luz solar directa ni la utilice en altas temperaturas o áreas extremadamente húmedas. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
13. No intente desmontar la batería o la báscula por ningún motivo, ya que esto puede causar daños o anular la garantía.
14. Una batería de litio con el recipiente dañado no debe exponerse al agua.
15. No caliente la batería.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES




ACERCA DE TU ELIS NOVA

Plataforma recubierta de ITO

LCD TFT

Puerto de carga
USB-C (cubierta)

Almohadilla para el pie



Cable de carga USB-C

Manual de usuario

Botón de reinicio

Iconos


00:00					
Tiempo	Modo de embarazo	Modo bebé	Conectividad Bluetooth  Bluetooth está desconectado.  Bluetooth está conectado.	Conectividad Wi-Fi  Wi-Fi está desconectado.  Wi-Fi está conectado.  La red Wi-Fi está conectada, pero la sincronización de datos falla.	Batería baja Cargue la báscula.

kg lb st st:lb	0.00/0.0		 Overloaded	
Unidades Cambie la unidad a través de la aplicación	Calibrado Calibre la báscula antes de cada uso.	Identificación de usuario Cree un perfil de usuario correcto en la aplicación para la identificación del usuario.	Sobrecargado Capacidad máxima: 400 lb/180 kg.	Medición de composiciones corporales Asegúrese de subirse a la báscula con los pies descalzos y secos.

*** Para conservar energía, la báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos de inactividad.**

INICIALIZACIÓN/RESETABLECIMIENTO DE SU ELIS NOVA

1. Para inicializar la báscula, presione y mantenga presionado el botón Restablecer durante 5 segundos o conecte la báscula a una fuente de alimentación usando el cable de carga y el cargador proporcionados (no incluidos).
2. Para restablecer la báscula, presione y mantenga presionado el botón Restablecer durante 10 segundos.



CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN RENPHO HEALTH

1. Descargue la aplicación Renpho Health

Escanee el código QR a continuación o busque "Renpho Health" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.

Requisitos del sistema: iOS 12.0 o posterior, Android 7.0 o posterior



Nota: Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación "Renpho Health" puede parecer ligeramente diferente.

2. Emparejar la báscula mediante Bluetooth

Antes de realizar el emparejamiento, habilite Bluetooth en su teléfono inteligente.

- Abra la aplicación Renpho Health, coloque la báscula sobre una superficie dura y plana y párese sobre ella con los pies descalzos y secos.
- Toque "+" en la esquina superior derecha de la página "Inicio" y seleccione su báscula de grasa corporal de la lista de dispositivos.
- Siga las instrucciones de la aplicación para completar el emparejamiento de Bluetooth.

Nota:

- Una vez que haya emparejado exitosamente la báscula con la aplicación a través de Bluetooth, establezca una conexión Wi-Fi para la sincronización automática de datos, eliminando la necesidad de una conexión Bluetooth constante.
- Después de una conexión Bluetooth exitosa, puede personalizar la información mostrada (hasta 5 indicadores) en la báscula y elegir su avatar preferido a través de la aplicación.

3. Configurar la conectividad Wi-Fi

Vaya a la página "Dispositivo", toque "  " de la báscula que se ha conectado mediante Bluetooth y siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.

Nota:

- Seleccione la red Wi-Fi de 2,4 GHz e ingrese la contraseña de Wi-Fi correcta. Actualmente, las redes Wi-Fi de 5 GHz no son compatibles con esta báscula.
- Una vez que aparece el icono de Wi-Fi en la pantalla de la báscula, indica una conexión exitosa.


Para obtener más instrucciones sobre la aplicación, escanee el código QR o consulte el manual de usuario detallado en nuestro sitio web.



CALIBRANDO SU ELIS NOVA


Calibre la báscula antes de cada uso para garantizar la precisión.

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura. Evite cualquier alfombra.
2. Súbase a la báscula con un solo pie para activarla y luego bájese.
3. La pantalla mostrará "0.0" o "0.00" para indicar que la calibración está completa.



USO DE SU ELIS NOVA


- * Cree su perfil de usuario correcto en la aplicación Renpho Health antes de realizar su primera medición. Esto garantiza que sus mediciones se registren con precisión y se asocien con su perfil.
1. Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre una superficie plana y dura.
 2. Después de calibrar la báscula, súbase a ella con los pies descalzos y secos, quédese quieto y espere a que se muestren las mediciones en la pantalla de la báscula.
 3. Después de medir, la báscula transmitirá los datos a la aplicación mediante Bluetooth o Wi-Fi. Abra la aplicación para sincronizar y ver sus mediciones detalladas, realizar un seguimiento de su progreso y acceder a funciones e información adicionales.



CARGAR TU ELIS NOVA

Tiempo de carga: aprox. 3 horas

Cargador DC 5V 1A (no incluido)



Nota: No utilice la báscula mientras se carga.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

1. Problemas de visualización

Pantalla	Descripción/Causa
Peso, IMC, grasa corporal, tendencia de peso 	• La identificación del usuario fue detectada por la báscula. • Esta medida se tomó con los pies descalzos.
Peso, IMC 	• La identificación del usuario fue detectada por la báscula. • Esta medida se tomó con calcetines o zapatos.

Pantalla	Descripción/Causa
Peso 	• La báscula no detectó la identificación del usuario. • Esta medida se tomó con los pies descalzos.
Peso 	• La báscula no detectó la identificación del usuario. • Esta medida se tomó con calcetines o zapatos.

2. Otras cuestiones

Problema	Solución
Puedo obtener mis datos de peso, grasa corporal e IMC en la pantalla de la báscula, pero mi familia o amigos fallaron.	Su familia o amigos deben completar la información de su perfil en su aplicación utilizando la función "agregar un miembro" o iniciar sesión en la aplicación Renpho Health con su propia cuenta.
No pude configurar la conectividad Wi-Fi.	• Asegúrese de que la báscula esté emparejada con la aplicación Renpho Health a través de Bluetooth antes de la conexión Wi-Fi. • Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para volver a conectar la báscula a través de Wi-Fi. Elija la red Wi-Fi de 2,4 GHz e ingrese las contraseñas de Wi-Fi correctas. • Antes de configurar Wi-Fi, reubique la báscula cerca de su enrutador para mejorar la intensidad de la señal.

Problema	Solución
La báscula no puede detectar grasa corporal ni otros datos.	a. Asegúrese de que sus pies estén secos y descalzos. b. Párese y quédese quieto hasta que aparezcan las mediciones finales en la pantalla. Si aún no está disponible, intente aplicar crema hidratante en los pies y mida nuevamente, o pídale a otra persona que pruebe los 2 pasos mencionados anteriormente.
Registré una cuenta en el sitio web de RENPHO pero no pude usarla para iniciar sesión en la aplicación Renpho Health.	El sitio web de RENPHO y la aplicación Renpho Health son dos sistemas separados. Cree una cuenta para la aplicación Renpho Health.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Báscula de grasa corporal

Modelo: R-A031

Unidad: kg / lb / st / st:lb

Capacidad: 0,4-400 lb/
0,2-180 kg

División: 0,2 lb/0,05 kg

Dimensión: 11,7 x 11,7 x 1,2

pulgadas / 297 x 297 x 30 mm

Capacidad de la batería: 800 mAh

Entrada: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Potencia nominal: 5W

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/rep-
aración.**

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

RENPHO

Smart Health Simplified

UK Importer: EEON(UK)LIMITED

Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany

Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

UK REP Richers & Vision Ltd.

Lion Court, Farnham Road, Bordon, England, GU35 0NF

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

Email: info@ce-connection.de