


RENPHO

User Manual



AERIA BOOT THERMAL

Model: R-WML01

CONTENTS

• ENGLISH 01 ~ 10

• DEUTSCH 11 ~ 20

• FRANÇAIS 21 ~ 30

• ITALIANO 31 ~ 40

• ESPAÑOL 41 ~ 50

Thanks for purchasing the RENPHO Leg Massager. To ensure safety and avoid any accidental damage or injury, please read this manual carefully and use the device only as indicated. Non-compliance may cause injuries, and/or severe property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using the device, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
4. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

DANGER - To reduce the risk of electric shock and fire:

1. Never use pins or other metallic fasteners with this device.
2. The device is only to be used with the power supply unit provided with the device.
3. Do not leave the device unattended when it is working.
4. Always unplug the power adapter from the electrical outlet after each use.
5. Do not plug or unplug the power adapter or air hose with wet hands.
6. Keep the cord and device away from heated surfaces.

WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, please follow the instructions below:

1. If you fall into any of the following user groups, please consult a doctor before use:
 - Pregnant or postpartum women
 - Children
 - Elderly (over 65 years old)
 - People with skin infections, sensitivity, redness, wound, and/or burns on the skin
 - People using a pacemaker or other implantable medical device
 - People with heart disease, malignant tumors, or other serious health conditions
 - People receiving medical treatment or feel discomfort during massages
 - People suffering from osteoporosis, diabetes, or thrombosis
 - People with high or abnormal blood pressure
 - People suffering from a sensory impairment that reduces the feeling of pain or heat (e.g. metabolic disorder)
 - People suffering from fever over 100.4°F
2. Stop using if you feel uncomfortable or unwell after use and consult a doctor.
3. **DO NOT** use spare parts that are not approved by RENPHO.
4. Non-professional repair personnel should not dismantle or replace the device without manufacturer's permission.
5. **DO NOT** use the device if the power cord or wrap surfaces are damaged.

6. **DO NOT** use or store the device in a place with high humidity such as bathroom or places with high temperature.
7. **DO NOT** carry the device by the power cord or the controller.
8. **DO NOT** use while sleeping, operating machinery, or after alcohol consumption.
9. **DO NOT** stand or walk while using the device.
10. **DO NOT** expose the controller, the wraps, or the power adapter to water as this may result in malfunction or electric shock.
11. **DO NOT** insert any foreign objects into the slit (this may cause fire and electric shock).
12. **DO NOT** use the sharp tools to scratch or puncture the wraps, as this may cause air leak.
13. **DO NOT** use wraps directly on swollen, inflamed areas, sensitive skin, or skin eruptions.
14. **DO NOT** use the device for more than 60 minutes at a time. Extensive use could lead to the device's excessive heating and shorter lifespan.
15. **DO NOT** operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury.
16. **DO NOT** use the device on pets or animals.
17. The device has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the device.
18. **WARNING** - Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

About the Battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
3. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. **CAUTION** - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Battery Producer Labelling

Manufacturer: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.



Address: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Website: <https://www.invcy.com/>

Email: 2162923595@qq.com

ABOUT THE PRODUCT


1. What's in the box



Charging Cable

Buttons

- Power Button
- Timer Button
- Deflation Button
- M** Combine Mode Button
- P** Section Mode Button
- Intensity Button
- Heat Button



LED Display

- Battery Indicator
- Combine Mode Indicator
- Section Mode Indicator
- Intensity Indicator
- Heat Indicator
- Timer Indicator

2. Specifications

Product Name: Leg Massager

Model: R-WML01

Input: 5V  2A

Battery Voltage: DC 7.4V

Battery Capacity: 4500mAh 33.3Wh

Auto-off Timer: 15/20/25/30 minutes

Charging Time: <360 min

Operating Time: about 160 min


Product Weight: 3.86 lb / 1.75 kg

Controller Size: 6.10×3.86×2.17 in / 15.5×9.8×5.5 cm

USING THE PRODUCT

1. Before Use


Charge the device




- a. Please charge the device using the provided USB-C charging cable and DC 5V 2A charger (not included) when the battery indicators turn off.
 - b. It takes about 6 hours to fully charge the device. When charging the battery, the battery indicator will flash and turn solid once the charging is complete. The massager runs on a single charge for about 160 minutes (varying by mode or intensity level selected).
- * For safety reasons, the device cannot be turned on while charging.

2. Wear the Leg Wrap

2.1 Lay the leg wrap flat.



2.2 Begin by unzipping the leg wrap. Insert your leg and re-zip to seal. The leg wrap is not size-adjustable and may provide a loose fit which is normal.



2.3 Adjust your position and make sure your leg is fully extended.



3. Operation Instruction


1. **Power Button:** Press and hold to turn on / off the massager.
2. **Mode Button:** Press to toggle through 6 preset full-leg massage modes: Relieve-Activation-Relax-Recovery-Massage-Press.
3. **P Button:** Press to toggle 13 section modes of different combination, to target specific spot or multiple areas.
4. **Intensity Button:** Press to increase/decrease through 8 intensity levels (80mmHg to 220mmHg).
5. **Heat Button:** Press to toggle the heat level: Low, Medium, High and OFF.
6. **Timer Button:** Press to toggle massage duration: 15 min, 20 min, 25min and 30 min.
7. **Deflation Button:** Press to rapidly deflate the airbag for instant removal. This action also turns the massager off.

Note:

1. The massager has a built-in auto-off timer. It will automatically turn off the massager when the time is up. It is recommended to limit the usage time to 60 minutes per session.
2. If you experience any discomfort or if the leg wrap feels too tight, press and hold the Power button to turn off the massager immediately or press Deflation button for quick relief.
3. Memory function: The device automatically resumes the last selected massage mode upon power-up; Intensity, heat, and timer settings will revert to their defaults.

CLEANING AND MAINTENANCE

A. Storage



Lay it flat and fold in half, then fold again.

1. Store the massager in a cool, dry place when not in use.
2. Avoid twisting the cord or folding the hoses when packing.
3. Do not place the massager in high-temperature or high-humidity locations. Avoid direct sunlight.
4. Avoid needles or sharp items that could puncture the airbags and hoses.
5. Do not place heavy items on the device.

B. Cleaning

1. Turn off the massager before cleaning.
2. Do not machine wash. Do not immerse it in any liquid to clean. Do not clean it with abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass polish, or paint thinner.
3. Wipe down the surface of the massager with a soft, slightly damp cloth instead.

C. Maintenance

1. Do not attempt to disassemble or repair the massager. The massager does not contain user-serviceable parts.
2. Keep the massager clean and away from moisture.
3. Cover up the massager when not in use to prevent dust.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The device does not work.	The device is not turn ON correctly.	Press and hold the power button to turn on.
	The built-in auto-off timer turns it off after the selected timer ends.	Restart if you want another session.
	Battery has run out.	Charge the device.
Feel too powerful, uncomfortable, or tight while massaging.	Intensity is set too high.	1. Choose lower intensity. 2. Press and hold the power button to turn off. 3. Zip down the wrap.
The controller gets hot.	It is normal for the controller to slightly heat up if the device has been used for a long time.	It is strongly advised not to use this massager for more than 60 minutes per session to avoid OVER USAGE. After turning it off, allow the controller to cool down before using again.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 Tel: 1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

 Email: support-au@renpho.com (AU)

 Tel: +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

 Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste.

Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.

2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.

3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.

4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Vielen Dank für den Kauf des RENPHO- Bein-Massagegeräts. um Müdigkeit zu lindern. Um die Sicherheit zu gewährleisten und versehentliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät nur wie angegeben. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und/oder schweren Sachschäden führen.

WICHTIGE SICHERHEITSSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung des Geräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
4. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.

GEFAHR – Um das Risiko von Stromschlägen und Bränden zu verringern:

1. Verwenden Sie niemals Stifte oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem Gerät.
2. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzgerät.
3. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
4. Ziehen Sie das Netzteil nach jedem Gebrauch immer aus der Steckdose.
5. Stecken Sie das Netzteil oder den Luftschlauch nicht mit nassen Händen ein oder aus.
6. Halten Sie das Kabel und das Gerät von heißen Oberflächen fern.

WARNUNG – Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Falls Sie zu einer der folgenden Anwendergruppen gehören, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt:
 - Schwangere Frauen oder Frauen nach der Entbindung
 - Kinder
 - Ältere (über 65 Jahre)
 - Personen mit Hautinfektionen, Empfindlichkeiten, Rötung, Wunden und/oder Verbrennungen auf der Haut

- Personen, die einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantierbares medizinisches Gerät verwenden
 - Personen mit Herzerkrankungen, bösartigen Tumoren oder anderen schwerwiegenden Gesundheitszuständen
 - Personen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden oder sich bei Massagen unwohl fühlen
 - Personen mit Osteoporose, Diabetes oder Thrombose
 - Personen mit hohem oder anormalem Blutdruck
 - Personen, die an einer Sinnesstörung leiden, die das Schmerz- oder Hitzegefühl mindert (z. B. Stoffwechselstörung)
 - Personen mit Fieber über 100,4 °F (38 °C)
2. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie sich nach der Anwendung abnormal oder unwohl fühlen und konsultieren Sie einen Arzt.
 3. **KEINE** Ersatzteile verwenden, die nicht von RENPHO freigegeben sind.
 4. Nicht professionelles Reparaturpersonal sollte das Gerät ohne Genehmigung des Herstellers nicht demontieren oder ersetzen.
 5. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn die Wickelflächen oder das Netzkabel beschädigt sind.
 6. Verwenden oder lagern Sie das Gerät **NICHT** an einem Ort mit Feuchtigkeit wie einem Badezimmer oder an Orten mit hohen Temperaturen.
 7. Tragen Sie das Gerät **NICHT** am Netzkabel oder Handheld-Controller.
 8. **NICHT** im Schlaf, beim Bedienen von Maschinen oder nach Alkoholkonsum verwenden.
 9. Stehen oder gehen Sie **NICHT**, während Sie das Gerät benutzen.
 10. Setzen Sie den Handheld-Controller, die Hüllen oder das Netzteil **NICHT** Wasser aus, da dies zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen kann.
 11. Stellen Sie **KEINE** schweren Gegenstände auf den Schlitz und stecken Sie keine Fremdkörper in den Schlitz (dies kann zu Feuer und Stromschlag führen).
 12. Verwenden Sie **KEINE** scharfen Werkzeuge, um die Hüllen zu zerkratzen oder zu durchstechen, da dies dazu führen kann, dass das Gerät austritt.
 13. Verwenden Sie Wickel **NICHT** direkt auf geschwollenen, entzündeten Stellen, empfindlicher Haut oder Hautausschlägen.
 14. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** länger als 60 Minuten am Stück. Übermäßiger Gebrauch kann zu einer übermäßigen Erwärmung des Geräts und einer kürzeren Lebensdauer führen.
 15. **NICHT** unter einer Decke oder einem Kissen arbeiten. Eine übermäßige Erwärmung kann auftreten und Feuer, Stromschläge oder Verletzungen von Personen verursachen.
 16. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** bei Haustieren oder Tieren.
 17. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
 18. **WARNUNG** - Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
2. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
3. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
4. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
5. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
6. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.
8. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
9. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
10. **ACHTUNG** – Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C (212 °F) erhitzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Kennzeichnung der Batteriehersteller

Hersteller: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.

Adresse: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an) Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Webseite: <https://www.invcy.com/>

E-Mail: 2162923595@qq.com


ÜBER DAS PRODUKT

1. Contenu



Tasten

- Ein-/Aus-Taste
- Timer-Taste
- Entlüftungsknopf
- M** Kombinationsmodus-Taste
- P** Abschnittsmodus-Taste
- Intensitätsknopf
- Heizknopf



LED Display

- Batterieanzeige
- Kombinationen-Modus-Anzeige
- Abschnittsmodus-Anzeige
- Intensitätsanzeige
- Heizanzeige
- Timer-Anzeige


2. Technische Daten

Produktname: Beinmassagegerät
Modell: R-WML01
Eingang: 5V $\equiv$ 2A
Batteriespannung: DC 7,4V
Batteriekapazität: 4500 mAh 33,3 Wh
Automatischer Abschalttimer: 15/20/25/30 Minuten
Ladezeit: <360 Min.
Betriebszeit: ca. 160 Min.
Produktgewicht: 1,75 kg
Controller-Größe: 15,5 × 9,8 × 5,5 cm

VERWENDUNG DES PRODUKTS

1. Vor Gebrauch


Aufladung des Geräts




- a. Laden Sie das Gerät mit dem beiliegenden USB-C-Ladekabel und einem DC 5V 2A-Ladegerät (nicht enthalten) auf, wenn die Akkuanzeige erlischt.
 - b. Es dauert etwa 6 Stunden, um das Gerät vollständig aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Akkuanzeige und bleibt nach vollständiger Ladung dauerhaft an. Der Massager funktioniert mit einer Akkuladung etwa 160 Minuten (je nach gewähltem Modus oder Intensitätsstufe).
- * Aus Sicherheitsgründen kann das Gerät während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.

2. Beinwickel anlegen

2.1 Legen Sie den Beinwickel flach hin.



2.2 Öffnen Sie zunächst den Reißverschluss der Beinwickel. Führen Sie Ihr Bein ein und schließen Sie den Reißverschluss wieder. Der Beinwickel ist nicht größenverstellbar und könnte etwas locker sitzen, was normal ist.



2.3 Passen Sie Ihre Position an und achten Sie darauf, dass Ihr Bein vollständig gestreckt ist.



3. Betriebsanleitung


1. **Power-Taste:** Gedrückt halten, um das Massagegerät ein- oder auszuschalten.
2. **Modus-Taste:** Drücken, um zwischen 6 voreingestellten Ganzbein-Massagemodi zu wechseln: Entlasten – Aktivieren – Entspannen – Erholen – Massage – Pressen.
3. **P-Taste:** Drücken, um 13 Bereichsmodi mit unterschiedlichen Kombinationen zu wechseln und gezielt einzelne oder mehrere Bereiche zu behandeln.
4. **Intensitätsknopf:** Drücken, um zwischen 8 Intensitätsstufen (80 mmHg bis 220 mmHg) zu wählen.
5. **Heizknopf:** Drücken, um die Heizstufe zu wechseln: Niedrig, Mittel, Hoch und AUS.
6. **Timer-Taste:** Drücken, um die Massagedauer zu wählen: 15 min, 20 min, 25 min und 30 min.
7. **Entlüftungsknopf:** Drücken, um die Luftkammern schnell zu entleeren und sofort abzunehmen. Dabei wird das Massagegerät ebenfalls ausgeschaltet.

Hinweis:

1. Das Massagegerät verfügt über einen integrierten Abschalttimer. Nach Ablauf der gewählten Zeit wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Es wird empfohlen, die Anwendungszeit pro Sitzung auf 60 Minuten zu begrenzen.
2. Sollten Sie Unwohlsein verspüren oder sich die Manschette zu eng anfühlen, halten Sie die Power-Taste gedrückt, um das Gerät sofort auszuschalten, oder drücken Sie den Entlüftungsknopf für schnelle Erleichterung.
3. Speicherfunktion: Das Gerät startet automatisch mit dem zuletzt gewählten Massagemodus; Intensität, Heizung und Timer werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

REINIGUNG UND WARTUNG

A. Lagerung



Legen Sie ihn flach an und falten Sie ihn in der Mitte, dann falten Sie ihn erneut.

1. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.
2. Vermeiden Sie es, das Kabel zu verdrehen oder die Anschlusschläuche beim Verpacken zu knicken.
3. Stellen Sie das Massagegerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit auf. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
4. Vermeiden Sie Nadeln oder scharfe Gegenstände, welche die Airbags und Schläuche durchstechen könnten.
5. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

B. Reinigung

1. Schalten Sie das Massagegerät vor der Reinigung aus.
2. Nicht in der Waschmaschine waschen. Zum Reinigen in keinerlei Flüssigkeit eintauchen. Niemals mit Scheuermitteln, Bürsten, Benzin, Kerosin, Glaspolitur oder Farbverdünner reinigen.
3. Stattdessen die Oberfläche des Massagegeräts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen.

C. Wartung

1. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Das Massagegerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
2. Halten Sie das Massagegerät sauber und fern von Feuchtigkeit.
3. Das Massagegerät abdecken, wenn es nicht benutzt wird, um Staub zu vermeiden.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBU

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß eingeschaltet.	Zum Einschalten die Power-Taste gedrückt halten.
	Der integrierte Abschalttimer schaltet das Gerät nach Ablauf des gewählten Timers aus.	Neustart, wenn Sie eine weitere Sitzung wünschen.
	Akku ist leer.	Laden Sie das Gerät auf.
Sie empfinden die Massage als zu stark, unangenehm oder zu fest.	Intensität ist zu hoch eingestellt.	1. Eine niedrigere Intensität auswählen. 2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. 3. Öffnen Sie den Reißverschluss.
Die Steuereinheit wird heiß.	Es ist normal, dass sich die Steuereinheit leicht erwärmt, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wurde.	Es wird dringend empfohlen, dieses Massagegerät nicht länger als 60 Minuten pro Sitzung zu verwenden, um eine ÜBERBEANSPRUCHUNG zu vermeiden. Lassen Sie die Steuereinheit nach dem Ausschalten abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

☎ Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun.
Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Merci d'avoir acheté ce MassEUR pour les jambes RENPHO. Pour garantir la sécurité et éviter tout dégât matériel et toute blessure, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser l'appareil uniquement comme indiqué. Le non-respect des consignes indiquées ici peut entraîner des blessures, la mort et/ou des dégâts matériels importants.

INSTRUCTIONS IMPOR- TANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez toujours prendre des précautions de base, notamment les suivantes :

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Les opérations de réparation et de nettoyage ne doivent pas être effectuées par des enfants.
4. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d'une maladie ou d'un état physique anormal.

DANGER – Pour réduire le risque d'électrisation et d'incendie :

1. N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
2. L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
4. Débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise électrique après chaque utilisation.
5. Ne branchez et débranchez jamais le bloc d'alimentation ou le tuyau d'air avec des mains mouillées.
6. Tenez le cordon et l'appareil à l'écart des surfaces chauffées.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, d'électrisation et de blessure, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Si vous appartenez à l'un des groupes d'utilisateurs suivants, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil :
 - Femmes enceinte ou qui allaitent
 - Enfants
 - Personnes âgées (à partir de 65 ans)
 - Personnes souffrant d'infections cutanées, de sensibilité, de rougeurs, de plaies et/ou de brûlures sur la peau
 - Personnes utilisant un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implantable
 - Personnes souffrant de maladies cardiaques, de tumeurs malignes ou d'autres problèmes de santé graves

- Personnes recevant un traitement médical ou ressentant une gêne pendant les massages
 - Personnes souffrant d'ostéoporose, de diabète ou de thrombose
 - Personnes ayant une pression artérielle élevée ou anormale
 - Personnes souffrant d'une déficience sensorielle qui réduit la sensation de douleur ou de chaleur (par exemple, un trouble métabolique)
 - Personnes souffrant de fièvre avec une température supérieure à 38 °C (100,4 °F)
2. Cessez l'utilisation si vous ressentez un malaise et consultez immédiatement un médecin.
 3. **N'UTILISEZ PAS** de pièces détachées qui n'ont pas été approuvées par RENPHO.
 4. Les personnes qui ne sont pas des professionnels de la réparation ne doivent pas démonter ou remplacer l'appareil sans l'autorisation du fabricant.
 5. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les surfaces des enveloppes ou le cordon d'alimentation sont endommagés.
 6. **N'UTILISEZ PAS** et ne stockez par l'appareil dans un endroit humide, comme dans une salle de bains, ni dans un endroit où la température est élevée.
 7. **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil par son cordon d'alimentation ni par sa télécommande.
 8. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil lorsque vous dormez, lorsque vous pilotez des machines et après avoir consommé de l'alcool.
 9. **NE VOUS TENEZ PAS** debout et ne marchez pas lorsque vous utilisez cet appareil.
 10. **N'OUVREZ PAS** la télécommande, les enveloppes et le cordon d'alimentation, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou une électrisation.
 11. **NE PLACEZ PAS** d'objets lourds sur l'appareil et n'insérez pas d'objets étrangers dans ses orifices (cela pourrait provoquer un incendie ou une électrisation).
 12. **N'UTILISEZ PAS** d'outils pointus pour rayer ou percer les enveloppes, car cela pourrait provoquer une fuite d'air dans l'appareil.
 13. **N'UTILISEZ PAS** les enveloppes directement sur des zones enflées, enflammées, sur une peau sensible ou sur des éruptions cutanées.
 14. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil pendant plus de 60 minutes consécutives. Une utilisation prolongée pourrait entraîner un réchauffement excessif de l'appareil et réduire sa durée de vie.
 15. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.
 16. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur les animaux.
 17. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
 18. **AVERTISSEMENT** - Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.

À Propos De La Batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
2. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec des objets métalliques.
3. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.
4. Ne pas démonter, ni ouvrir ni déchiqueter la batterie.
5. Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
6. En cas de fuite de la batterie, il ne faut pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
7. Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Il faut toujours utiliser le chargeur approprié et se reporter aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de charge appropriées.
8. Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
9. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
10. **ATTENTION** – La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Étiquetage des fabricants de batteries

Fabricant: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.



Adresse: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Site web: <https://www.invcy.com/>

E-mail: 2162923595@qq.com

À PROPOS DU PRODUIT


1. Contenu



Câble de charge

Boutons

-  Bouton de mise en marche
-  Bouton de minuterie
-  Bouton de dégonflage
- M** Bouton Mode combiné
- P** Bouton Mode section
-  Bouton d'intensité
-  Bouton de chaleur



LED Display

-  Indicateur de la batterie
-  Indicateur du mode Combiné
-  Indicateur de mode Section
-  Indicateur d'intensité
-  Indicateur de chaleur
-  Indicateur de la minuterie

2. Caractéristiques

Nom du produit : MassEUR de jambes

Modèle : R-WML01

Entrée : 5V  2A

Tension de la batterie : DC 7,4V

Capacité de la batterie : 4500 mAh 33,3 Wh

Minuterie d'arrêt automatique : 15/20/25/30 minutes

Temps de charge : <360 min

Autonomie : env. 160 min


Poids du produit : 1,75 kg

Taille du contrôleur : 15,5 × 9,8 × 5,5 cm

UTILISATION

1. Avant utilisation

Rechargez l'appareil




- Rechargez l'appareil avec le câble USB-C fourni et un chargeur DC 5V 2A (non inclus) lorsque l'indicateur de batterie s'éteint.
- Il faut environ 6 heures pour une charge complète. Pendant la charge, l'indicateur clignote puis reste fixe une fois la charge terminée. Le massEUR fonctionne environ 160 minutes par charge (selon le mode ou l'intensité choisis).


* Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge.

2. Mise en place du manchon

2.1 Posez le manchon pour la jambe à plat.



2.2 Commencez par ouvrir la fermeture Éclair du manchon. Insérez votre jambe, puis refermez la fermeture Éclair. La taille du manchon n'est pas ajustable et il peut sembler être trop large. Cela est tout à fait normal.



2.3 Commencez par ouvrir la fermeture Éclair du manchon. Insérez votre jambe, puis refermez la fermeture Éclair. La taille du manchon n'est pas ajustable et il peut sembler être trop large. Cela est tout à fait normal.



3. Fonctionnement


1. Bouton d'alimentation : Maintenir enfoncé pour allumer/éteindre le masseur.
2. Bouton Mode : Appuyer pour faire défiler les 6 modes prédéfinis pour tout le bas de la jambe : Soulager – Activation – Relaxation – Récupération – Massage – Pression.
3. Bouton P : Appuyer pour accéder à 13 modes de sections différentes pour cibler une ou plusieurs zones spécifiques.
4. Bouton d'intensité : Appuyer pour ajuster parmi 8 niveaux d'intensité (80 mmHg à 220 mmHg).
5. Bouton de chaleur : Appuyer pour sélectionner le niveau de chaleur : Bas, Moyen, Élevé, ou OFF.
6. Bouton minuterie : Appuyer pour choisir la durée : 15 min, 20 min, 25 min ou 30 min.
7. Bouton de dégonflage : Appuyer pour dégonfler rapidement l'airbag pour un retrait immédiat. Cela éteint également le masseur.

Remarques :

1. Le masseur dispose d'une minuterie d'arrêt automatique. Il s'éteindra automatiquement à la fin de la durée choisie. Il est recommandé de limiter chaque session à 60 minutes.
2. En cas d'inconfort ou si la sangle est trop serrée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre immédiatement ou appuyez sur le bouton de dégonflage pour un soulagement rapide.
3. Fonction mémoire : L'appareil reprend automatiquement le dernier mode sélectionné à l'allumage ; l'intensité, la chaleur et la minuterie reviennent aux paramètres par défaut.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A. Rangement



Posez le manchon à plat et pliez-le en deux, puis pliez-le à nouveau.

1. Placez l'appareil dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Évitez de plier le cordon et les tuyaux de raccordement lorsque vous rangez l'appareil.
3. Ne placez pas le masseur dans un endroit où la température est élevée ni où l'humidité est importante. Protégez-le de la lumière directe du soleil.
4. Évitez les aiguilles ou les objets pointus qui pourraient percer les poches d'air et les tuyaux.
5. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

B. Nettoyage

1. Débranchez l'appareil de massage avant de le nettoyer.
2. Ne le lavez pas à la machine. Ne le plongez pas dans un liquide pour le nettoyer. Ne le nettoyez pas avec des nettoyants abrasifs, des brosses, de l'essence, du kérosène, des produits pour polir le verre ou du diluant à peinture.
3. Essuyez plutôt la surface de l'appareil de massage avec un chiffon doux et légèrement humide.

C. Entretien

1. N'essayez pas de démonter ou de réparer cet appareil. Il ne contient aucun élément pouvant être réparé par l'utilisateur.
2. Conservez l'appareil propre et à l'abri de l'humidité.
3. Couvrez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter qu'il ne prenne la poussière.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé correctement.	Maintenez le bouton d'alimentation pour allumer.
	La minuterie intégrée éteint l'appareil à la fin du temps sélectionné.	Redémarrez si vous souhaitez une autre session.
	La batterie est déchargée.	Chargez l'appareil.
Le massage est trop puissant, inconfortable ou trop serré.	L'intensité est trop élevée.	1. Choisissez une intensité plus faible. 2. Appuyez longuement sur le bouton de mise en marche pour éteindre l'appareil. 3. Refermez la fermeture Éclair du manchon.
La télécommande chauffe.	Il est normal que la télécommande chauffe légèrement si l'appareil a été utilisé pendant une longue période.	Il est vivement déconseillé d'utiliser cet appareil pendant plus de 60 minutes d'affilée afin d'éviter une SURCHAUFFE. Après l'avoir éteint, laissez le contrôleur refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2014/35/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante :

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Grazie per aver acquistato il massaggiatore per gambe RENPHO. Per garantire la sicurezza ed evitare danni o lesioni accidentali, leggere attentamente questo manuale e utilizzare il dispositivo solo come indicato. Il mancato rispetto può causare lesioni e/o gravi danni materiali.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo dell'apparecchio, devono essere osservate alcune precauzioni fondamentali, tra cui quelle indicate di seguito.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite dai bambini.
4. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi:

1. Non utilizzare mai spilli o altre chiusure metalliche con questo apparecchio.
2. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione.
3. Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
4. Scollegare sempre l'alimentatore di corrente dalla presa elettrica dopo ogni utilizzo.
5. Non collegare o scollegare l'alimentatore di corrente o la manichetta con le mani bagnate.
6. Tenere il cavo e l'apparecchio lontano da superfici riscaldate.

AVVERTENZE - Per ridurre il rischio d'incendio, scosse elettriche o lesioni a persone, seguire le istruzioni fornite di seguito.

1. Se si rientra in uno qualsiasi dei seguenti gruppi di utenti, consultare un medico prima dell'uso:
 - donne in gravidanza o a riposo dopo il parto;
 - bambini;
 - persone anziane (oltre i 65 anni);
 - persone con infezioni dermiche, ipersensibilità, arrossamento, ferite e/o ustioni sulla pelle;
 - persone che utilizzano un pacemaker o altri dispositivi medici impiantabili;
 - persone con disturbi cardiaci, tumori maligni o altre condizioni di salute gravi;
 - persone che sottoposte a trattamenti medici o che avvertono fastidio durante i massaggi;
 - persone che soffrono di osteoporosi, diabete o trombosi;
 - persone con pressione sanguigna alta o anomala;

- persone che soffrono di squilibrio sensoriale, che riduce la sensazione di dolore o calore (ad es. disturbo metabolico);
 - persone che presentano febbre superiore ai 38 °C.
2. Smettere di utilizzare l'apparecchio in caso di sensazioni anomale o malessere e consultare un medico.
 3. **NON** utilizzare parti di ricambio non approvate da RENPHO.
 4. Il personale di riparazione non professionale non deve smantellare o sostituire l'apparecchio senza autorizzazione del produttore.
 5. **NON** utilizzare l'apparecchio se le superfici dell'involucro o il cavo di alimentazione risultano danneggiati.
 6. **NON** utilizzare o riporre l'apparecchio in un luogo in cui è presente umidità, come un bagno o luoghi ad alte temperature.
 7. **NON** trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione o il palmare.
 8. **NON** utilizzare mentre si dorme, si maneggiano macchinari o dopo aver consumato alcolici.
 9. **NON** stare in piedi o camminare mentre si utilizza l'apparecchio.
 10. **NON** esporre il palmare, gli involucri o l'alimentatore di corrente all'acqua, poiché questo potrebbe comportare malfunzionamento o scosse elettriche.
 11. **NON** posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio o inserire oggetti estranei nella fessura (questo potrebbe causare un incendio o scosse elettriche).
 12. **NON** utilizzare oggetti affilati per graffiare o forare gli involucri, poiché questo potrebbe provocare una fuoriuscita d'aria dall'apparecchio.
 13. **NON** utilizzare gli involucri direttamente su aree gonfie o infiammate, pelle sensibile o eruzioni cutanee.
 14. **NON** utilizzare l'apparecchio per più di 60 minuti per volta. L'uso intensivo potrebbe comportare il riscaldamento eccessivo o una durata più breve dell'apparecchio.
 15. **NON** mettere in funzione sotto una coperta o un cuscino. Il riscaldamento eccessivo che può verificarsi potrebbe provocare un incendio, scosse elettriche o lesioni a persone.
 16. **NON** utilizzare l'apparecchio sugli animali.
 17. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.
 18. **AVVISO** - Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'uso senza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.

Informazioni Sulla Batteria

1. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.
2. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa con oggetti metallici.
3. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente.
4. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
5. Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
6. In caso di perdite dalla cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
7. Le batterie e le celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per istruzioni corrette sulla ricarica.

8. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non viene utilizzata.
9. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
10. ATTENZIONE: la batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se usata male. Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperatura superiore a 100 °C (212 °F).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Etichettatura del produttore della batteria

Produttore: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.



Indirizzo: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Sito web: <https://www.invcy.com/>

E-mail: 2162923595@qq.com


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

1. Contenuto della confezione



Pulsant

- Pulsante di accensione
- Pulsante timer
- Pulsante Sgonfiaggio
- M** Pulsante Modalità combinata
- P** Pulsante Modalità sezione
- Indicatore della batteria
- Pulsante Calore



Display LED

- Indicatore della batteria
- Indicatore della modalità Combinata
- Indicatore della modalità Sezione
- Indicatore di intensità
- Indicatore Calore
- Spia timer

2. Specifiche tecniche

Nome prodotto: Massaggiatore per gambe

Modello: R-WML01

Ingresso: 5V  2A

Tensione batteria: DC 7,4V

Capacità batteria: 4500 mAh 33,3 Wh

Timer spegnimento automatico: 15/20/25/30 minuti

Tempo di ricarica: <360 min

Tempo di utilizzo: circa 160 min

Peso prodotto: 1,75 kg

Dimensioni controller: 15,5 × 9,8 × 5,5 cm

UTILIZZO DEL PRODOTTO

1. Prima dell'utilizzo

Caricare il dispositivo




- Caricare il dispositivo utilizzando il cavo USB-C in dotazione e un caricatore DC 5V 2A (non incluso) quando l'indicatore batteria si spegne.
- Occorrono circa 6 ore per una ricarica completa. Durante la ricarica, l'indicatore lampeggia e si illumina fisso una volta terminata. Il massaggiatore funziona circa 160 minuti con una carica (in base a modalità o intensità selezionata).


* Per sicurezza, il dispositivo non può essere acceso durante la ricarica.

2. Mise en place du manchon

2.1 Posez le manchon pour la jambe à plat.



2.2 Commencez par ouvrir la fermeture Éclair du manchon. Insérez votre jambe, puis refermez la fermeture Éclair. La taille du manchon n'est pas ajustable et il peut sembler être trop large. Cela est tout à fait normal.



2.3 Correggere la posizione e assicurarsi che la gamba sia completamente estesa.



3. Istruzioni operative


1. Pulsante di accensione: Tenere premuto per accendere/spegnere il massaggiatore.
2. Pulsante modalità: Premere per scorrere 6 modalità preimpostate per tutto l'arto inferiore: Solievo – Attivazione – Relax – Recupero – Massaggio – Pressione.
3. Pulsante P: Premere per passare tra 13 modalità di sezione con diverse combinazioni per mirare a punti specifici o più aree.
4. Pulsante Intensità: Premere per regolare tra 8 livelli di intensità (80 mmHg a 220 mmHg).
5. Pulsante Calore: Premere per selezionare il livello di calore: Basso, Medio, Alto e OFF.
6. Pulsante Timer: Premere per scegliere la durata: 15 min, 20 min, 25 min e 30 min.
7. Pulsante Sgonfiaggio: Premere per sgonfiare rapidamente il cuscino d'aria per rimuovere immediatamente il massaggiatore. Questa azione spegne anche il dispositivo.

Nota:

1. Il massaggiatore è dotato di un timer di spegnimento automatico. Si spegnerà automaticamente al termine del tempo selezionato. Si consiglia di limitare l'uso a 60 minuti per sessione.
2. In caso di disagio o se la fascia stringe troppo, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere subito il dispositivo o premere il pulsante di sgonfiaggio per un sollievo rapido.
3. Funzione memoria: Il dispositivo riprende automaticamente l'ultima modalità selezionata all'accensione; intensità, calore e timer tornano ai valori predefiniti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

A. Conservazione



Stendere la fascia e piegarla a metà, poi piegarla di nuovo.

1. Conservare il massaggiatore in un luogo fresco e asciutto quando non viene utilizzato.
2. Evitare di attorcigliare il cavo o piegare le manichette durante l'imballaggio.
3. Non posizionare il massaggiatore in luoghi ad alta temperatura o umidità elevata. Evitare la luce solare diretta.
4. Evitare di usare il dispositivo vicino ad aghi o oggetti appuntiti che potrebbero forare i cuscinetti e le manichette.
5. Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo.

B. Pulizia

1. Spegnerne il massaggiatore prima della pulizia.
2. Non lavare in lavatrice. Non immergerlo in nessun liquido per pulirlo. Non pulirlo con detergenti abrasivi, spazzole, benzina, cherosene, lucido per vetri o diluenti per vernici.
3. Pulire invece la superficie del massaggiatore con un panno morbido e leggermente umido.

C. Manutenzione

1. Non tentare di smontare o riparare il massaggiatore. Il massaggiatore non contiene parti riparabili dall'utente.r.
2. Tenere il massaggiatore pulito e lontano dall'umidità.
3. Coprire il massaggiatore quando non è in uso per evitare l'accumulo di polvere.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona.	Il dispositivo non si accende correttamente.	Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere.
	Il timer integrato spegne il dispositivo alla fine del tempo selezionato.	Riavviare se si desidera un'altra sessione.
	La batteria è scarica.	Caricare il dispositivo.
Il massaggio è troppo potente, fastidioso o stretto.	L'intensità è impostata su un valore troppo alto.	1. Scegliere un livello d'intensità inferiore. 2. Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerlo. 3. Chiudere la fascia con la cerniera.
Il controller si surriscalda.	È normale che il controller si surriscaldi leggermente se il dispositivo è stato utilizzato per lungo tempo.	Si consiglia vivamente di non utilizzare questo massaggiatore per più di 60 minuti a sessione per evitare un USO ECCESSIVO. Dopo averlo spento, lasciare raffreddare il controller prima di utilizzarlo nuovamente.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Grazie per aver acquistato il massaggiatore per gambe RENPHO. Per garantire la sicurezza ed evitare danni o lesioni accidentali, leggere attentamente questo manuale e utilizzare il dispositivo solo come indicato. Il mancato rispetto può causare lesioni e/o gravi danni materiali.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre debe tenerse un mínimo de precaución al utilizar el aparato.

LEA DETENIDAMENTE TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

1. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por niños o personas que viven con una discapacidad (condición física, sensorial o cognitiva reducida), o las personas que carecen de la experiencia y el conocimiento necesarios para operarlo de manera segura a menos que sean supervisadas o instruidas adecuadamente por un responsable responsable persona.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato.
4. El dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento o alivio de enfermedades o estados físicos anormales.

PELIGRO - Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o que se queme el aparato:

1. No use accesorios metálicos de ningún tipo mientras usa el aparato.
2. Este dispositivo sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación que viene incluida.
3. No deje desatendido el aparato durante su funcionamiento.
4. Desconecte siempre este aparato de la corriente después de cada uso.
5. No enchufe ni desenchufe el adaptador de corriente ni la manguera de aire con las manos húmedas.
6. Mantenga el aparato y el cable alejados de superficies calientes.

ATENCIÓN - Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones de cualquier tipo o que se queme el aparato:

1. Si forma parte de alguno de los colectivos enumerados a continuación, consulte a un médico antes de usar el aparato:
 - Mujeres embarazadas o en cama
 - Niños
 - Personas mayores (más de 65 años)
 - Personas con afecciones en la piel: infección, sensibilidad, rojeces, heridas o quemaduras
 - Personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implantados
 - Personas con afecciones cardíacas, tumores malignos u otras enfermedades graves
 - Personas en tratamiento médico o que sientan incomodidad con los masajes

- Personas con osteoporosis, diabetes o trombosis
 - Personas con presión sanguínea alta o anormal
 - Personas que sufren una discapacidad sensorial que reduce su sensibilidad al dolor o al calor (p. ej., trastorno metabólico)
 - Personas con fiebre de más de 38 °C
2. Si experimenta cualquier tipo de dolor o incomodidad mientras usa el aparato, deje de usarlo de inmediato y háblelo con su médico.
 3. **NO USE** accesorios no autorizados por RENPHO.
 4. Está prohibido que personal no profesional repare el aparato o cambie cualquiera de sus componentes sin la autorización del fabricante.
 5. **NO USE** el aparato si las fundas o el cable están estropeados.
 6. **NO USE NI ALMACENE** el aparato en un lugar húmedo (como un cuarto de baño) ni en lugares donde la temperatura sea muy alta.
 7. **NO TRANSPORTE** el aparato tomándolo del cable o del mando.
 8. **NO USE** el masajeador mientras duerme ni al usar otros aparatos o máquinas ni después de haber consumido alcohol.
 9. **NO ESTÉ DE PIE NI CAMINE** mientras usa el aparato.
 10. **NO EXPONGA el mando** ni las fundas ni el cable al agua, ya que esto puede producir descargas eléctricas o que el aparato deje de funcionar adecuadamente.
 11. **NO COLOQUE** objetos pesados sobre el aparato ni introduzca objetos extraños en los orificios del aparato, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o que se queme el aparato.
 12. **NO USE** objetos punzantes que puedan arañar o perforar las fundas, ya que podría provocar fugas de aire.
 13. **NO USE** las fundas directamente sobre áreas inflamadas o hinchadas, piel sensible o erupciones cutáneas.
 14. **NO USE** el aparato por más de 60 minutos seguidos, ya que podría producirse un calentamiento excesivo que estropee el aparato y acorte su duración.
 15. **NO USE** este producto bajo las sábanas o la almohada; podría recalentarse y aumentar el riesgo de que se prenda fuego, de descarga eléctrica o de causar algún otro tipo de daño a las personas.
 16. **NO USE** el aparato con mascotas ni otros animales.
 17. El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
 18. **ADVERTENCIA** : Utilice las superficies calientes con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No utilizar sobre zonas de piel insensibles o en presencia de mala circulación. El uso de calor sin supervisión por parte de niños o personas incapacitadas puede resultar peligroso.

Acerca De La Batería

1. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.
2. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo alimentado por batería o la batería se cortocircuiten con objetos metálicos.
3. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo deberá ser desechado correctamente.
4. No desmonte, abra ni triture la batería.
5. No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
6. En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
7. Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.
8. No deje una batería cargando durante un tiempo prolongado cuando no esté en uso.
9. Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
10. **PRECAUCIÓN:** la batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se trata correctamente. No recargue, desmonte ni caliente a más de 100 °C (212 °F).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Etiquetado del productor de baterías

Fabricante: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.



Dirección: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Sitio web: <https://www.invcy.com/>

Correo electrónico: 2162923595@qq.com


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

1. Contenuto della confezione



Botones

- Botón de encendido
- Botón del temporizador
- Botón de desinflado
- M** Botón de modo combinado
- P** Botón de modo de sección
- Botón de intensidad
- Botón de calor



Pantalla LED

- Indicador de batería
- Indicador de modo combinado
- Indicador de modo de sección
- Indicador de intensidad
- Indicador de calor
- Indicador de temporizador


2. Specifiche tecniche

Nombre del producto: Masajeador de piernas
Modelo: R-WML01
Entrada: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Voltaje de la batería: DC 7,4V
Capacidad de la batería: 4500 mAh 33,3 Wh
Temporizador de autoapagado: 15/20/25/30 minutos
Tiempo de carga: <360 min
Tiempo de funcionamiento: aprox. 160 min
Peso del producto: 1,75 kg
Tamaño del controlador: 15,5 × 9,8 × 5,5 cm

USO DEL PRODUCTO

1. Antes de usar

Cargar el dispositivo



- Cargue el dispositivo usando el cable USB-C incluido y un cargador DC 5V 2A (no incluido) cuando el indicador de batería se apague.
- Toma aproximadamente 6 horas cargar el dispositivo por completo. Mientras carga, el indicador parpadeará y quedará fijo cuando termine. El masajeador funciona alrededor de 160 minutos por carga (dependiendo del modo o nivel de intensidad seleccionado).


* Por seguridad, el dispositivo no se puede encender mientras se está cargando.

2. Use la venda para piernas

2.1 Coloque la venda de pierna en una posición plana.



2.2 Comience abriendo la cremallera de la venda. Introduzca la pierna y vuelva a cerrarla para sellarla. La venda no es ajustable y puede quedar suelta, lo cual es normal.



2.3 Ajuste su posición y asegúrese de que su pierna esté completamente extendida.



3. Instrucciones de funcionamiento


1. Botón de encendido: Mantenga presionado para encender/apagar el masajeador.
2. Botón de modo: Pulse para alternar entre los 6 modos de masaje preestablecidos para toda la pierna: Alivio – Activación – Relajación – Recuperación – Masaje – Presión.
3. Botón P: Pulse para alternar entre 13 modos de sección de diferentes combinaciones, para tratar áreas específicas o múltiples zonas.
4. Botón de intensidad: Pulse para aumentar/disminuir entre 8 niveles de intensidad (80 mmHg a 220 mmHg).
5. Botón de calor: Pulse para alternar el nivel de calor: Bajo, Medio, Alto y APAGADO.
6. Botón de temporizador: Pulse para alternar la duración del masaje: 15 min, 20 min, 25 min y 30 min.
7. Botón de desinflado: Pulse para desinflar rápidamente la bolsa de aire y retirar el masajeador al instante. Esta acción también apaga el dispositivo.

Nota:

1. El masajeador tiene un temporizador automático integrado. Se apagará automáticamente al finalizar el tiempo seleccionado. Se recomienda limitar el tiempo de uso a 60 minutos por sesión.
2. Si experimenta molestias o si la envoltura está demasiado apretada, mantenga presionado el botón de encendido para apagar el masajeador de inmediato o pulse el botón de desinflado para un alivio rápido.
3. Función de memoria: El dispositivo reanuda automáticamente el último modo seleccionado al encenderlo; la intensidad, el calor y el temporizador volverán a los valores predeterminados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A. Almacenamiento



Colócala plana, dóblala por la mitad y luego dóblala de nuevo.

1. Almacene el masajeador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
2. Evite retorcer el cable o doblar las mangueras al guardarlos.
3. No coloque el masajeador en lugares con altas temperaturas o humedad. Evite la luz solar directa.
4. Evite que entre en contacto con agujas u objetos punzantes que puedan perforar las bolsas de aire y las mangueras.
5. No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.

B. Limpieza

1. Desconecte el masajeador antes de limpiarlo.
2. No lo meta en la lavadora. No lo sumerja en ningún tipo de líquido para limpiarlo. No lo limpie con limpiadores abrasivos, estropajos, gasolina, queroseno, pulidores de cristales ni decapantes.
3. En su lugar, pase un paño suave y ligeramente húmedo por la superficie del masajeador.

C. Mantenimiento

1. No intente desmontar ni reparar el masajeador. El masajeador no contiene piezas que pueda reparar un usuario.
2. Mantenga el masajeador limpio y alejado de la humedad.
3. Tape el dispositivo después de usarlo para evitar el polvo.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El dispositivo no funciona.	El dispositivo no se enciende correctamente.	Mantenga presionado el botón de encendido para encender.
	El temporizador integrado apaga el dispositivo al finalizar el tiempo seleccionado.	Reinicia si deseas otra sesión .
	La batería se ha agotado.	Cargar el dispositivo.
Siéntete demasiado fuerte , incómodo o tenso mientras te masajean.	La intensidad también está establecida alto.	1. Elige más bajo intensidad. 2. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar. 3. Cierre la cremallera del abrigo.
El controlador se calienta.	Es normal que el controlador se caliente ligeramente si el dispositivo ha sido utilizado durante mucho tiempo.	Se recomienda encarecidamente no utilizar este masajeador durante más de 60 minutos por sesión para evitar un USO EXCESIVO. Después de apagarlo , deje que el controlador se enfríe antes de usarlo nuevamente.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.**



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2014/35/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

本页不印刷

更新日期:	20260113	供应商代码:	10344	设计师:	Stacy
型 號:	R-WML01				
產品名稱:	AERIA BOOT THERMAL				
尺 寸:	145mm W x 210mm D				
材 质:	128g铜版纸				
颜 色:	单色印刷				
工 艺:					
装订方式:	骑马订				