

RENPHO

USER MANUAL



Terea Lite X

Model: R-WMF07

CONTENTS

• ENGLISH	01~10
-----------	-------

• DEUTSCH	11~20
-----------	-------

• FRANÇAIS	21~30
------------	-------

• ITALIANO	31~40
------------	-------

• ESPAÑOL	41~50
-----------	-------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
3. **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.
 - a) This device should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - b) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - c) Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - d) Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - e) Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 - f) Do not carry this device by supply cord or use cord as a handle.
 - g) Keep the cord away from heated surfaces.
 - h) Never operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc..

- i) Never drop or insert any object into any opening.
- j) Do not use the device outdoors.
- K) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- l) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- 4. The device is only to be used with the power supply unit provided with the device.
- 5. The device has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the device.
- 6. **WARNING:** Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- 7. **WARNING:** Do not stand on the device. Use only while seated.
- 8. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT THE PRODUCT

1. What's in the Box

Terea Lite X × 1

Power Adapter × 1

2. Technical Specifications

Product Name: Foot Massager

Model: R-WMF07

Input: 12V $\equiv$ 2.5A

Rated Power: 30W

Power Cord Length: 5.9 ft / 1.8 m

Product Weight: 5.4 lb / 2.45 kg


Product Size: 14 × 12.2 × 7 in /
355 × 310 × 177 mm

3. Product Overview

Control Panel


Detachable Foot
Cover with Zipper

Power Port



Note: Do not unzip the foot massager.

4. Control Panel Instruction



USING THE PRODUCT

*Do not use the device for more than 30mins each time.

*Do not stand up while massaging.

1. Connect the device to the power adapter and plug it into a power outlet. Once the device is plugged in, the power indicator will flash white, indicating that it is in standby mode.
2. The device must be used with the power adapter provided.

Buttons Instruction



Button	Operation
	Press to turn ON / OFF the device. Press and hold to enable / disable the heat. [Enable: Solid red (default)]
	Press to cycle through 15 / 30 min. - 15 min: Solid white (Default) - 30 min: Solid red
	Press to cycle through kneading speeds: - Low: Solid white (Default) - High: Solid red - Off: Off Press and hold to cycle through kneading directions: - Outward (Default) - Inward
	Press to cycle through pressure intensities: - Low: Solid white (Default) - Medium: Solid green - High: Solid red - OFF: Off Press and hold to cycle through pressure modes: - Insteps & heels (Default) - Insteps only - Heels only

Note:

1. Unplug the device after each use.
2. This device has three functions: heat, kneading, and compression. Each function can be used separately or in combination.
3. Memory Function: The massager automatically recalls the last selected settings when you press the Power Button again. However, the memory function will not work if the power is cut off.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. It is prohibited for non-professional personnel to repair the device or replace its parts.
2. Place and store the device in a cool and dry environment. Do not expose the device to direct sunlight. Keep away from humidity, heat, and/or corrosive gas.
3. Do not place any heavy objects on the device.
4. Keep the device clean. Unplug the device before cleaning.
5. Use a soft, damp cloth to wipe the main body for daily cleaning. To wipe out the stains caused by oil or cosmetics, use a soft, damp cloth with neutral detergent or special detergent for leather. Never immerse the device in water or other liquids.
6. The foot covers are detachable and washable. Unzip and wash them. Do not use the device if the covers are detached.



TROUBLESHOOTING GUIDE

Problems	Causes	Solutions
The device does not work.	The power plug is not connected properly.	Reconnect the plug to the outlet and check the power indicator.
	Not using the supplied adapter, or the interface is wrong, or the power supply is insufficient.	Use the adapter provided with the device.
	Applying excessive pressure could cause nodes to stall.	Do not tread on nodes.

Problems	Causes	Solutions
Insufficient heat or no heat.	The heat function is disabled during massage.	Press and hold the Power Button to enable the heat function.
	The device takes time to heat up gradually to avoid discomfort caused by rapid heat.	Wait several minutes after turning on the device.
	Thick socks are worn during massage, reducing heat sensation.	Wear thinner socks.
The device shuts off suddenly.	The plug is loose, causing poor contact.	Re-plug the adapter and restart the device.
	The timer runs out.	Restart the device for another session.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



TEL: +1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)



Email: support@renpho.com (US&CA)

support-au@renpho.com (AU)

support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen - es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. **WARNUNG** - So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:
 - a) Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bevor Sie Teile an- oder abmontieren.
 - b) Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Hitzeentwicklung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
 - c) Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
 - d) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
 - e) Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.

- f) Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel herum und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
- g) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- h) Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Achten Sie darauf, dass die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren usw. sind.
- i) Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie sie nichts dort hinein.
- j) Nicht im Freien verwenden.
- k) Verwenden Sie die Matratze nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen medizinischer Sauerstoff verabreicht wird.
- l) Zum Trennen des Geräts schalten Sie alle Regler aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
- 4. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil.
- 5. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche.
Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
- 6. WARNUNG - Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.
- 7. WARNUNG - Stellen Sie sich nicht auf oder in das Gerät. Nur im Sitzen verwenden.
- 8. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

ÜBER DAS PRODUKT

1. Lieferumfang

Terea Lite X × 1
Netzteil × 1

2. Technische Daten

Produktname: Fußmassagegerät

Modell: R-WMF07

Eingang: 12 V $\overline{\text{---}}$ 2,5 A


Nennleistung: 30 W

Länge des Netzkabels: 1,8 m / 5,9 Fuß

Produktgewicht: 2,45 kg / 5,4 Pfund


Produktgröße: 355 × 310 × 177 mm /
14 × 12,2 × 7 Zoll

3. Produktübersicht



Note: Do not unzip the foot massager.

4. Bedienfeldanleitung



VERWENDUNG DES PRODUKTS

- *Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten je Anwendung.
 - *Stehen Sie nicht auf, während das Massagegerät in Betrieb ist.
1. Schließen Sie das Gerät an den Netzadapter an und stecken Sie ihn in eine Steckdose. Sobald das Gerät eingesteckt ist, blinkt die Betriebsanzeige weiß und weist somit darauf hin, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
 2. Das Gerät muss mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

Tastenanweisung



Taste	Betrieb
	Drücken Sie, um das Gerät ein-/auszuschalten. Halten Sie gedrückt, um die Wärme zu aktivieren / deaktivieren. [Aktivieren: Durchgehend rot (Standard)]
	Drücken Sie, um zwischen 15 und 30 Minuten zu wechseln. - 15 Min.: Durchgängig weiß (Standard) - 30 Min.: Durchgehend rot
	Drücken Sie, um durch die Knetgeschwindigkeiten zu blättern: - Niedrig: Durchgehend weiß (Standard) - Hoch: Durchgängig rot - Aus: Aus Halten Sie gedrückt, um durch die Knetanweisungen zu blättern: - Nach außen (Standard) - Nach innen
	Drücken Sie, um durch die Druckintensitäten zu blättern: - Niedrig: Durchgehend weiß (Standard) - Mittel: Durchgehend grün - Hoch: Durchgängig rot - AUS: Aus Halten Sie gedrückt, um durch die Druckmodi zu blättern: - Fußrücken und Fersen (Standard) - Nur Fußrücken - Nur Fersen

Hinweis:

1. Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz.
2. Dieses Gerät hat drei Funktionen: Erwärmen, Kneten und Kompression. Jede Funktion kann einzeln oder in Kombination verwendet werden.
3. Speicherfunktion: Das Massagegerät ruft die zuletzt gewählten Einstellungen automatisch ab, wenn Sie den Ein-/Ausschalter erneut drücken. Allerdings funktioniert die Speicherfunktion nicht, wenn der Strom abgeschaltet wird.

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Nichtfachpersonal ist es untersagt, das Gerät zu reparieren oder Teile davon auszutauschen.
2. Bewahren Sie das Gerät in einer kühlen und trockenen Umgebung auf. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie das Gerät von hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze und ätzenden Gasen fern.
3. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
4. Halten Sie das Gerät sauber. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
5. Wischen Sie das Gehäuse zur täglichen Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Zum Abwischen von Öloder Kosmetikflecken verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel oder einem speziellen Reinigungsmittel für Leder. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
6. Die Fußüberzüge sind abnehmbar und waschbar. Öffnen Sie den Reißverschluss und waschen Sie sie. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Abdeckungen abgenommen sind.



ANLEITUNG ZUR PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Das Fußmassagegerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht richtig angeschlossen.	Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose und prüfen Sie die Stromanzeige.
	Es wird nicht der mitgelieferte Adapter verwendet, oder die Schnittstelle ist falsch, oder die Stromversorgung ist unzureichend.	Bitte verwenden Sie den mit dem Gerät gelieferten Adapter.
	Durch übermäßigen Druck können Knoten blockiert werden.	Treten Sie nicht auf die Knoten.

Problem	Ursache	Lösung
Nicht ausreichende oder Keine Heizfunktion.	Während der Massage ist die Wärmefunktion deaktiviert.	Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, um die Wärmefunktion zu aktivieren.
	Das Gerät braucht Zeit, um sich allmählich zu erwärmen, um Beschwerden zu vermeiden, die durch eine schnelle Erwärmung verursacht werden.	Warten Sie nach Einschalten des Geräts einige Minuten.
	Während der Massage werden dicke Socken getragen, die das Wärmegefühl reduzieren.	Tragen Sie dünnere Socken.
Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.	Schlechter Kontakt aufgrund eines losen Steckers.	Stecken Sie den Adapter wieder ein und schalten Sie das Gerät erneut ein.
	Der Timer läuft ab.	Starten Sie es für eine weitere Sitzung erneut.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

**LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION.**

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. **AVERTISSEMENT** – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrisation et de blessures:
 - a) L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, d'installer ou de retirer des éléments.
 - b) Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.
 - c) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
 - d) Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
 - e) N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.

- f) Ne transportez pas cet appareil par son câble d'alimentation et n'utilisez pas ce câble comme poignée.
- g) Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
- h) Ne faites jamais fonctionner cet appareil si les orifices d'aération sont obstrués. Veillez à ce que les orifices d'aération soient exempts de peluches, de cheveux, etc.
- i) Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objets dans un orifice.
- j) Ne pas utiliser à l'extérieur.
- k) N'utilisez jamais cet appareil à proximité de produits en aérosol (spray) ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- l) Pour débranchez cet appareil, appuyez sur le bouton d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise électrique.
- 4. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- 5. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- 6. AVERTISSEMENT - Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.
- 7. AVERTISSEMENT - Ne vous tenez pas debout sur ou dans l'appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.
- 8. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d'une maladie ou d'un état physique anormal.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

À PROPOS DE L'APPAREIL

1. Contenu

Terea Lite X x 1

Bloc d'alimentation x 1

2. Caractéristiques techniques

Nom du produit : masseur pour les pieds

Modèle : R-WMF07

Alimentation : 12 V $\equiv$ 2,5 A


Puissance nominale : 30 W

Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m / 5,9 pi

Poids : 2,45 kg (5,4 lb)


Dimensions : 355 x 310 x 177 mm
(14 x 12,2 x 7 pouces)

3. Présentation



Remarque : Ne pas ouvrir la fermeture Éclair de l'appareil de massage des pieds.

4. Instructions du panneau de contrôle



UTILISATION

***N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 30 minutes d'affilée.**

***Ne vous levez pas lorsque le masseur est en marche.**

1. Connectez le bloc d'alimentation à l'appareil et branchez-le dans une prise de courant. Une fois l'appareil branché, le témoin d'alimentation clignote, indiquant que l'appareil est en mode veille.
2. L'appareil doit être utilisé avec le bloc d'alimentation fourni.

Instruction sur les boutons



Bouton	Utilisation
	Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le chauffage. [Activé : rouge fixe(par défaut)]
	Appuyez pour alterner entre 15 et 30 min. - 15 min : blanc fixe (par défaut) - 30 min : rouge fixe
	Appuyez pour alterner entre les différentes vitesses de pétrissage : - Lente : blanc fixe (par défaut) - Rapide : rouge fixe - Off : éteint Appuyez longuement sur ce bouton pour passer d'un mode de pétrissage à l'autre : - Vers l'extérieur (par défaut) - Vers l'intérieur
	Appuyez sur pour passer d'une intensité de pression à l'autre : - Faible : blanc fixe (par défaut) - Moyenne : vert fixe - Rapide : rouge fixe - OFF : éteinte Maintenez appuyé pour faire défiler les modes de pression suivants : - Cou-de-pied et talons (par défaut) - Cou-de-pied uniquement - Talons uniquement

Remarque :

1. Débranchez l'appareil après chaque utilisation.
2. Cet appareil possède trois fonctions : chauffage, pétrissage, compression. Chaque fonction peut être utilisée séparément ou combinée avec d'autres.
3. Fonction de mémoire Cet appareil de massage est doté d'une fonction de mémoire lui permettant de réutiliser les derniers réglages sélectionnés lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche. Toutefois, la fonction de mémoire ne fonctionnera pas si l'appareil est débranché.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Il est interdit à toute personne non professionnelle de réparer l'appareil ou de remplacer des pièces.
2. Utilisez et conservez l'appareil dans un environnement propre et sec. N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil. Conservez cet appareil à l'abri de l'humidité, de la chaleur et des gaz corrosifs.
3. Ne placez jamais d'objet lourd sur l'appareil.
4. Conservez l'appareil propre. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
5. Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer le boîtier principal. Pour essuyer les taches causées par l'huile ou les cosmétiques, utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent neutre ou un détergent spécial pour le cuir. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
6. Les couvre-pieds sont amovibles et lavables. Dézippez-les et lavez-les. N'utilisez pas l'appareil si les couvre-pieds sont détachés.



GUIDE DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problèmes	Cause	Résoudre
Le produit ne fonctionne pas.	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée.	Rebranchez la fiche sur la prise et vérifiez le témoin d'alimentation.
	Ce n'est pas le bloc d'alimentation fourni qui est utilisé, la prise n'est pas la bonne ou l'alimentation électrique est insuffisante.	Veuillez utiliser le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
	L'application d'une pression excessive peut entraîner le décrochage des nœuds.	Ne pas marcher sur les nœuds.

Problèmes	Cause	Résoudre
Chauffage insuffisant ou pas de chauffage.	La fonction de chauffage est désactivée pendant le massage.	Appuyez longuement sur le bouton de mise en marche pour activer la fonction de chauffage.
	L'appareil chauffe progressivement afin d'éviter l'inconfort causé par un chauffage brusque.	Attendez quelques minutes après avoir allumé l'appareil.
	Les chaussettes que vous portez sont trop épaisses, ce qui réduit la sensation de chaleur.	Portez des chaussettes plus fines.
L'appareil s'éteint brusquement.	La prise est mal branchée. Mauvais contact.	Rebranchez le bloc d'alimentation et rallumez l'appareil.
	La minuterie s'est achevée.	Redémarrez l'appareil pour recommencer à l'utiliser.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

1. Signification du logo de la poubelle barrée



Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2014/35/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. **AVVISO** - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:
 - a) L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non in uso, e prima di mettere o togliere le parti.
 - b) Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
 - c) È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, soggetti invalidi o persone disabili.
 - d) Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
 - e) Non azionare mai questo apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, malfunzionamento, caduta accidentale, danni o caduta in acqua.

- f) Non trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione o utilizzare tale cavo come manico.
- g) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- h) Non azionare mai l'apparecchio con le prese d'aria bloccate. Mantenere le prese d'aria libere da lanugine, capelli, ecc.
- i) Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.
- j) Non utilizzare all'esterno.
- k) Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui venga somministrato ossigeno.
- l) Per scollegare l'apparecchio, disattivare tutti i comandi e rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- 4. l'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione.
- 5. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.
- 6. AVVISO - Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'usosenza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.
- 7. AVVISO - Non posizionarsi sopra l'apparecchio o all'interno dell'apparecchio; utilizzare solo da seduti.
- 8. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

1. Contenuto della confezione

1 Terea Lite X
1 Adattatore di alimentazione

2. Specifiche tecniche

Nome del prodotto: Massaggiatore per piedi

Modello: R-WMF07

Alimentazione: 12 V $\equiv$ 2,5 A


Potenza nominale: 30 W

Lunghezza del cavo di alimentazione:
5,9 piedi/1,8 m

Peso del prodotto: 5,4 libbre/2,45 kg


Dimensioni del prodotto: 14 x 12,2 x 7
pollici/355 x 310 x 177 mm

3. Panoramica del prodotto



Nota: non slacciare la cerniera del massaggiatore plantare.

4. Istruzioni del pannello di controllo



UTILIZZO DEL PRODOTTO

***Non utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti ogni volta.**

***Non alzarsi in piedi mentre il massaggiatore è in funzione.**

1. Collegare il dispositivo all'alimentatore e collegarlo a una presa di corrente. Una volta collegato il dispositivo, l'indicatore di alimentazione lampeggerà, indicando che il dispositivo è in modalità standby.
2. Il dispositivo deve essere utilizzato con l'adattatore di alimentazione fornito.

Istruzioni per i pulsanti



Pulsante	Funzionamento
	Premere per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo. Tenere premuto per attivare/disattivare il riscaldamento. [Abilita: luce rossa fissa (predefinito)]
	Premere per scorrere tra 15 min. e 30 min. - 15 min: luce bianca fissa (predefinito) - 30 min: luce rossa fissa
	Premere per scorrere le velocità di massaggio: - Bassa: luce bianca fissa (predefinito) - Alta: luce rossa fissa - Off: Off Premere e tenere premuto per scorrere le direzioni di massaggio: - Verso l'esterno (predefinito) - Verso l'interno
	Premere per scorrere le intensità di pressione: - Bassa: luce bianca fissa (predefinito) - Media: luce verde fissa - Alta: luce rossa fissa - OFF: Off Premere e tenere premuto per scorrere le modalità di pressione: - Collo del piede e talloni (predefinito) - Solo collo del piede - Solo talloni

Nota:

1. Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo.
2. Questo dispositivo ha tre funzioni: riscaldamento, massaggio e compressione. Ogni funzione può essere utilizzata separatamente o in combinazione.
3. Funzione di memoria: il massaggiatore richiama automaticamente le ultime impostazioni selezionate quando si preme nuovamente il pulsante di accensione. Tuttavia, la funzione di memoria non sarà operativa se l'alimentazione viene interrotta.

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. È vietato riparare il dispositivo o sostituire componenti rivolgendosi a personale non qualificato.
2. Riporre e conservare il dispositivo in un ambiente pulito e asciutto. Non esporre il dispositivo alla luce del sole diretta. Tenerlo lontano da umidità, fonti di calore e/o gas corrosivi.
3. Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
4. Mantenere il dispositivo pulito. Scollegare il dispositivo dalla corrente prima di procedere con la pulizia.
5. Per la pulizia quotidiana del corpo principale, utilizzare un panno morbido e umido. Per pulire le macchie causate da olio o cosmetici, utilizzare un panno morbido e umido con un detergente neutro o un detergente speciale per la pelle. Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi.
6. Le coperture per il piede sono staccabili e lavabili. Aprirle e lavarle. Non utilizzare il dispositivo se le coperture sono staccate.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Il prodotto non funziona.	La spina di alimentazione non è collegata correttamente.	Ricollegare la spina alla presa e controllare l'indicatore di alimentazione.
	Non viene utilizzato l'adattatore in dotazione, o l'interfaccia è sbagliata, o l'alimentazione è insufficiente.	Utilizzare l'adattatore da fornito con il dispositivo.
	L'applicazione di una pressione eccessiva potrebbe causare il blocco dei nodi.	Non premere sui nodi.

Problems	Causes	Solutions
Riscaldamento insufficiente o nessun riscaldamento.	Durante il massaggio la funzione di riscaldamento è disattivata.	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per attivare la funzione di riscaldamento.
	Il dispositivo richiede tempo per riscaldarsi gradualmente, al fine di evitare il disagio causato dal rapido riscaldamento.	Attendere alcuni minuti dopo l'accensione del dispositivo.
	Durante il massaggio vengono indossate calze spesse per ridurre la sensazione di calore.	Indossare calzini più sottili.
Il dispositivo si spegne improvvisamente.	La spina è allentata, causando un falso contatto.	Ricollegare l'adattatore e riaccendere il dispositivo.
	Il conteggio del timer è terminato.	Riavviarlo per un'altra sessione.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR .

1. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
3. ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
 - a) El dispositivo nunca debe dejarse desatendido mientras esté enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar piezas.
 - b) No lo utilice debajo de una manta o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
 - c) Es necesaria una estrecha supervisión cuando este dispositivo sea utilizado por, sobre o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas.
 - d) Utilice este dispositivo únicamente para el fin previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
 - e) Nunca utilice este dispositivo si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
 - f) No transporte este dispositivo por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.

- g) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- h) Nunca utilice el dispositivo con las aberturas de ventilación obstruidas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusas, cabellos, etc.
- i) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- j) No utilice el dispositivo al aire libre.
- K) No opere en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- l) Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 4. El dispositivo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
- 5. El dispositivo tiene una superficie calefactada . Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizarlo.
- 6. ADVERTENCIA : Use las superficies calientes con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No lo use sobre zonas de piel insensibles ni en caso de mala circulación. El uso de calor sin supervisión por parte de niños o personas discapacitadas puede ser peligroso.
- 7. ADVERTENCIA : No se suba al dispositivo . Úselo solo sentado.
- 8. El dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento ni el alivio de enfermedades o afecciones físicas anormales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOBRE EL PRODUCTO

1. ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

Terea Lite X × 1
Adaptador de corriente × 1

2. Especificaciones técnicas

Nombre del producto: Masajeador de pies

Modelo: R-WMF07

Entrada: 12 V $\equiv$ 2,5 A

Potencia nominal: 30 W


Longitud del cable de alimentación:
5,9 pies / 1,8 m

Peso del producto: 5,4 lb / 2,45 kg

Tamaño del producto: 14 × 12,2 × 7
pulgadas / 355 × 310 × 177 mm


3. Descripción general del producto

Panel de control



Nota: No abra la cremallera del masajeador de pies.

4. Instrucciones del panel de control



USO DEL PRODUCTO

*No utilice el dispositivo durante más de 30 minutos cada vez.

*No se ponga de pie mientras recibe el masaje.

1. Conecte el dispositivo al adaptador de corriente y conéctelo a una toma de corriente. Una vez conectado, el indicador de encendido parpadeará en blanco , lo que indica que está en modo de espera.
2. El dispositivo debe utilizarse con el adaptador de corriente proporcionado.

Instrucciones de los botones



Botón	Operación
	Presione para encender / apagar el dispositivo. Mantenga pulsado para habilitar/deshabilitar el calor. [Habilitar: Rojo fijo (predeterminado)]
	Presione para alternar entre 15 y 30 min. - 15 min: Blanco fijo (predeterminado) - 30 min: Rojo sólido
	Presione para recorrer las velocidades de amasado : - Bajo: blanco fijo (predeterminado) - Alto: rojo sólido - Apagado: Apagado Mantenga presionado para recorrer las instrucciones de amasado: - Hacia afuera (predeterminado) - Interior
	Presione para recorrer las intensidades de presión : - Bajo: blanco fijo (predeterminado) - Medio : Verde sólido - Alto: rojo sólido - APAGADO: Apagado Mantenga presionado para recorrer los modos de presión: - Empeines y tacones (predeterminado) - Solo empeines - Solo tacones

Nota:

1. Desenchufe el dispositivo después de cada uso.
2. Este dispositivo tiene tres funciones: calor, amasado y compresión. Cada función puede usarse por separado o en combinación.
3. Función de memoria: El masajeador recupera automáticamente la última configuración seleccionada al volver a pulsar el botón de encendido. Sin embargo, la función de memoria no funcionará si se corta la corriente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Queda prohibido que personal no profesional repare el dispositivo o sustituya sus piezas.
2. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco. No lo exponga a la luz solar directa. Manténgalo alejado de la humedad, el calor y/o gases corrosivos.
3. No coloque ningún objeto pesado sobre el dispositivo.
4. Mantenga el dispositivo limpio. Desconéctelo antes de limpiarlo.
5. Para la limpieza diaria, utilice un paño suave y húmedo para limpiar el cuerpo principal. Para eliminar manchas de aceite o cosméticos, utilice un paño suave y húmedo con detergente neutro o especial para cuero. Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos.
6. Las fundas para los pies son desmontables y lavables. Abra la cremallera y lávelas. No utilice el dispositivo si las fundas están desprendidas.



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Causas	Soluciones
El dispositivo no funciona.	El enchufe de alimentación no está conectado correctamente.	Vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente y verifique el indicador de encendido.
	No utilizar el suministrado adaptador, o la interfaz está mal, o el poder El suministro es insuficiente.	Utilice el adaptador proporcionado con el dispositivo.
	Aplicar una presión excesiva podría provocar que los nodos se detengan.	No pisar los nudos.

Problemas	Causas	Soluciones
Calor insuficiente o ausencia de calor.	La función de calor se desactiva durante el masaje.	Mantenga presionado el botón de encendido para habilitar la función de calor.
	El dispositivo tarda un tiempo en Calentar gradualmente hasta evitar las molestias ocasionadas por calor rápido.	Espere varios minutos Después de encender el dispositivo.
	Se utilizan calcetines gruesos durante el masaje para reducir la sensación de calor.	Use calcetines más finos.
El dispositivo se apaga de repente.	El enchufe está suelto, causando un mal contacto	Vuelva a enchufar el adaptador y reinicie el dispositivo.
	El tiempo se acaba.	Reinicie el dispositivo para otra sesión.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2014/35/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO