


RENPHO

User Manual



TEREA SOLE

Model: R-WMF10

CONTENTS

• ENGLISH	01 ~ 09
-----------	---------

• DEUTSCH	10 ~ 18
-----------	---------

• FRANÇAIS	19 ~ 27
------------	---------

• ITALIANO	28 ~ 36
------------	---------

• ESPAÑOL	37 ~ 45
-----------	---------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.
 - a) This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - b) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - c) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - d) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - e) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 - f) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
 - g) Keep the cord away from heated surfaces.
 - h) Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - i) Never drop or insert any object into any opening.
 - j) Do not use outdoors.
 - k) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - l) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
4. **DANGER:** Do not use while bathing or in a shower.
5. **DANGER:** Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
6. **DANGER:** Do not place in or drop into water or other liquid.
7. **WARNING:** Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.

8. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
9. **WARNING:** Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
10. **WARNING:** Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
11. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

About the Battery

1. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short- circuited by metal objects.
3. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. **CAUTION** - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Battery Producer Labelling

Manufacturer: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.

Address: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd,

Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Email: 2162923595@qq.com

ABOUT THE DEVICE

1. What's in the Box

Terea Sole × 1

USB-C Charging Cable × 1

2. Technical Specifications

Product Name: Foot Massager

Model: R-WMF10

Input: 5V  2A

Battery Capacity: 2500mAh 18.5Wh


Charging Time: About 4 h

Operation Time: > 1 h

Product Weight: 4.2 lbs / 1.9 kg

Product Size: 12 × 12.5 × 3 in / 30.4 × 31.8 × 7.5 cm

3. Overview



USING THE DEVICE

- * Do Not Use The Device For More Than 30 Mins Each Time.
- * Do Not Stand Up While Massaging.
- * Fully Charge The Device Before Initial Use, And Do Not Use It While Charging.

Button Instruction

Button	Operation
	Press and hold to turn ON /OFF the device. Press to switch 3 massage modes: • Mode 1: Kneading + Vibration • Mode 2: Kneading + Vibration + Heat + Light • Mode 3: Intermittent Kneading & Vibration Note: Kneading and heat (30°C / 86°F) for forefeet and arches, and vibration for heels.
	Press to cycle through 3 speed levels, with the corresponding light on: • Level 1: Blue • Level 2: Orange • Level 3: Red

Note:

Stall Protection: If the device stalls for 5 seconds, it will stop operation for 3 seconds before auto-restarting.

Battery Indicator

Status	Indicator
Normal operation	Solid blue
Low battery / charging	Flashing blue
Fully charged	Solid blue

MAINTENANCE AND CLEANING

1. It is prohibited for non-professional personnel to repair the device or replace its parts.
2. Place and store the device in a cool and dry environment. Do not expose the device to direct sunlight. Keep away from humidity, heat, and/or corrosive gas.
3. Do not place any heavy objects on the device.
4. Keep the device clean. Unplug the device before cleaning.
5. Use a soft, damp cloth to wipe the main body for daily cleaning. To wipe out the stains caused by oil or cosmetics, use a soft, damp cloth with neutral detergent or special detergent for leather. Never immerse the device in water or other liquids.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problems	Causes	Solutions
Fail to turn on the device.	Batteries are weak or depleted.	Charge the device and restart it.
	Power Button was pressed for only a short duration.	Press and hold the Power Button to turn on the device.
Slow charging / no charging.	Use other types of charging cables.	Use the provided USB-C charging cable only.
The device does not work.	Applying excessive pressure could cause nodes to stall.	Ensure you are seated and avoid applying excessive pressure to the nodes when in use.
Insufficient heat or no heat.	The device takes time to heat up gradually to avoid discomfort caused by rapid heat.	Wait several minutes after turning on the device.
	Thick socks are worn during massage, reducing sensation.	Wear thinner socks to improve foot sensation and the overall effect of the massage.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



TEL: +1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)



Email: support@renpho.com (US&CA)

support-au@renpho.com (AU)

support-eu@renpho.com (UK&EU)

* For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. **WARNUNG** - So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:
 - a) Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bevor Sie Teile an- oder abmontieren.
 - b) Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Hitzeentwicklung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
 - c) Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
 - d) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
 - e) Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
 - f) Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel herum und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
 - g) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
 - h) Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Achten Sie darauf, dass die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren usw. sind.
 - i) Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie sie nichts dort hinein.
 - j) Nicht im Freien verwenden.
 - k) Verwenden Sie die Matratze nicht an Orten, an denen

Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen medizinischer Sauerstoff verabreicht wird.

- l) Zum Trennen des Geräts schalten Sie alle Regler aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
4. **GEFAHR:** Nicht beim Baden oder unter der Dusche verwenden.
5. **GEFAHR:** Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann.
6. **GEFAHR:** Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und achten Sie darauf, dass es nicht in Flüssigkeiten hineinfallen kann.
7. **ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gerät keinesfalls auf weichen Oberflächen wie etwa auf einem Bett oder einer Couch, da auf derartigen Oberflächen die Luftöffnungen verschlossen werden könnten.
8. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
9. **WARNUNG** - Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.
10. **WARNUNG** - Stellen Sie sich nicht auf oder in das Gerät. Nur im Sitzen verwenden.
11. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
2. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
3. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
4. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
5. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
6. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die

- betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.
 8. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
 9. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
 10. **ACHTUNG** – Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C (212 °F) erhitzen.

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Kennzeichnung der Batteriehersteller

Hersteller: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.

Adresse: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd,

Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

E-Mail: 2162923595@qq.com

ÜBER DAS GERÄT

1. Lieferumfang

Terea Sole × 1

USB-C-Ladekabel × 1

2. Technische Daten

Produktname: Fußmassagegerät

Modell: R-WMF10

Eingang: 5V  2A

Akkukapazität: 2500mAh 18,5Wh


Ladezeit: ca. 4 Std.

Betriebszeit: > 1 Std.

Produktgewicht: 4,2 lbs / 1,9 kg

Produktgröße: 12 × 12,5 × 3 Zoll / 30,4 × 31,8 × 7,5 cm

3. Übersicht



VERWENDUNG DES GERÄTS

- * Verwenden Sie das Gerät jeweils nicht länger als 30 Minuten.
- * Stehen Sie während der Massage nicht auf.
- * Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf und verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs.

Tastenanleitung

Taste	Bedienung
	Gedrückt halten, um das Gerät EIN/AUS zu schalten. Drücken, um zwischen 3 Massagemodi zu wechseln: • Modus 1: Kneten + Vibration • Modus 2: Kneten + Vibration + Wärme + Licht • Modus 3: Intermittierendes Kneten & Vibration Hinweis: Kneten und Wärme (30°C / 86°F) für Vorfuß und Fußgewölbe, Vibration für die Ferse.
	Drücken, um zwischen 3 Geschwindigkeitsstufen zu wechseln, mit entsprechender Leuchtanzeige: • Stufe 1: Blau • Stufe 2: Orange • Stufe 3: Rot

Hinweis:

Blockierschutz: Wenn das Gerät 5 Sekunden blockiert, stoppt es den Betrieb für 3 Sekunden und startet dann automatisch neu.

Batterieanzeige

Status	Anzeige
Normalbetrieb	Dauerhaft blau
Niedriger Batteriestand / Ladevorgang	Blau blinkend
Vollständig geladen	Dauerhaft blau

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Nichtfachpersonal ist es untersagt, das Gerät zu reparieren oder Teile davon auszutauschen.
2. Bewahren Sie das Gerät in einer kühlen und trockenen Umgebung auf. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie das Gerät von hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze und ätzenden Gasen fern.
3. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
4. Halten Sie das Gerät sauber. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
5. Wischen Sie das Gehäuse zur täglichen Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Zum Abwischen von Öloder Kosmetikflecken verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel oder einem speziellen Reinigungsmittel für Leder. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

ANLEITUNG ZUR PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Batterien sind schwach oder leer.	Laden Sie das Gerät auf und starten Sie es neu.
	Ein-/Aus-Taste wurde nur kurz gedrückt.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Langsames Laden / kein Laden.	Verwenden Sie andere Ladegeräte oder Kabel.	Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C-Ladekabel.
Das Gerät funktioniert nicht.	Zu hoher Druck kann dazu führen, dass die Massageköpfe blockieren.	Achten Sie darauf, während der Benutzung zu sitzen und keinen übermäßigen Druck auf die Massageköpfe auszuüben.
Unzureichende Wärme oder keine Wärme.	Das Gerät benötigt Zeit, um sich langsam aufzuheizen und so Unbehagen durch schnelle Erwärmung zu vermeiden.	Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts einige Minuten.
	Es werden dicke Socken während der Massage getragen, was die Wahrnehmung verringert.	Tragen Sie dünnere Socken, um das Fußgefühl und die Wirkung der Massage zu verbessern.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

**LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
UTILISATION.**

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. **AVERTISSEMENT** – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrisation et de blessures:
 - a) L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, d'installer ou de retirer des éléments.
 - b) Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.
 - c) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
 - d) Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
 - e) N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
 - f) Ne transportez pas cet appareil par son câble d'alimentation et n'utilisez pas ce câble comme poignée.
 - g) Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
 - h) Ne faites jamais fonctionner cet appareil si les orifices d'aération sont obstrués. Veillez à ce que les orifices d'aération soient exempts de peluches, de cheveux, etc.
 - i) Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objets dans un orifice.
 - j) Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - k) N'utilisez jamais cet appareil à proximité de produits en aérosol

(spray) ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.

- 1) Pour débrancher cet appareil, appuyez sur le bouton d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise électrique.
4. **DANGER** : Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
5. **DANGER** : Ne pas placer ou ranger l'appareil près d'une baignoire ou d'un évier où il serait possible de le faire tomber.
6. **DANGER** : Ne pas mettre ni faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
7. **AVERTISSEMENT** : Ne jamais utiliser l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé où les ouvertures d'aération pourraient être obstruées.
8. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
9. **AVERTISSEMENT** - Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.
10. **AVERTISSEMENT** - Ne vous tenez pas debout sur ou dans l'appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.
11. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d'une maladie ou d'un état physique anormal.

À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
2. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec des objets métalliques.
3. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.
4. Ne pas démonter, ni ouvrir ni déchiqueter la batterie.
5. Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
6. En cas de fuite de la batterie, il ne faut pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
7. Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Il faut toujours utiliser le chargeur approprié et se reporter aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de charge appropriées.
8. Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas

utilisée.

9. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
10. **ATTENTION** – La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Étiquetage des fabricants de batteries

Fabricant: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.

Adresse: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd,

Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

E-mail: 2162923595@qq.com

À PROPOS DE L'APPAREIL

1. Contenu de la boîte

Terea Sole × 1

Câble de chargement USB-C × 1

2. Caractéristiques techniques

Nom du produit : Appareil de massage pour les pieds

Modèle : R-WMF10

Entrée : 5V  2A

Capacité de la batterie : 2500mAh 18,5Wh


Temps de charge : environ 4 h

Durée de fonctionnement : > 1 h

Poids du produit : 1,9 kg / 4,2 lb

Dimensions du produit : 12 × 12,5 × 3 po / 30,4 × 31,8 × 7,5 cm

3. Aperçu



UTILISATION DE L'APPAREIL

- * N'utilisez pas l'appareil plus de 30 minutes à chaque fois.
- * Ne vous levez pas pendant le massage.
- * Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation et ne l'utilisez pas pendant la charge.

Instructions des boutons

Bouton	Fonctionnement
	Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez pour passer en revue les 3 modes de massage: • Mode 1 : Pétrissage + Vibration + Chaleur • Mode 2 : Pétrissage + Vibration + Chaleur + Lumière • Mode 3 : Pétrissage intermittent & Vibration + Chaleur Remarque : Pétrissage et chaleur (30°C / 86°F) pour l'avant-pied et la voûte plantaire, vibration pour les talons.
	Appuyez pour faire défiler les 3 niveaux de vitesse, avec le voyant correspondant: • Niveau 1 : Bleu • Niveau 2 : Orange • Niveau 3 : Rouge

Remarque :

Protection contre le blocage : Si l'appareil se bloque pendant 5 secondes, il s'arrêtera pendant 3 secondes avant de redémarrer automatiquement.

Indicateur de batterie

Statut	Indicateur
Fonctionnement normal	Bleu fixe
Batterie faible / en charge	Bleu clignotant
Entièrement chargé	Bleu fixe

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Il est interdit à toute personne non professionnelle de réparer l'appareil ou de remplacer des pièces.
2. Utilisez et conservez l'appareil dans un environnement propre et sec. N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil. Conservez cet appareil à l'abri de l'humidité, de la chaleur et des gaz corrosifs.
3. Ne placez jamais d'objet lourd sur l'appareil.
4. Conservez l'appareil propre. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
5. Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer le boîtier principal. Pour essuyer les taches causées par l'huile ou les cosmétiques, utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent neutre ou un détergent spécial pour le cuir. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

GUIDE DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problèmes	Cause	Résoudre
Impossible d'allumer l'appareil.	Les piles sont faibles ou déchargées.	Rechargez l'appareil et redémarrez-le.
	Le bouton d'alimentation n'a été pressé que brièvement.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
Charge lente / pas de charge.	N'utilisez pas d'autres types de câbles de charge.	Utilisez uniquement le câble de charge USB-C fourni.
L'appareil ne fonctionne pas.	Une pression excessive peut entraîner l'arrêt des têtes de massage.	Assurez-vous d'être assis et évitez d'exercer une pression excessive sur les têtes pendant l'utilisation.
Chaleur insuffisante ou absence de chaleur.	L'appareil met du temps à chauffer progressivement pour éviter l'inconfort dû à une montée rapide de la chaleur.	Patientez quelques minutes après avoir allumé l'appareil.
	Des chaussettes épaisses sont portées pendant le massage, ce qui réduit la sensation.	Portez des chaussettes plus fines pour améliorer la sensation sur les pieds et l'efficacité du massage.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

1. Signification du logo de la poubelle barrée



Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. **AVVISO** - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:
 - a) L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non in uso, e prima di mettere o togliere le parti.
 - b) Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
 - c) È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, soggetti invalidi o persone disabili.
 - d) Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
 - e) Non azionare mai questo apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, malfunzionamento, caduta accidentale, danni o caduta in acqua.
 - f) Non trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione o utilizzare tale cavo come manico.
 - g) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
 - h) Non azionare mai l'apparecchio con le prese d'aria bloccate. Mantenere le prese d'aria libere da lanugine, capelli, ecc.
 - i) Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.
 - j) Non utilizzare all'esterno.
 - k) Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui venga somministrato ossigeno.
 - l) Per scollegare l'apparecchio, disattivare tutti i comandi e rimuovere la spina dalla presa elettrica.
4. **PERICOLO:** utilizzare il dispositivo mentre ci si fa il bagno o la doccia.

5. **PERICOLO:** non collocare o riporre l'apparecchio in un luogo dove possa cadere o essere tirato in una vasca o in un lavandino.
6. **PERICOLO:** non immergere o far cadere in acqua o altri liquidi.
7. **AVVERTENZA:** non azionare mai su una superficie morbida come un letto o un divano dove le prese d'aria potrebbero essere bloccate.
8. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.
9. **AVVISO** - Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'usosenza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.
10. **AVVISO** - Non posizionarsi sopra l'apparecchio o all'interno dell'apparecchio; utilizzare solo da seduti.
11. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.

Informazioni sulla batteria

1. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.
2. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa con oggetti metallici.
3. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente.
4. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
5. Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
6. In caso di perdite dalla cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
7. Le batterie e le celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per istruzioni corrette sulla ricarica.
8. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non viene utilizzata.
9. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
10. **ATTENZIONE:** la batteria utilizzata in questo dispositivo può

presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se usata male.
Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperatura superiore a 100 °C (212 °F).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Etichettatura del produttore della batteria

Produttore: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.

Indirizzo: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd,

Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

E-mail: 2162923595@qq.com

SUL DISPOSITIVO

1. Contenuto della confezione

Terea Sole × 1

Cavo di ricarica USB-C × 1

2. Specifiche tecniche

Nome prodotto: Massaggiatore plantare

Modello: R-WMF10

Ingresso: 5V  2A

Capacità batteria: 2500mAh 18,5Wh


Tempo di ricarica: circa 4 h

Tempo di funzionamento: > 1 h

Peso del prodotto: 1,9 kg / 4,2 lbs

Dimensioni del prodotto: 12 × 12,5 × 3 pollici / 30,4 × 31,8 × 7,5 cm

3. Panoramica



UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- * Non utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti consecutivi.
- * Non stare in piedi durante il massaggio.
- * Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo e non utilizzarlo durante la ricarica.

Istruzioni pulsanti

Pulsante	Funzionamento
	Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo. Premere per passare tra 3 modalità di massaggio: • Modalità 1: Impastamento + Vibrazione + Calore • Modalità 2: Impastamento + Vibrazione + Calore + Luce • Modalità 3: Impastamento e vibrazione intermittenti + Calore Nota: Impastamento e calore (30°C / 86°F) per avampiede e arco plantare, vibrazione per i talloni.
	Premere per scorrere i 3 livelli di velocità, con la relativa spia luminosa: • Livello 1: Blu • Livello 2: Arancione • Livello 3: Rosso

Nota:

Protezione contro il blocco: se il dispositivo si blocca per 5 secondi, si fermerà per 3 secondi prima di riavviarsi automaticamente.

Indicatore batteria

Stato	Indicatore
Funzionamento normale	Blu fisso
Batteria scarica / in carica	Blu lampeggiante
Completamente carico	Blu fisso

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. È vietato riparare il dispositivo o sostituire componenti rivolgendosi a personale non qualificato.
2. Riporre e conservare il dispositivo in un ambiente pulito e asciutto. Non esporre il dispositivo alla luce del sole diretta. Tenerlo lontano da umidità, fonti di calore e/o gas corrosivi.
3. Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
4. Mantenere il dispositivo pulito. Scollegare il dispositivo dalla corrente prima di procedere con la pulizia.
5. Per la pulizia quotidiana del corpo principale, utilizzare un panno morbido e umido. Per pulire le macchie causate da olio o cosmetici, utilizzare un panno morbido e umido con un detergente neutro o un detergente speciale per la pelle. Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Impossibile accendere il dispositivo.	Le batterie sono scariche o esaurite.	Ricaricare il dispositivo e riavviarlo.
	Il pulsante di accensione è stato premuto solo per un breve periodo.	Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Ricarica lenta / nessuna ricarica.	Non utilizzare altri tipi di cavi di ricarica.	Utilizzare solo il cavo di ricarica USB-C fornito.
Il dispositivo non funziona.	Una pressione eccessiva può causare il blocco dei nodi massaggianti.	Assicurarsi di essere seduti ed evitare di applicare troppa pressione sui nodi durante l'uso.
Calore insufficiente o assente.	Il dispositivo impiega del tempo per riscaldarsi gradualmente ed evitare fastidi dovuti a un riscaldamento troppo rapido.	Attendere alcuni minuti dopo l'accensione del dispositivo.
	Si indossano calzini spessi durante il massaggio, riducendo la sensibilità.	Indossare calzini più sottili per migliorare la sensazione ai piedi e l'efficacia complessiva del massaggio.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
3. **ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
 - a) El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar piezas.
 - b) No lo utilice debajo de una manta o almohada. El calentamiento excesivo puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
 - c) Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas.
 - d) Utilice este aparato únicamente para el fin previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
 - e) Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
 - f) No transporte este aparato sujetándolo por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
 - g) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 - h) Nunca utilice el aparato con las aberturas de ventilación obstruidas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusas, cabellos y similares.
 - i) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
 - j) No utilizar en exteriores.

- k) No operar en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- l) Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente.
4. **PELIGRO** : No utilizar mientras se baña o se ducha.
5. **PELIGRO** : No coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un fregadero.
6. **PELIGRO** : No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
7. **ADVERTENCIA** : Nunca opere sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
8. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizarlo.
9. **ADVERTENCIA**: Use las superficies calientes con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No lo use sobre zonas de piel insensibles ni en caso de mala circulación. El uso desatendido de calor por parte de niños o personas discapacitadas puede ser peligroso.
10. **ADVERTENCIA**: No se suba ni se suba al aparato. Úselo solo sentado.
11. El dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento ni el alivio de enfermedades o afecciones físicas anormales.

Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.
2. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo que funciona con batería o la batería sufran cortocircuitos debido a objetos metálicos.
3. Este dispositivo contiene baterías no reemplazables. Cuando la batería esté al final de su vida útil, el dispositivo debe desecharse de forma adecuada.
4. No desmonte, abra ni triture la batería.
5. No someta las celdas o baterías a golpes mecánicos.
6. En caso de fuga de una celda, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y consulte a un médico.
7. Las celdas y baterías secundarias deben cargarse antes de usarlas. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de

carga adecuadas.

8. No deje la batería cargándose durante un tiempo prolongado cuando no esté en uso.
9. Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
10. **PRECAUCIÓN:** La batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si se manipula incorrectamente. No la recargue, desmonte ni la caliente a más de 100 °C (212 °F).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Etiquetado del productor de baterías

Fabricante: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.

Dirección: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd,

Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Correo electrónico: 2162923595@qq.com

ACERCA DEL DISPOSITIVO

1. ¿Qué hay en la caja ?

Terea Sole × 1

Cable de carga USB-C × 1

2. Especificaciones técnicas

Nombre del producto: Masajeador de pies

Modelo: R-WMF10

Entrada: 5 V  2 A

Capacidad de la batería: 2500 mAh 18,5 Wh


Tiempo de carga: aproximadamente 4 horas

Tiempo de operación: > 1 hora

Peso del producto: 4,2 libras / 1,9 kg

Tamaño del producto: 12 × 12,5 × 3 pulgadas / 30,4 × 31,8 × 7,5 cm

3. Descripción general



USO DEL DISPOSITIVO

- * No utilice el dispositivo durante más de 30 minutos cada vez.
- * No se ponga de pie mientras recibe el masaje .
- * Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso y no lo utilice mientras se está cargando.

Instrucciones del botón

Botón	Operación
	Mantenga presionado para encender o apagar el dispositivo . Presione para cambiar entre 3 modos de masaje: • Modo 1: Amasado + Vibración • Modo 2: Amasado + Vibración + Calor + Luz • Modo 3: Amasado intermitente y vibración Nota: Amasamiento y calor (30°C / 86°F) para la parte delantera del pie y los arcos, y vibración para los talones.
	Presione para recorrer 3 niveles de velocidad, con el correspondiente luz encendida : • Nivel 1: Azul • Nivel 2: Naranja • Nivel 3: Rojo

Nota:

contra bloqueos : si el dispositivo se bloquea durante 5 segundos, dejará de funcionar durante 3 segundos antes de reiniciarse automáticamente .

Indicador de batería

Estado	Indicador
Funcionamiento normal	Azul fijo
Batería baja / Cargando	Azul intermitente
Carga completa	Azul fijo

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Queda prohibido que personal no profesional repare el dispositivo o sustituya sus piezas.
2. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco. No lo exponga a la luz solar directa. Manténgalo alejado de la humedad, el calor y/o gases corrosivos.
3. No coloque ningún objeto pesado sobre el dispositivo.
4. Mantenga el dispositivo limpio. Desconéctelo antes de limpiarlo.
5. Para la limpieza diaria, utilice un paño suave y húmedo para limpiar el cuerpo principal. Para eliminar manchas de aceite o cosméticos, utilice un paño suave y húmedo con detergente neutro o especial para cuero. Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Causas	Soluciones
No se puede encender el dispositivo.	Las baterías están débiles o agotado.	Cargue el dispositivo y reinícialo.
	El botón de encendido estaba presionado solo por un corto tiempo duración.	Mantenga presionada la tecla botón de encendido para encender en el dispositivo.
Carga lenta / no cargando.	Utilice otros tipos de cables de carga.	únicamente el cable de carga USB-C proporcionado.
El dispositivo no funciona.	Aplicar una presión excesiva podría provocar que los nodos se detengan.	Asegúrese de estar sentado y evite aplicar presión excesiva sobre los nodos cuando esté en uso.
Calor insuficiente o sin calor.	El dispositivo tarda un tiempo en Calentar gradualmente hasta evitar las molestias ocasionadas por calor rápido.	Espere varios minutos Después de encender el dispositivo.
	Se utilizan calcetines gruesos durante el masaje, lo que reduce la sensación.	Use calcetines más finos para mejorar la sensación del pie y el efecto general del masaje.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/reparación.

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO

更新日期:	20260116	设计师:	Stacy
型 號:	R-WMF10		
尺 寸:	105x145mm		
材 质:	封面封底128g铜版纸，双面哑油；内页80g		
颜 色:	黑白印刷		
工 艺:	/		
装订方式:	骑马订		

此页不印刷